

CLINITEK Status<sup>®</sup>, CLINITEK Status<sup>®</sup>+, og CLINITEK Status<sup>®</sup> Connect systemer

### Beskadiget strømforsyning – SKAL udskiftes

---

Vores oversigter viser, at din afdeling har modtaget følgende produkt, der kan indeholde en beskadiget strømforsyning:

**Tabel 1. CLINITEK<sup>®</sup> berørte produkt(er)**

Siemens Materiale Nummer (SMN)	Produkt Beskrivelse
10379677	CLINITEK Status+
10376322	CLINITEK Status Connect System
10378632	CLINITEK Status Power Supply Adaptor – Spare Part

### Årsag til denne Sikkerhedsvarsel:

Siemens Healthcare Diagnostics har modtaget henvendelser fra kunder, der oplever problemer med den eksterne strømforsyning, der følger med CLINITEK Status<sup>®</sup>, CLINITEK Status<sup>®</sup>+, og CLINITEK Status<sup>®</sup> Connect urinstix aflæsere, hvilket kan medføre risiko for elektrisk stød for brugeren. Dette gælder også for strømforsyninger bestilt som reservedel.

Det gælder for strømforsyninger med følgende numeriske datokoder :

**50130, 51130, 52130, 01140, 02140, 03140, 04140, 05140, 06140, 07140, 08140, 09140, 10140, 11140, 12140, 13140, 14140, 15140, 16140, 17140, 18140, 19140, 20140, 21140, 22140, 23140.**

### Sundhedsrisiko

En ødelagt strøm forsyning kan medføre risiko for elektrisk stød for brugeren.

Figur 1.

Datokode lokation og identifikation



1. Eksempel på datokode placeringen på siden af strømforsyningen, her vist som 03140

Figur 2.

Eksempel på beskadigelse



1. Sådan kan skaden se ud.

## Forholdsregler

For det/de produkter der er listede i Tabel 1, gøres følgende:

1. **Sluk for instrumentet** og tag strømskikket ud af væggen, inden strømforsyningen kontrolleres.
2. Ved kontrol af strømforsyningen **identificeres den påførte datokode** (se Figur 1).
3. Hvis din strømforsyning er påført en af de anførte datokoder, skal strømforsyningen skiftes ud straks og kasseres. Udfyld nedenstående skema "Check af effektiviteten af tilbagekaldelse af strømforsyninger" og returner til Siemens Healthcare Diagnostics. Strømforsyningen kasseres når den nye strømforsyning er modtaget.
4. Hvis din strømforsyning ikke har ovenstående datokode påført, men alligevel er beskadiget (se Figur 2), udfyldes nedenstående skema "Check af effektiviteten af tilbagekaldelse af strømforsyninger" og returner til Siemens Healthcare Diagnostics. Strømforsyningen kasseres når den nye strømforsyning er modtaget

Vi beder dig dele denne information med alt personale, som anvender dette produkt, på din arbejdsplads.

Vi beklager den ulejlighed denne situation medfører. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Siemens Healthcare Diagnostics POC Helpdesk på tlf. 4477 4814 eller Birgitte Højgaard Larsen på mobil 40 42 59 24 eller e-mail: [birgitte.larsen@siemens.com](mailto:birgitte.larsen@siemens.com) .

## Check af effektiviteten af tilbagekaldelse af strømforsyninger

Beskadiget strømforsyning – Stop med at benytte denne

Denne formular er for at bekræfte modtagelsen af det vedlagte Siemens Healthcare Diagnostics brev: "Vigtig tilbagekaldelse - 31983" dateret September 2014 vedrørende beskadigede strømforsyninger. Læs venligst hvert spørgsmål og angiv det relevante svar. Fax den udfyldte formular til Siemens Healthcare Diagnostics på fax nummeret, som er angivet nederst på denne side.

1. Jeg har læst og forstået de tiltag der er beskrevet i dette brev. Ja  Nej
2. Har du for nuværende nogen af de berørte strømforsyninger i brug eller på lager? (Venligst undersøg før du svarer). Ja  Nej

Hvis svaret I det ovenstående spørgsmål er ja, bedes du udfylde nedenstående skema.

Produkt Beskrivelse Produkt Katalog #/SMN #	Strømforsyning Datokode(r)	Antal kasserede strømforsyninger	Antal strømforsyninger til erstatning
10379677; 10376322; 10378632			

Navn på person der udfylder skemaet: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Institution: \_\_\_\_\_

Instrument Serienummer: \_\_\_\_\_

Gade: \_\_\_\_\_

By: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Tlf: \_\_\_\_\_

Venligst fax den udfyldte formular til Siemens Healthcare Diagnostics på +45 44 77 58 39 eller send den pr. mail til Birgitte.larsen@siemens.com

Hvis du har tekniske spørgsmål, kan du kontakte Siemens POC Helpdesk på telefon 44 77 48 14 eller Birgitte Højgaard Larsen på mobil 40 42 59 24.

Vi beklager den ulejlighed denne situation må medføre for dig. Tak for din fortsatte opbakning.