

HASTER VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE

Emne: Forkert indtastning af værdier for højde og vægt

Produkt: MOSAIQ

Omfang: MOSAIQ-kunder, der bruger version 2.0 og højere

Meddelelse frigivet: September 2019

Beskrivelse af problem:

Brugeren kan utilsigtet komme til at indtaste metriske værdier i højde- og vægter, der er mærket med amerikanske standardenheder.

Detaljer:

Vinduet til indtastning af de vitale tegn/laboratoriedata vises, hvis der mangler oplysninger, når du åbner en lægemiddelrekvisition, eller kontrollerer statussen for lægemiddelrekvisitionen. Vinduet viser som standard altid amerikanske standardenheder, første gang vinduet åbnes for hver bruger. Højde vil have enheden tommer (in), og vægt vil have enheden pund (lbs).

For at skifte til metriske enheder skal brugeren klikke på valgknappen for metriske enheder. Når dette er valgt, skifter højdeenheden til centimeter (cm), og vægtenheden til kilogram (kg).

Kunder, der benytter metriske enheder i alle andre dele af softwaren, bemærker måske ikke valgknappens standardindstilling og de enheder, der vises i vinduet til indtastning af de vitale tegn/laboratoriedata. Der indtastes metriske værdier for højde og vægt, når der forventes amerikanske standardværdier.

Klinisk betydning:

Hvis de amerikanske standardenheder ikke ændres, men der indtastes metriske mål, vil den resulterende BSA blive meget større end forventet. Hvis det ikke opdages, kan patienten få en BSA-baseret lægemiddeldosis, der er højere end nødvendigt.

Anbefalede brugerhandlinger:

Sørg for at notere, at vinduet til indtastning af vitale tegn/laboratoriedata som standard altid viser amerikanske standardenheder første gang, vinduet åbnes for hver bruger. Klik på valgknappen for metriske enheder, hvis højde og vægt skal angives i centimeter (cm) og kilogram (kg). Enhedspræferencerne gemmes pr. bruger for hver efterfølgende gang, vinduet åbnes.

HASTER VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE

Dette dokument indeholder vigtig information i forbindelse med fortsat sikker og korrekt brug af dit udstyr.

- Gør denne meddelelse tilgængelig for alle brugere, f.eks. ved at lægge den sammen med brugervejledningen, indtil denne handling lukkes.
- Det relevante personale, der arbejder med dette produkt, skal gøres opmærksom på indholdet i dette brev.

Elekta korrigerende handlinger:

Dette vil blive løst i en kommende MOSAIQ-udgave. Du får besked via en produktbulletin, når rettelsen er tilgængelig.

Denne meddelelse er indsendt til de relevante myndigheder.

Vi beklager den ulejlighed, som denne handling må forårsage og siger på forhånd tak for dit samarbejde.

HASTER VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE

Bekræftelsesformular

Med henblik på at opfylde myndighedskrav bedes du udfylde denne formular og returnere den til Elekta, så snart du modtager den og senest 30 dage efter modtagelse.

| | |
|---|--|
| Klassifikation: Vigtig sikkerhedsmeddelelse | FCO-referencenummer: 371-01-MSQ-016 |
| Beskrivelse | Forkert indtastning af værdier for højde og vægt |

| | |
|--|------------------------------|
| Hospital: | |
| Enhedens serienummer: (hvis relevant) | Placering eller institution: |

| | |
|---|--------|
| Jeg bekræfter at have læst og forstået denne meddelelse og accepterer at implementere alle anbefalinger heri. | |
| Navn: | Titel: |
| Kundens underskrift: | Dato: |

| | |
|--|--------|
| Bekræftelse af ny installation skal underskrives af den Elekta-tekniker eller medarbejder, der udførte installationen, når det installerede produkt har en fysisk brugervejledning/håndbog: | |
| Jeg tilkendegiver, at kunden er orienteret om indholdet af denne meddelelse, og at den ligger sammen med det gældende eksemplar af brugervejledningen eller er tilføjet til fortegnelsen sammen med den gældende brugervejledning: | |
| Navn: | Titel: |
| Underskrift: | Dato: |