

ID NOW[™] INSTRUMENT

Abbott

Urgent Field Safety Notice

Urgent Field Safety Notice
ID NOW[™] Instrument

FSCA-identifiser: 2023 09
Device Modification: Software upgrade
October 2023

FSCA-identifiser: 2023 09

EN-Urgent Field Safety Notice

CS - **Naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén**

DA - **Vigtig produktinformation**

DE - **Dringende Sicherheitsanweisung im Feld**

EL - **Επείγουσα επιτόπια οδηγία ασφάλειας**

ES - **Aviso urgente de seguridad en campo**

FI - **Kiireellinen kenttäturvallisuusilmoitus**

FR - **AVIS de sécurité urgent**

HR - **Hitna sigurnosna obavijest**

HU - **Sürgős helyszíni biztonsági közlemény**

ID - **Pemberitahuan Keselamatan Lapangan yang Mendesak**

IT - **Avviso urgente di sicurezza sul campo**

KO - **긴급 현장 안전 공지**

LT - **Skubus saugos pranešimas**

LV - **Steidzams nozāres drošības paziņojums**

NL - **Dringende veiligheidskenngeving**

NO - **Viktig sikkerhetsmelding**

PT - **Aviso Urgente de Segurança do Equipamento**

RO - **Notificare urgentă privind siguranța pe teren**

RU - **Срочное уведомление о безопасности на местах**

SK - **Naliehavé plošné bezpečnostné oznámenie**

SR - **Hitno obaveštenje o bezbednosti na terenu**

SV - **Viktig säkerhetsmeddelande till marknad**

TR - **Acil Saha Güvenlik Bildirimi**

VI - **Thông báo Khẩn về An toàn của Sản phẩm đang lưu hành trên thị trường**

ZH-TW - **緊急現場安全通知**

Product Name:	Part Number:	Serial Numbers
ID NOW [™] Instrument	NAT-000 (GTIN 00811877010593 / 00811877010821)	All
	NAT-000S (GTIN 00811877010838)	

Dear Valued Customer,

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. is bringing to your immediate attention a product correction via software upgrade for the ID NOW[™] Instrument, part number NAT-000, NAT-000S.

Reason for Correction:

Our records show that you have received ID NOW Instrument, which is used in conjunction with the ID NOW COVID-19 2.0 and ID NOW Influenza A&B 2 tests. When using the current version of ID NOW software, version 7.0, users have the ability to run the ID NOW COVID-19 2.0 and ID NOW Influenza A&B 2 test sequentially, from one patient sample. Some customers have reported an increase in Influenza B false positive test results when using the device in this manner.

In house testing has confirmed ID NOW Influenza A & B 2 Influenza B Specificity remains within label claims (97.1% with a 95% confidence interval of 95.9%-98.1%) when using sequential workflow, but due to an increase in customer complaints, a software modification has been implemented in software version 7.1 to mitigate the potential occurrence of false positive Influenza B test results.

Per a Health Hazard Evaluation conducted, the anticipated risk to patients due to Influenza B false positive results is low. A patient receiving a false positive Influenza B test result is unlikely to experience serious harm or result in unnecessary medical intervention.

Action to be taken:

- Please upgrade your ID NOW Instrument software using the included ID NOW Software Upgrade kit NAT-300 to software version 7.1.
- Please complete and return the attached Return Response Form within 10 days of receipt of this letter.

Transmission of this Urgent Field Notice: Please communicate this Field Notice to all those who need to be aware of it within the organization. Additionally, please communicate this notice to any organization where the affected product has been transferred or transfer this notice to other organizations where this action has an impact.

Please report all device-related incidents to the manufacturer, distributor or local representative, and the national Competent Authority if appropriate, as this provides important feedback.

The undersigned confirms that the relevant Competent Authorities have been advised of this Field Safety Notice, as applicable.

We regret any inconvenience that this may cause your facility. We appreciate your attention and cooperation in this matter. If you have additional questions relating to the product, please contact your local Abbott Representative.

Sincerely,

Abbott Rapid Diagnostics Quality Assurance

<p>It is important that your organization takes the actions detailed in the Field Safety Notice and confirms that you have received the Field Safety Notice.</p> <p>Your organization's reply is the evidence Abbott needs to monitor the progress of the corrective actions.</p>

<p>It is important que su organización adopte las medidas detalladas en el aviso de seguridad en campo y confirme que ha recibido dicho aviso.</p> <p>La respuesta de su organización es la prueba que Abbott necesita para supervisar el progreso de las medidas correctivas.</p>
--

Kiireellinen kenttäturvallisuusilmoitus
ID NOW[™] Instrument

FSCA-tunniste: 2023 09
Laitteen muokkaus: Ohjelmistopäivitys
Lokakuu 2023

Tuotteen nimi:	Osa-numero	Sarjanumerot
ID NOW [™] Instrument	NAT-000 (GTIN 00811877010593 / 00811877010821)	Käikki
	NAT-000S (GTIN 00811877010838)	

Hvøe asakas,

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. tiedottaa tuotekorjauksesta, joka toteutetaan ID NOW[™] Instrument -laitteen, osanumero NAT-000, NAT-000S, ohjelmistopäivityksellä.

Corrección:

El test indicado dans nos dossiers que vous avez reçu ID NOW Instrument, utilisé conjointement avec les tests ID NOW COVID-19 2.0 et ID NOW Influenza A&B 2. Lors de l'utilisation de la version actuelle du logiciel ID NOW, version 7.0, les utilisateurs ont la possibilité d'exécuter les tests ID NOW COVID-19 2.0 et ID NOW Influenza A&B 2 de manière séquentielle, à partir d'un échantillon de patient. Certains clients ont signalé une augmentation des résultats de tests faussement positifs pour la grippe B et l'appareil est affecté de cette manière.

Des tests internes ont confirmé que la spécificité d'ID NOW Influenza A&B 2, Influenza B, reste conforme aux allégations figurant sur l'étiquette (97,1 % avec un intervalle de confiance à 95 %, de 95,9 % à 98,1 %) lors de l'utilisation d'un flux de travail séquentiel, mais en raison d'une augmentation des réclamations des clients, une modification logicielle a été mise en œuvre dans la version 7.1 du logiciel pour atténuer l'apparition potentielle de résultats faussement positifs au test de la grippe B.

Selon une évaluation des risques pour la santé effectuée, le risque anticipé pour les patients en raison des résultats de tests faussement positifs de la grippe B est faible. Il est peu probable qu'un patient recevant un résultat faussement positif au test de la grippe B subisse un préjudice grave ou une intervention médicale inutile.

Les mesures à prendre :

- Actualice el software de su organización usando el kit de actualización de software ID NOW NAT-300 a su versión 7.1.
- Complete y devuelva el formulario de respuesta adjunto en un plazo no superior a 10 días a partir de la recepción de este correo.

Transmission de cet avis de sécurité urgent :

Vous devez communiquer cet avis de sécurité à tous ceux qui doivent en avoir connaissance au sein de l'organisation. De plus, veuillez communiquer cet avis à toute organisation vers laquelle le produit concerné a été transféré ou transmettez cet avis à d'autres organisations où cette action a une incidence.

Veuillez signaler tous les incidents liés à l'appareil au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente le cas échéant, ce qui contribue à constituer un retour d'information important.

La seguridad confirma que las autoridades competentes concernidas ont été informées sur cet avis de sécurité, le cas échéant.

Nous regrettons tout inconvénient que cela pourrait causer à votre établissement. Nous nous remercions de votre attention et de votre coopération. Si vous avez des questions supplémentaires concernant le produit, veuillez contacter votre représentant Abbott local.

Srdeljalno,

Abbott Rapid Diagnostics Quality Assurance

<p>It is important that your organization brings the actions detailed in the Field Safety Notice and confirms that you have received the Field Safety Notice.</p> <p>La réponse de votre organisation constitue la preuve dont Abbott a besoin pour surveiller la progression des actions correctives.</p>
--

Naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén
ID NOW[™] Instrument

Identifikátor FSCA: 2023 09
Gerätmodifikation: Aktualizace softwaru
Řjen 2023

Název produktu:	Číslo dílu:	Sériové číslo
ID NOW [™] Instrument	NAT-000 (GTIN 00811877010593 / 00811877010821)	Vše
	NAT-000S (GTIN 00811877010838)	

Vážení zákazníci,

společnost Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. vám dává přednostní na vědomí opravu produktu prostřednictvím aktualizace softwaru pro přístroj ID NOW[™] Instrument, číslo dílu NAT-000, NAT-000S.

Důvod opravy:

Z našich záznamů vyplývá, že jste obdrželi přístroj ID NOW Instrument, který se používá ve spojení s testy ID NOW COVID-19 2.0 a ID NOW Influenza A&B 2. Veš použití aktuální verze softwaru ID NOW, verze 7.0, mají uživatelé možnost provádět testy ID NOW COVID-19 2.0 a ID NOW Influenza A&B 2 postupně, z jednoho vzorku pacienta. Někteří zákazníci při použití přístroje tímto způsobem hlásili zvýšení počtu falešně pozitivních výsledků testu na virus chřipky B.

Vnitřní testování potvrdilo, že specifická test ID NOW Influenza A&B 2 zůstává v rámci tvrzení na štítku (97,1 % s 95% intervalem spolehlivosti 95,9-98,1 %) při použití sekvencího pracovního postupu, ale vzhledem k nárůstu stížností zákazníků byla ve verzi softwaru 7.1 implementována úprava softwaru, která má zmírnit možný výskyt falešně pozitivních výsledků testu na virus chřipky B.

Podle provedeného hodnocení zdravotních rizik je předpokládané riziko pro pacienty v důsledku falešně pozitivních výsledků testů na virus chřipky B nízké. Je nepravděpodobné, že by pacienti, který obdrželi falešně pozitivní výsledky testu na virus chřipky B, utrpěli závažnou újmu nebo že by došlo ke zbytečnému lékařskému zákroku.

Opatření, která je třeba přijmout:

- Aktualizujte software přístroje ID NOW Instrument pomocí přiložené sady pro upgrade softwaru ID NOW NAT-300 a ve verzi softwaru 7.1.
- Vypělte a odevleďte přiložený Formulář zpětné odpovědi do 10 dnů od obdržení tohoto dopisu.

Komunikace tohoto naléhavého oznámení pro terén:

Předajte toto oznámení pro terén všem, kteří o ním musí být v organizaci informováni. Dále prosím sdělte toto oznámení všem organizacím, kam byl dotčený produkt převeden, nebo předajte toto oznámení dalším organizacím, na které má toto opatření dopad.

Všechy události COVID-19 a přístrojové oznáme výrobce, distributorovi nebo místnímu zástupci a případně národnímu příslušnému orgánu, jelikož tím získáte důležitou informáci.

Něsedešný potvrdíte, že příslušné kompetentní orgány byly informovány o tomto bezpečnostním oznámení pro terén, je-li relevantní.

Litujeme všech nepříjemností, které toto může způsobit vašemu zařízení. Ceníme si vaši vstřícnosti a spolupráce v této záležitosti. Máte-li další otázky týkající se produktu, obraťte se na místního zástupce nepřímých opatření.

We regret any inconvenience that this may cause your facility. We appreciate your attention and cooperation in this matter. If you have additional questions relating to the product, please contact your local Abbott Representative.

S pozdravem,

Abbott Rapid Diagnostics Quality Assurance

<p>Je důležité, aby vaše organizace přijala opatření podrobně popsán v bezpečnostním upozornění pro terén a potvrdila, že jste bezpečnostní upozornění pro terén obdrželi.</p> <p>Odpověď vaší organizace je důkazem, který společnost Abbott potřebuje ke sledování průběhu napravných opatření.</p>

<p>Det er vigtigt, at din organisation foretager de handlinger, der er beskrevet i produktinformationen, og bekræfter, at I har modtaget den vigtige produktinformation.</p> <p>Din organisations svar er det bevis, Abbott har brug for til at overvåge status for fejltretningen.</p>

Hitna sigurnosna obavijest
ID NOW[™] Instrument

Identifikator sigurnosne obavijesti: 2023 09
Izmjena proizvoda: nadogradnja softvera
Listopad 2023.

Naziv proizvoda:	Kataloški broj:	Serijski brojevi:
ID NOW [™] Instrument	NAT-000 (GTIN 00811877010593 / 00811877010821)	svi
	NAT-000S (GTIN 00811877010838)	

Poštovani korisnici,

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. želi vam skrenuti pozornost na ispravak proizvoda putem nadogradnje softvera za uređaj ID NOW[™] Instrument, kataloški broj NAT-000, NAT-000S.

Priloga su sigurnos:

Naša naša evidencija dokazuje ste uređaj ID NOW Instrument, koji se upotrebljava u kombinaciji s testovima ID NOW COVID-19 2.0 i ID NOW Influenza A&B 2. Uz postrojenje verziju softvera ID NOW, verziju 7.0, korisnici imaju mogućnost pokretanja testova ID NOW COVID-19 2.0 i ID NOW Influenza A&B 2 postupno, iz jednog uzorka pacijenta. Neki korisnici prijavili su porast broj lažno pozitivnih rezultata testa Influenza B kada se uređaj upotrebljava na taj način.

Interni testiranje potvrdilo je da specifičnost testa ID NOW Influenza A & B 2 Influenza B ostaje u okviru tvrdnji na ambalaži (97,1 % s 95-postotnim intervalom pouzdanosti od 95,9 % - 98,1 %) kada se upotrebljava sekvencijalni tijek rada, ali zbog porasta pritužbi klijenata u verziji softvera 7.1 implementirana je izmjena softvera kako bi se smanjila eventualna poglava lažno pozitivnih rezultata testa Influenza B.

Prema provedenoj procjeni opasnosti po zdravlje očekivani rizik za pacijente zbog lažno pozitivnih rezultata testa Influenza B nižak je. Pacijent koji doživi lažno pozitivna rezultata testa Influenza B vjerojatno neće doživjeti ozbiljne posljedice niti će trebati medicinski intervenciju.

Radnje koje treba poduzeti:

- Nadgradite softver uređaja ID NOW Instrument pomoću priloženog kompleta za nadogradnju softvera ID NOW NAT-300 na verziju softvera 7.1.
- Ispunite i vratite priloženi obrazac za odgovor na povrat u roku od 10 dana od primitka ovog pisma.

Prijenos ove hitne sigurnosne obavijesti:

Obavijestite svoje organizacije obavijesti svima u tvrtki/ustanovi koji s njom moraju biti upoznati. Nadalje, obavijestite dostavite svim tvrtkama/ustanovama u koje je poslan predmetni proizvod ili drugim tvrtkama/ustanovama na koje se ova radnja odnosi.

Prigovore svim incidentima povezanim s uređajem proizvodima, distributeri ili lokalnom predstavniku te nacionalnom nadležnom tijelu ako je potrebno, jer se time dobivaju važne povratne informacije.

Dolje potpisani potvrđuje da su relevantna nadležna tijela obaviještena o ovoj sigurnosnoj obavijesti, kako je primjenjivo.

Igričamo se zbog neugodnosti koje bi ovo moglo stvoriti vašoj ustanovi. Cijenimo vašu pozornost i suradnju u ovoj situaciji. Ako imate dodatna pitanja u vezi s proizvodom, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Abbott.

S poštovanjem,

Abbott Rapid Diagnostics Quality Assurance

<p>Važno je da vaša tvrtka/ustanova poduzme radnje navedene u sigurnosnoj obavijesti i potvrdi da ste primili sigurnosnu obavijest.</p> <p>Odgovor vaše tvrtke/ustanove dokaz je koji tvrtki Abbott treba radi praćenja napredka korektivnih radnji.</p>
--

<p>Fontos, hogy szervezete megtegye a helyszíni biztonsági közleményben részletezett intézkedéseket, és megerősítse, hogy megkapta a biztonsági közleményt.</p> <p>Az Ön szervezetének válasza az a bizonyíték, amelyre az Abbottnak szüksége van a korrrekciós intézkedések előrehajlásának nyomon követéséhez.</p>
--

Vigtig produktinformation
ID NOW[™] Instrument

FSCA-identifikator: 2023 09
Gerätmodifikation: Software-Upgrade
oktober 2023

Produktnavn:	Varenummer:	Serienumr
ID NOW [™] Instrument	NAT-000 (GTIN 00811877010593 / 00811877010821)	Alle
	NAT-000S (GTIN 00811877010838)	

Kære kunder,

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. mægt at oplyse om, at der er en produktrettelte til ID NOW[™] Instrument, varenummer NAT-000, NAT-000S, i form af en softwareopgradering.

Årsag til rettelten:

Vores optagelser viser, at du har modtaget et ID NOW Instrument, som bruges sammen med testene til ID NOW COVID-19 2.0 og ID NOW Influenza A&B 2. Ved brug af den aktuelle version af ID NOW-softwaren, version 7.0, kan brugere kør ID NOW COVID-19 2.0- og ID NOW Influenza A&B 2-testen sekvencielt fra en patientprøve. Nogle kunder har rapporteret en stigning i antallet af falske positive testresultater for influenza B, når enheden bruges på denne måde.

Interne test har bekræftet, at specifikiteten for influenza B i ID NOW Influenza A&B 2-testen forbliver inden for angivelserne i produktinformationen (97,1 % med et 95 % konfidensinterval på 95,9-98,1 %) ved brug af sekventiel arbejdsgang, men på grund af en stigning i kundeklager, er en softwareændring implementeret, som har til hensigt at reducere den potentielle forekomst af falske positive testresultater for influenza B.

Ifølge en gennemført sundhedsrisikovurdering er den forventede risiko for patienter på grund af falske positive testresultater for influenza B lav. En patient, der modtager et falsk positivt resultat af en influenza B-test, vil sandsynligvis ikke opleve alvorlig skade, og det vil ikke føre til uønsket medicinsk behandling.

Følgende skridt gøres:

- Opgrader ID NOW Instrument-softwaren til softwareversion 7.1 ved hjælp af det medfølgende ID NOW-softwareopgraderings kit NAT-300.
- Udfyld og returner den vedhæftede svarformular inden for 10 dage efter modtagelsen af dette brev.

Vedrengelse af denne vigtige produktinformation:

Du bedes vedrøring denne vigtige produktinformation til alle, der har brug for at være opmærksomme på den i organisationen. Derudover bedes du vedrøring denne produktinformation til alle organisationer, som det pågældende produkt er blevet overført til, eller vedrøring denne information til andre organisationer, som er berørt af dette tilfælde.

Du bedes rapportere alle enhedsrelaterede hændelser til producenten, distributøren eller den lokale repræsentant og den nationale kompetente myndighed, hvis det er relevant, da dette sikrer vigtig feedback.

Undertegnede bekræfter, at de relevante kompetente myndigheder er blevet informeret om denne vigtige produktinformation, og der er et relevant.

Vi beklager den ulejlighed, som dette kan medføre for din organisation. Vi sætter pris på din opmærksomhed og dit samarbejde i denne sag. Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende produktet.

Med venlig hilsen,

Abbott Rapid Diagnostics Quality Assurance

<p>Det er vigtigt, at din organisation foretager de handlinger, der er beskrevet i produktinformationen, og bekræfter, at I har modtaget den vigtige produktinformation.</p> <p>Din organisations svar er det bevis, Abbott har brug for til at overvåge status for fejltretningen.</p>

<p>Es ist wichtig, dass die Organisation foretager de handlinger, der er beskrevet i produktinformationen, und bekræfter, dass Sie die Sicherheitsanweisung im Feld erhalten haben.</p> <p>Die Antwort Ihrer Organisation ist der Nachweis, den Abbott für die Überwachung des Fortschritts der Korrekturmaßnahmen benötigt.</p>
--

Sürgös helyszíni biztonsági közlemény
ID NOW[™] Instrument

FSCA-azonosító: 2023 09
Eszközmodosítás: Szoftverfrissítés
2023. október

Terméknév:	Cikkszám:	Sorozatszámok
ID NOW [™] Instrument	NAT-000 (GTIN 00811877010593 / 00811877010821)	Összes
	NAT-000S (GTIN 00811877010838)	

Tisztelt Ügyfelek!

Az Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. azonnali figyelmébe ajánl egy termékjavítást a NAT-000, NAT-000S cikkszámú ID NOW[™] Instrument eszközhöz, amelyet szoftverfrissítéshez hívj gye.

Ajánlás oka:

Nyilvánításunk szerint Ön olyan ID NOW Instrument eszközt kapott, amelyet az ID NOW COVID-19 2.0 és ID NOW Influenza A & B 2 tesztekkel együtt használnak. Az ID NOW szoftver jelenlegi, 7.0-es verziójának használata a felhasználóknak lehetőségük van az ID NOW COVID-19 2.0 és ID NOW Influenza A & B 2 teszt egymás utáni futtatására egyetlen betegmintából. Egyes vásárlók arról számoltak be, hogy az állapot influenza B-teszt eredményük megváltozhat, ha az eszközt ilyen módon használják.

A házon belüli tesztek megerősítették, hogy az ID NOW Influenza A & B 2 teszt influenza B-specifitása a címünk megadott állításokon belül marad (97,1 %, 95,9%-98,1% közötti 95% szintű konfidenciaintervallum) szekvenciális munkafolyamat alkalmazásakor, de a vásárlói panaszok számaának növekedése miatt szoftverfrissítést határoztunk meg a 7.1-es szoftververzióban, hogy csökkentjük az influenza B-teszt eredmények előfordulását.

Az elvégzett agészügyi kockázatelemzés szerint az állapot influenza B-teszt eredmények miatt a betegkérvény okozta károk alacsonyak. Az állapot influenza B-teszt eredmények kapó beteg valószínűleg nem szenved súlyos sérülést, és a teszt eredmény nem jár szükségletet orvosi beavatkozással.

Elvégzendő intézkedések:

- Kérjük, frissítse az ID NOW Instrument szoftvert a mellékelt ID NOW NAT-300 szoftverfrissítőkészlettel a 7.1-es szoftververzióra.
- Kérjük, töltse ki és küldje vissza a mellékelt visszaküldési űrlapot a level kiegészítésként számozott 10 napon belül.

Ennek a sürgős helyszíni közleménynek a továbbítása:

Kérjük, továbbítsa ezt a közleményt minden olyan szervezetnek, akiknek a szervezetben belül tudniuk kell róla. Továbbá, kérjük, továbbítsa ezt a közleményt minden olyan szervezetnek, ahova az érintett termék eljut, valamint olyan szervezeteknek is, amelyekre ez a művelet hatással van.

Kérjük, jelentsen az eszközök károsodás minden incidensét a gyártónak, a forgalmazónak vagy a helyi képviselőnek, valamint adja tovább az illetékes nemzeti hatóságoknak, mivel ez fontos visszajelzés a cég számára.

Alulírott megerősítem, hogy a releváns illetékes hatóságokat tájékoztattam a jelen helyszíni biztonsági közleményről.

Előzést kéreknt az esetleges kellemtelenségekért, amelyekre az Ön szervezetének okozhat, és köszönök figyelmét és együttműködését ebben a ügyben! Ha további kérdése vannak a termékkel kapcsolatban, forduljon az Abbott helyi képviselőjéhez.

S poštovanjem,

Abbott

Alkerm ID NOW Instrument Field Safety Notice	Printed Colors  CMYK	PN: SCRTECHS-0467ALL Rev: 2
Size: Flat size: 35 in x 23 in Folded size: 5 in x 5.75 in		Date of Last Revision: 2.2 2023/11/16