

Dato for udsendelse af brev

GE HealthCare Ref. # 85480

Til: Direktør/leder af radiologi
Direktør/leder af kardiologi
Risiko leder/hospitals administrator
Leder af radiologisk afdeling
Leder af kardiologisk afdeling
PACS administrator
Direktøren for IT-afdelingen
Leder, biomedicinsk teknologi
Leder af billeddannelses-informatik

SV: **Centricity Universal Viewer (UV), Centricity PACS-IW (PACS-IW), Centricity Radiology RA600 (RA600) og Centricity Kardiologi CA1000 (CA1000) - Potentiel sikkerhedssårbarhed**

Sikkerheds- problemer

GE HealthCare er blevet opmærksom på en potentiel sikkerhedssårbarhed i Centricity Universal Viewer (UV), Centricity PACS-IW (PACS-IW), Centricity Radiology RA600 (RA600) og Centricity Kardiologi CA1000 (CA1000), hvor service-loginoplysningerne kan identificeres, hvilket kan gøre det muligt for en ondsindet aktør med disse oplysninger at få adgang til systemet og potentielt manipulere patientdata.

Der er ikke rapporteret nogen skader eller uautoriseret adgang til patientdata til GE HealthCare som følge af dette problem.

Handlinger, der skal udføres af kunden/ brugeren

Du kan fortsætte med at bruge din enhed.

Sørg for, at alle potentielle brugere i din virksomhed bliver gjort opmærksomme på denne sikkerhedsmeddelelse.

Sørg for, at du har implementeret nedenstående handlinger:

- 1: Sørg for, at dit hospitalsnetværk er sikkert,
og
- 2: Uden for hospitalets netværk skal du implementere yderligere sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. en VPN.

Gem dette dokument til fremtidig reference.

Udfyld og send den vedhæftede bekræftelsesformular til
recall.85480@gehealthcare.com.

**Oplysninger
om det
berørte
produkt**

Følgende produkter med de softwareversioner, der er anført nedenfor, er berørt.

Produkt	Enhedsidentifikationsnummer/ GTIN
Centricity Universal Viewer softwareversioner 7.0 til og med 7.0 SP1.0.3	00840682145794
Centricity Universal Viewer-softwareversioner 6.0 til 6.0 SP10.4.1	00840682103800
Centricity Universal Viewer softwareversioner 5.0 til og med 5.0 SP7.1	I/R
Centricity PACS-IW	I/R
Centricity Radiology RA600 Softwareversioner 7.0 til 7.0 SP13	I/R
Centricity Radiology RA600 Softwareversioner 8.0 til 8.0 SP14M	00840682125260
Centricity Kardiologi CA1000 Softwareversioner 1.0 til og med 1.0 SP13	I/R
Centricity Kardiologi CA1000 Softwareversioner 2.0 til 2.0 SP14M	00840682125260

**Produkt-
rettelse**

GE HealthCare vil rette alle påvirkede produkter uden omkostninger for Dem. En GE HealthCare-repræsentant vil kontakte dig for at arrangere korrektionen.

**Kontakt-
oplysninger**

I tilfælde af spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne meddelelse, kontaktes GE HealthCare Service eller den lokale servicemedarbejder.

I kan også kontakte vores Servicecenter på: 80 40 02 47.

GE HealthCare bekræfter, at denne meddelelse er blevet meddelt til det relevante regulerende agentur.

Vær venligst forsikret om, at opretholdelse af et højt niveau af sikkerhed og kvalitet er vores højeste prioritet. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Med venlig hilsen,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**BEKRÆFTELSE AF FELTSIKKERHEDSMEDDELELSE SVAR
PÅKRÆVET**

Udfyld venligst denne formular, og returner den til GE HealthCare straks efter modtagelsen, og ikke senere end 30 dage fra modtagelse. Dette vil bekræfte modtagelsen og forståelsen af den vigtige produktinformation.

Navn på facilitet: _____

Gadeadresse: _____

By/State/ZIP/Land: _____

E-mail-adresse: Kundens e-mailadresse: _____

Kundens telefonnummer: _____

Ved at underskrive denne formular vedkender vi modtagelse og forståelse af den medfølgende vigtige produktinformation, og bekræfter, at vi har informeret alle relevante medarbejdere samt har foretaget og vil foretage de relevante handlinger iht. den meddelelse.

Angiv venligst navnet på den ansvarlige person, der udfyldte denne formular.

Underskrift: _____

Udskrevet navn: _____

Stilling/titel: _____

Dato (DD/MM/ÅÅÅÅ): _____

Returner venligst ved at scanne eller tage et billede af den udfyldte formular og sende den til recall.85480@gehealthcare.com eller indsende en online [Brugernes svarformular](#).



Link til e-mail



Formular til kundesvar