



VIGTIG PRODUKTINFORMATION

GE Healthcare

Healthcare Systems
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA

GE Healthcare Ref: FMI 85253

10. september 2012

Til: Direktør/Ansvarshavende for Radiologisk afdeling
Hospitalsadministrator
Chef for Radiologisk afdeling
RIS-administrator
Chef for Medicoteknisk afdeling

Vedrørende: **Tab af manuelt indtastede rapportoplysninger, når stemmegenkendelse er startet, og brugeren i stedet vælger at indtaste rapporten.**

GE Healthcare er for nylig blevet klar over et problem, vedrørende brugen af stemmegenkendelse i interaktiv tilstand, for systemet Centricity RIS. De bedes sikre, at alle potentielle brugere i Deres organisation gøres opmærksomme på denne meddelelse, og de anbefalede handlinger.

Sørg venligst for, at alle potentielle brugere i institutionen bliver gjort bekendt med denne sikkerhedsmeddelelse og de anbefalede handlinger.

Sikkerheds- Problem

Der er registreret et problem med brugen af funktionen stemmegenkendelse i rapporteringssystemet RIS-i, i kombination med det interaktive diktatsystem. Når en bruger starter et onlinediktat, og ikke dikterer, men manuelt ændrer teksten i rapporten, og derefter gemmer rapporten (ved at skrive, læse, co-læse eller godkende), vil den manuelt indtastede tekst, fra onlinediktatets begyndelse, og indtil rapporten gemmes, gå tabt (dvs. rapporten vil blive gemt, med indholdet fra den gemte version). Brugeren vil ikke umiddelbart bemærke dette tab.

Sikkerheds- anvisninger

Man må ikke indtaste rapporten manuelt, hvis man har startet et onlinediktat, og, man skal sikre sig, at man har lukket for onlinediktat, inden man redigerer teksten manuelt.

Oplysninger om de påvirkede produkter

GE Centricity RIS-i, softwareversioner: 4.1.26, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.24, 4.2.25 og 4.2.26

Produktrettelse

De vil modtage en permanent løsning til afhjælpning af ovenstående problem.
Følg venligst ovenstående sikkerhedsanvisninger, indtil De modtager den permanente løsning.

Kontakt- oplysninger

Kontakt GE's kundeservicecenter, hvis De har spørgsmål angående dette problem:

Såfremt I har spørgsmål til denne vigtige produktinformation eller identifikation af berørt udstyr bedes I kontakte vores lokale distributør på: 80 40 49 44.


GE Healthcare bekræfter at Lægemiddelstyrelsen har modtaget denne meddelelse.

Vi garanterer, at vi prioriterer opretholdelse af et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau meget højt. Hvis I har spørgsmål, bedes I straks kontakte os.

Mange tak.



James Dennison
Vice President QARA
GE Healthcare Systems



Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Chief Medical Officer
GE Healthcare