

15. maj 2014


HASTER – VIGTIG PRODUKTINFORMATION

DE BERØRTE PRODUKTERS HANDELSNAVNE:	- Centralvenekateterprodukt til trykinjektion - Multilumen centralvenekateteriseringsprodukt - Multilumen centralvenekateteriseringsprodukt med ARROWg+ard® antimikrobiel overflade
TYPE AF HANDLING:	Meddelelse
TELEFLEX-REFERENCE	4004492
DELNUMRE	Se Bilag 1


Kære kunde

Arrow International, Inc. ("Arrow") meddeler hermed sine kunder om, at der er en lav forekomst (<0,02 %) af, at forlængerslangens lumenudgang og -størrelse er mærket forkert på centralvenekatetre (CVK'er). For eksempel kan den distale lumen være mærket med ordet 'medial 18 GA' i stedet for 'distal 16GA'. Fejlmærkningen påvirker ikke brugen af produktet, herunder brugen af de enkelte lumener til infusion, blodprøvetagning osv. Alle muffernes farvekodninger er korrekte og svarer til Arrow-systemets: Hvid = proksimal lumen, grå = medial lumen 1, blå = medial lumen 2, brun = distal lumen.

Trykinjektionskatetrenes farvekodning og mærkningen på mufferne med vinger, vist i figur 1, er korrekte og angiver hvilken lumen, der skal anvendes til trykinjektion. "NO CT" er trykt korrekt som en advarsel på ikke-trykinjektionsmufferne. Hospitalets gængse praksis og procedurer samt producentens anvisninger skal følges i forbindelse med trykinjektion og brug af katetrene samt anvendelsen af ikke-trykinjektionskatetrene.



Figur 1: Trykinjektionskatetre



Figur 2: Ikke-trykinjektionskatetre

1. VEJLEDNING I KORRIGERENDE HANDLING VEDRØRENDE DENNE MEDDELELSE:

Tilrådet handling, der bør udføres af hospitalet og lægepersonalet

Videregiv denne meddelelse til alle, der bør være opmærksomme på den. Det kan dreje sig om f.eks. læger, risikomanagere, leverandørkæder/distributionscentre osv. Ingen yderligere handling er påkrævet.

2. **Kontaktperson**

Hvis De ønsker yderligere oplysninger eller support i forbindelse med ovenstående, bedes De kontakte:

Kundeservice:

Kontakt: Shane Kenny
FAX: +353 (0)1 4370773

Telefon: +353 (0)90 6460869
E-mail: Recalls.intl@teleflex.com

Arrow er forpligtet til at levere sikre og effektive produkter af høj kvalitet. Vi undskylder oprigtigt for al ulejlighed, som denne handling måtte forårsage for din virksomhed/drift.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice eller sælgere.

For og på vegne af Arrow:

Karen Boylan

Karen Boylan
VP QARA, International

Part #	Description	Part #	Description
AD-14854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	ASK-14854-KR	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
AD-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	ASK-14854-KRX	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
AD-24854-NL	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	ASK-15854-CH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AG-15854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-15854-FAM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AG-15854-UN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-15854-KR	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AG-25854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-15854-KR(5)	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AH-12854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-15854-KRX	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AH-12854-L	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-22854-IM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
AK-15854-LA	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-24854-PH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
AK-22854	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-24854-PH1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
AK-22854-SK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	ASK-24854-PH1X	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
AK-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	ASK-25854-CH	QUAD-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AK-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	ASK-25854-ELM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AK-25854-SK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	ASK-25854-MCO	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
AK-42854-CDC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-25854-NC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AK-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	ASK-25854-UPM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
AK-42854-SK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	ASK-25854-WF	CVC KIT: 4-LUMEN 8 FR X 8" (20 CM)
AK-45854-CDC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	ASK-42854-AH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
AK-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	ASK-42854-AKP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"
AK-45854-SK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	ASK-42854-BW	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCS-22854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-42854-CMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCS-25854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-42854-CMC1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCS-42854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-42854-CMC2	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCV-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	ASK-42854-CSM	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCV-22854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-42854-FAH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCV-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-42854-JM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ARCV-42854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-42854-JMX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)

Part #	Description	Part #	Description
ASK-42854-KFSH	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM) AGB+	ASK-42854-PNMX	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-LLU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PRR	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-MMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSAC	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-MSK	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-NMM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSHC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+
ASK-42854-OHSU	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSHCX1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+
ASK-42854-OHSUX	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSHCX2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+
ASK-42854-OU	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PTG	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PBW	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PTG1	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PBW(5)	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PUCI	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM
ASK-42854-PBW1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 7 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PUPM	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM
ASK-42854-PBW4	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-RR	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PCMC	PI CATHETER 4-L W/ACCESSORY: 8.5FR X 16CM AGB+	ASK-42854-SH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PHSD	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-BMC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	ASK-45854-CH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (20 CM)
ASK-42854-PMC-S	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM) AGB+	ASK-45854-CMM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMGH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-CMM1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMGH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	ASK-45854-ECL	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMGHX	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-ECL1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMSK	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-ECLH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMW	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	ASK-45854-FHC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNH	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM) AGB+	ASK-45854-JM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNM	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-JM(8)	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNM1	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-JMX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNMM	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-JPS	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNMMX	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-LDS	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)

Part #	Description	Part #	Description
ASK-45854-MH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PJPS1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-MMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PLGH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"
ASK-45854-MMCP	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PMB	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-MMH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PMC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-NCH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PMCG	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-NG	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+	ASK-45854-PMC-S	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-NGX	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+	ASK-45854-POSF	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PAGH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20CM)	ASK-45854-PPCM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PBMC	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPCMX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCCH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPH	MULTI LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
ASK-45854-PCCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPHC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCH	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPHR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCHS1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPHR1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCHS1(3)	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCIR	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPP	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-PCMH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCMH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSCR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCOR	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSFH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PDCH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSFM	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-45854-PECL	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSFMX	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-45854-PFAM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSHS	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-PFHC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSJH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PGM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSJM	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-PGM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	ASK-45854-PSLU	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PST	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PHMT	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	ASK-45854-PSV	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PJPS	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PUC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB

Part #	Description	Part #	Description
ASK-45854-PUCI	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	CA-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+
ASK-45854-PUIC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	CDA-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB
ASK-45854-PUOL	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	CDA-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-PUP	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-24854-X1A	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 30 CM ANTIMICROBIAL
ASK-45854-PUPM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-42854-1A	4-L CVC KIT: 8.5 FR X 16 CM
ASK-45854-PUR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-42854-1A-X	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-45854-PUR1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	CDC-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB
ASK-45854-PUSC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-42854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB
ASK-45854-PVA	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-1A	4-L CVC KIT: 8.5 FR X 20 CM
ASK-45854-QMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-1A-X	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-RYM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-P1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-ST	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-UAB	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CH-45854-H	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45854-UIC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CK-15854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45854-USC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CS-12854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45854-UTMC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	CS-14854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM
AT-25854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-15854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
BE-S25854-SEL	MULTI-LUMEN/PSI KIT	CS-22854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM
BO-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-25854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
BR-10854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	CS-42854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM
BR-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	CS-42854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
BR-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-45854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
BR-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	CS-45854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
BR-22854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	CV-10854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM
BR-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CV-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
BWH-42854-1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	CV-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
CA-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	CV-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM

Part #	Description	Part #	Description
CV-22854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-25854-UKSH	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
CV-22854-QE	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-S15854-BV	MULTI-LUMEN/PSI KIT
CV-22854-SR	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-S22854-LMU	MULTI-LUMEN/PSI KIT
CV-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	DO-14854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM
CV-25854-LJ	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ES-14854-D	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
CV-42854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	EU-12854-N	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
CV-45854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	EU-14854-CVT	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
DA-15854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-14854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
DE-12854-BBT	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	EU-15854-CVET	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-12854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	EU-15854-CVT	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-12854-UKSH	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	EU-15854-CVTS	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-14854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	EU-15854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-14854-UW	CVC KIT:4-LUMEN 8.5FR X 30CM	EU-25854-CVT	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-15854-CB	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-25854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-15854-HZO	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-25854-IMIN	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-15854-KKR	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM	EU-42854-CVCPS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
DE-15854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-45854-CVCPS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-15854-UKSH	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-45854-MSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-22854-BB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	FR-42854-IP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
DE-24854-KGU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	FR-45854-IP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-24854-KN	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	GU-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
DE-24854-ZW	CVC KIT:4-LUMEN 8,5FR X 30CM	HN-12854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
DE-25854-BB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	IB-45854-GUQ	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-25854-KGU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ICU-15854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-25854-OUF	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	IT-45854-GR	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
DE-25854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	JM-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
DE-25854-UBB	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM	KW-15854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM

Part #	Description	Part #	Description
LA-14854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	SL-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
MM-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	STF-45854-1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
MM-25854-SP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	TI-42854-MSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
MS-24854-EK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	UE-25854-FS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
MSO-45854-CC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	UF-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
MTO-22854-RR	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	UF-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
MTO-24854-PH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	UW-24854-EK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
MTO-25854-BMC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM		
MTO-42854-MMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM		
MTO-45854-BMC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)		
MTO-45854-MMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM		
MTO-45854-STF	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM		
NL-15854-MCZ	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
NL-42854-ASZ	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM		
NM-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
NR-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM		
OF-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
OW-14854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM		
RH-42854-1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM		
RR-22854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM		
SA-09854	MULTI-LUMEN/PSI KIT		
SA-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM		
SA-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
SA-22854-EU	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM		
SA-25854-EU	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
SE-15854-L	MULTI-LUMEN/PSI KIT		
SE-25854-L	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		