

5. november 2015

Sikkerhedsmeddelelse vedr. SE-1000

Vi er blevet opmærksomme på, at der kan være risiko for at brugere kan klemme hånden mellem display og håndtag, hvis hånden er forkert placeret på håndtaget.

Sikkerhedsmeddelelsen gælder alle produkter leveret fra december 2012 til i dag med et display med flg. udseende:



Vi opfordrer til at anvende hemiplegi handske, af samme type, som fulgte med produktet, som sikrer at hånden holdes korrekt på håndtaget, hvis brugeren har et usikkert greb om håndtaget.

Risikoen er lav og der er gennem de 3 år vi har været på markedet ikke været indberettet nogen hændelser, hverken i Danmark eller andre lande.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Proterapi A/S.

Med venlig hilsen

Dorte Ekstrand

Adm. direktør

Proterapi A/S