

Kære kunde

**VIGTIG  
PRODUKT  
INFORMATION**

xx. januar 2016

**Berørte  
produkter**

Alle HomeChoice PRO automatiserede PD system maskiner

Produktkode	Beskrivelse
R5C8320	HomeChoice PRO Automated PD Cycler, 230V

**Tiltag som  
gøres af Baxter**

Baxter opdaterer tillæget til HomeChoice brugervejledningen for at inkludere information om, hvilke lyde man kan forvente under brug af alle HomeChoice PRO maskiner. Det opdaterede tillæg kommer til at indeholde følgende:

HomeChoice maskinen benytter en luftpumpe (pneumatisk pumpe). Pumpen kan give visse lyde fra sig når den arbejder, hvilket er helt normalt. Lydene kan være brummen, snurren, klikken og susen (luft som lukkes ud), og er helt normale under brugen af maskinen. I visse dele af behandlingen øges lydniveauet, hvilket også er normalt. Hvis der sker en betydelig ændring af lydniveauet eller en ny ukendt lyd opstår under brugen af HomeChoice maskinen, skal du kontakte din læge og/eller sygeplejerske.

**Hvad du skal  
gøre**

Baxter beder dig venligst om at gøre følgende:

1. Opbevar dette brev sammen med din HomeChoice brugervejledning.
2. Bekræft venligst modtagelse af dette brev ved at udfylde den vedlagte kundesvarblanket og returnere den til Baxter enten pr. fax (4816 6464) eller scannet pr. e-mail til: lise\_mosegaard@baxter.com. Ved hurtigt svar undgår du rykkere.
3. Videresend venligst en kopi af dette brev til andre berørte afdelinger, så de er informeret om tiltaget.
4. Hvis du er distributør eller forhandler eller distribuerer/videre sælger dette produkt til andre afdelinger eller slutbrugere, bedes du venligst videreformidle denne information i henhold til dine sædvanlige procedurer.

**Yderligere  
information og  
support**

Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte:

**Product Specialist** – Hanne Ostenfeldt på tlf.: 40 68 56 81 eller hanne\_ostenfeldt@baxter.com.**Product Specialist** – Pernille Tofte-Jensen på tlf.: 20 73 99 08 eller pernille\_tofte\_jensen@baxter.com.

Vi beklager enhver ulejlighed dette giver dig og dit personale.

Med venlig hilsen  
Baxter A/S



Lise Mosegaard  
CQA Manager  
T: 4816 6407

Bilag 1: Kundesvarblanket

**BILAG 1****Kunde svarblanket**

**HomeChoice PRO automatiserede PD system maskiner  
2015-052, brev af xx. januar 2016**

*Produktkoder: R5C8320*

*Lot nummer: Alle*

Udfyld og returner venligst denne blanket per fax eller e-mail som bekræftelse på, at du har modtaget denne information. En faxforside er ikke nødvendig.

Fax: 48166464

E-mail: lise\_mosegaard@baxter.com

Sygehus navn og adresse:	
Svarformular udfyldt af: <i>(Navn med blokbogstaver)</i>	
Titel: <i>(Med blokbogstaver)</i>	
Telefonnr.:	
E-mail:	

Sæt venligst kryds:

- Jeg har modtaget ovennævnte brev og videregivet informationen til mit personale og andre afdelinger efter behov.
- Jeg har modtaget ovennævnte brev og videregivet informationen til slutbrugere/hjemmepatienter.

<b>Underskrift/dato: SKAL UDFYLDES</b>	_____
--	-------