

åååå-mm-dd

VIGTIG FELTSIKKERHEDSMEDDELELSE

«IA_Customer_Name»
«IA_Facility_Site»
«IA_Street_Address»
«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

OBS: DX-D600: Potentiel ikke sikret mekanisk palmarkør

Kære kunde

Denne vigtige feltsikkerhedsmeddelelse er til formål at oplyse dig om:

- hvad problemet består i, og under hvilke omstændigheder den kan forekomme
- hvilke handlinger, du bør foretage for at forebygge risiko mod patienter og brugere
- handlingerne er udarbejdet af Agfa HealthCare for at løse problemet.

Henvisning: PRB0052065**Enhed:**

Denne sikkerhedsmeddelelse gælder din DR-enhed "DX-D 600" (DX-D 600 automatisk system, DX-D 600 semi-automatisk system, DX-D 600 analoge manuel, DX-D 600 kun automatisk vægstand og DX-D 600 kun semi-automatisk vægstand). En produktbeskrivelse kan findes på vores website → [DX-D 600](http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_600/index.jsp) (http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_600/index.jsp)

Problem:

Agfa er blevet orienteret om én hændelse, hvor den mekaniske palmarkør på en DX-D 600 blev løsnet fra enheden.

**Handlinger:****Følgende handlinger blev foretaget af Agfa HealthCare**

Agfa HealthCare vil snart udgive en løsning på det ovennævnte problem og vil opgradere din installation derefter. Der vil yderligere blive foretaget et generelt eftersyn.

Anbefalede handlinger fra din side:

Hvis du bemærker, at én af de mekaniske palmarkører på din enhed er løs, bedes du øjeblikkeligt rette henvendelse til din kontaktperson ved Agfa HealthCare Service.

Vi beder dig venligt videregive denne information lokalt på stedet til alle de, som det måtte være relevant for.

Det er vigtigt at foretage de handlinger, som er beskrevet i denne Vigtige Feltsikkerhedsmeddelelse, samt at bekræfte modtagelsen af samme.

Hvis ovenstående information ikke gør sig gældende på stedet, eller hvis enheden er blevet overført, bedes du venligt angive dette i feedback-formularen samt videregive denne Vigtige Feltsikkerhedsmeddelelse til det sted, hvor enheden er overført til.

Vi beklager ulejligheden, og vi takker dig på forhånd for din opmærksomhed på dette problem og din fortsatte hjælp.

Skulle du have spørgsmål angående denne sag, bedes du venligt kontakte din lokale Agfa HealthCare-afdeling:

[Navn på kontaktperson - titel](#)
[Telefonnummer - e-mail address@agfa.com](#)

Med venlig hilsen
Paul Merckx, QARA Director BD Imaging



Agfa HealthCare NV
Septestraat 27, 2640 Mortsel
Belgien

VIGTIG FELTSIKKERHEDSMEDDELELSE FEEDBACK-FORMULAR

Vi beder dig venligst returnere den vedhæftede information ved første given lejlighed enten elektronisk eller med fax. Dit svar giver Agfa HealthCare og dermed kontrolorganer mulighed for at overvåge forløbet af afhjælpende foranstaltninger beskrevet i denne Vigtige Feltsikkerhedsmeddelelse. På forhånd tak

Kunde/sted:	<IA_Facility_Site>
Adresse:	<IA_Street>
	<IA_City>, <IA_Zip_Code>, <IA_State>, <IA_Country>
Meddelelshenvisning	PRB0052065
Produkthenvisning:	DX-D 600

- Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget og forstået vedhæftede meddelelse.
- Denne meddelelse vedrører ikke dette sted.
- Enheden er overført til andet sted. Angiv navn og adresse på andet sted:

Kunde

Navn:	
Stillingsbetegnelse:	
Underskrift:	
Dato:	
Telefonnummer:	

- Ret venligt vores kontaktoplysninger, som følger:

Kunde-/Stednavn:

Adresse: