

15. december 2017


VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL MARKEDET

Reference: ZFA2017-510

Til: Kirurger/hospitaler

Vedr.: VIGTIG MEDICINSK PRODUKTINFORMATION – FJERNELSE

Berørt produkt: Se bilag 2 – Liste over berørte produkter



Figur 1: Femoral knækomponent, til multipolet hofteskal og CPT-hoftestamme med LDPE-pose med materialerester på implantat

Zimmer Biomet stiller produktinformation til rådighed for medicinsk udstyr for forskellig højpolerede hofte- og knæimplantater, som blev pakket i en polyethylen- (LDPE) pose med lav densitet. LDPE-poseden kan klæbes til den højpolerede overflade, der efterlader rester eller materiale fra LDPE-poseden på implantatet, efter at det er taget ud af posen.

Fra og med juli 2012 og forlænget til 2013 gennemførte Zimmer Biomet en flerfasen ændring for at pakke de højpolerede implantater med en ny LDPE-pose. Undersøgelser viser, at denne nye pose løser problemet og ikke sidder fast på implantaterne. En lignende produktinformation blev udsendt i januar 2016 for at fjerne resterende lagervarer, der var pakket i den gamle pose. Ved en yderligere evaluering blev der fundet yderligere partier, som var pakket i den gamle pose, der ikke indgik i produktinformationen fra januar 2016. Denne nye felthandling gav derfor anledning til de ekstra partier, der var pakket i den gamle pose.

Zimmer Biomet har udført en omfattende evaluering af de potentielle risici forbundet med denne type begivenhed og har konkluderet, at det ikke er sandsynligt, at vedhæftningen af LDPE-poseden vil have en negativ indvirkning på enten patientens eller implantatets funktion. Konklusionen var baseret på følgende:

- LDPE-materialet er biokompatibelt, ligesom polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMWPE).
- LDPE er blødere end de to parringsmaterialer UHMWPE og koboltkrommolybdæn (CoCrMo) og forventes derfor ikke at ridse nogen af slidoverfladerne, hvilket ellers kunne øge slidhastigheden og muligvis føre til osteolyse
- Hvis der blev genereret slidpartikler fra de(n) vedhæftede film/materialerester fra en LDPE-pose, ville de forventes at fremkalde tilsvarende biologiske reaktioner som fra UHMWPE. Det er usandsynligt, at de vil øge sandsynligheden for periprotetisk osteolyse.

Risici		
Beskriv de umiddelbare helbredskonsekvenser (skader eller sygdom), der kan opstå ved brug af eller kontakt med produktproblemet.	Mest sandsynlig	Højeste alvorsgrad
	<i>Forlænget operationstid mindre end 30 minutter</i>	<i>Forlænget operationstid mere end 30 minutter</i>
Beskriv de langsigtede helbredskonsekvenser (skader eller sygdom), der kan opstå ved brug af eller kontakt med produktproblemet.	Mest sandsynlig	Højeste alvorsgrad
	<i>Der er ingen langsigtede konsekvenser for helbredet.</i>	<i>Der er ingen langsigtede konsekvenser for helbredet.</i>

Ifølge vores optegnelser kan du have modtaget et eller flere af de berørte produkter. Berørte anordninger blev distribueret fra maj 2011 og november 2017.

Kirurgens/hospitalets ansvar:

1. Gennemgå meddelelsen, og sørg for, at det berørte personale er klar over indholdet.
2. Hvis du har det berørte produkt på hospitalet/klinikken, skal du bistå din Zimmer Biomet-salgsrepræsentant med at sætte alle berørte produkter i karantæne. Din Zimmer Biomet-salgsrepræsentant vil fjerne det berørte produkt fra hospitalet/klinikken.
3. Udfyld **Bilag 1 – Kvitteringscertifikat** og send til fielddaction.nordics@zimmerbiomet.com. Denne formular skal returneres, selvom ingen af de berørte produkter befinder sig på dit hospital/din klinik.
4. Behold en kopi af bekræftelsesformularen med dine handlingsoptegnelser i tilfælde af, at der skal foretages en audit af hospitalets/klinikkens dokumentation omkring overholdelse.
5. Hvis du efter at have gennemgået denne meddelelse har flere spørgsmål eller er bekymret over noget, bedes du kontakte din Zimmer Biomet-repræsentant.

Andre oplysninger

Denne frivillige vigtige produktinformation blev sendt til alle relevante kompetente myndigheder og det tilknyttede bemyndigede organ i henhold til de gældende forskrifter for medicinsk udstyr ifølge MEDDEV 2.12-1 i Europa.


Hold venligst Zimmer Biomet orienteret om eventuelle uønskede hændelser forbundet med dette produkt eller eventuelle andre Zimmer Biomet-produkter ved at skrive til per.dk@zimmerbiomet.com eller til din lokale Zimmer Biomet-produktspecialist.

Vær opmærksom på, at navnene på de hospitaler/klinikker, der bruger produktet, rutinemæssigt indsendes til de kompetente myndigheder til audit-formål.

Undertegnede bekræfter, at denne information er sendt til de rette tilsynsmyndigheder.

Vi vil gerne på forhånd takke dig for dit samarbejde og beklager den ulejlighed, som denne vigtige produktinformation måtte have forårsaget.

Med venlig hilsen



Kevin W. Escapule
Direktør for Post Market Surveillance og Regulatory Compliance

BILAG 1 Kvitteringscertifikat

SKAL BESVARES STRAKS – ØJEBLIKKEG HANDLING PÅKRÆVET

Berørt produkt: Hofte- og knæimplantater emballeret i LDPE-pose

Sikkerhedsreference: ZFA 2017-510

Har du det berørte produkt på dit hospital/din klinik.

- Ja**, vi har i øjeblikket en eller flere af de berørte produkter på vores hospital/klinik.
 Nej, vi har i øjeblikket ikke det berørte produkt på vores hospital/klinik.

Jeg bekræfter hermed med min underskrift at have udført de påkrævede handlinger i henhold til denne vigtige produktinformation.

Navn med blokbogstaver: _____ **Underskrift:** _____

Titel: _____ **Telefon:** () _____ - _____ **Dato:** ____/____/____

Navn på hospital/klinik: _____

Adresse på hospital/klinik: _____

By: _____ **Postnr.:** _____ **Land:** _____

Bemærk: Denne formular skal returneres til Zimmer Biomet, før denne handling afsluttes for dit vedkommende. Det er vigtigt, at du udfylder denne formular og sender en kopi pr. e-mail til fieldaction.nordics@zimmerbiomet.com

Produktreference	Lotreference	Antal returnerede produkter

BILAG 2 – Liste over berørte produkter

Berørte hofteprodukter

BIPOLAR SHELL 48MM OD	VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 13.5X250MM BWD LT	VERSYS 6 INCH BEADED FC 15X160MM STD BODY STD NECK	VERSYS 8 INCH BEADED FC 13X200MM STR STD BODY/NECK
<u>Delnummer:</u> 00-5001-048-00	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-11	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-06	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-08
<u>Lotnummer:</u> 62202263	<u>Lotnumre:</u> 61879448	<u>Lotnumre:</u> 11004305	<u>Lotnummer:</u> 62184774
CPT 12/14 COCR REVISION SIZE 2 180MM	61768680 77000811	61729918	VERSYS 8 INCH BEADED FC 14X200MM STR STD BODY/NECK
<u>Delnummer:</u> 00-8114-002-18	VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 13.5X250MM BWD RT	VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 12X160MM LM	<u>Delnummer:</u> 00-7843-014-08
<u>Lotnummer:</u> 61750651	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-12	<u>Delnummer:</u> 00-7843-012-36	<u>Lotnumre:</u> 62184777
CPT 12/14 COCR SIZE 0 STD	<u>Lotnumre:</u> 62029061	<u>Lotnummer:</u> 62132189	62158847 62184778
<u>Delnummer:</u> 00-8114-000-00	61852818 62116481	VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 13X160MM LM	VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 13.5X200MM BWD LT
<u>Lotnumre:</u> 61779346	61937672 62143765	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-36	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-81
61783708	VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 15.0X250MM BWD LT	<u>Lotnumre:</u> 62085292	<u>Lotnumre:</u> 61987954
CPT 12/14 COCR SIZE 1 EXT	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-11	62120673	61815082 62116484
<u>Delnummer:</u> 00-8114-001-10	<u>Lotnumre:</u> 62097294	VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 15X160MM LM	61956726
<u>Lotnummer:</u> 61767833	11006832 62116495	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-36	VERSYS 8 INCH BEADED FC 15X200MM STR STD BODY/NECK
CPT 12/14 COCR SIZE 2 EXT	61981821	<u>Lotnumre:</u> 61695988	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-08
<u>Delnummer:</u> 00-8114-002-10	VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 15.0X250MM BWD RT	62089503	<u>Lotnummer:</u> 62158851
<u>Lotnumre:</u> 62250377	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-12	VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 17X160MM LM	VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 13.5X200MM BWD RT
61744467 62250378	<u>Lotnumre:</u> 62085294	<u>Delnummer:</u> 00-7843-017-36	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-82
61762055 62257221	11004177 62097244	<u>Lotnummer:</u> 62097290	<u>Lotnumre:</u> 61937673
61783714 62257223	61759259 62133149	VERSYS 7.5 IN BEADED FC +10 CALCAR 13.5X180MM STR	61759258 61951276
62249024 62261916	61807097 77000821	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-07	61815083 62120674
62249025 62261917	VERSYS 6 INCH BEADED FC 12X160MM LM BODY EXT NECK	<u>Lotnumre:</u> 61946025	61829373 77000819
CPT 12/14 COCR SIZE 2 STD	<u>Delnummer:</u> 00-7843-012-56	61735805 61993658	VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 15.0X200MM BWD LT
<u>Delnummer:</u> 00-8114-002-00	<u>Lotnumre:</u> 62089495	61768679 62029060	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-81
<u>Lotnumre:</u> 62326105	11007679 62097295	61815080 62043103	<u>Lotnumre:</u> 61968101
61779347 62327662	VERSYS 6 INCH BEADED FC 13X160MM LM BODY EXT NECK	61879441 77000599	61781981 61968103
62240744 62327663	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-56	VERSYS 7.5 IN BEADED FC +10 CALCAR 15.0X180MM STR	VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 15.0X200MM BWD RT
62240745 62330760	<u>Lotnumre:</u> 61993635	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-07	<u>Delnummer:</u> 00-7843-015-82
62250379 62333960	61987936 62011961	<u>Lotnummer:</u> 62135320	<u>Lotnumre:</u> 61834826
62256011 62340054	VERSYS 6 INCH BEADED FC 13X160MM STD BODY STD NECK	VERSYS 7.5 IN BEADED FC +20 CALCAR 16.5X170MM STR	61932605
62264280 62344682	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-06	<u>Delnummer:</u> 00-7843-016-17	VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 16.5X200MM BWD LT
62268572 62370963	<u>Lotnumre:</u> 61721714	<u>Lotnummer:</u> 61879439	<u>Delnummer:</u> 00-7843-016-81
62273048 62370965	62097225	61993648	<u>Lotnumre:</u> 61735809
62273049 62370966	VERSYS 6 INCH BEADED FC 14X160MM STD BODY EXT NECK	VERSYS 7.5 INCH BEADED FC REV 13.5X190MM STRAIGHT	61759260
62275085 62298278	<u>Delnummer:</u> 00-7843-014-26	<u>Delnummer:</u> 00-7843-013-18	VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 16.5X200MM BWD RT
62276441 62370975	<u>Lotnummer:</u> 61741806	<u>Lotnummer:</u> 62158840	<u>Delnummer:</u> 00-7843-016-82
62277490 62298279	VERSYS 6 INCH BEADED FC 14X160MM STD BODY STD NECK	<u>Delnummer:</u> 00-7843-012-08	<u>Lotnumre:</u> 62029071
62370968 62303495	<u>Delnummer:</u> 00-7843-014-06	<u>Lotnumre:</u> 62053685	61775246 62029071N
62370969 62317907	<u>Lotnumre:</u> 61886028	62116471	61981820 77000820
62278684 62320168	61752736 62120676		
62284463 62320169			
62370971 62370976			
62370972 62370978			
62291922 62370979			
62370973 62370990			
62326104			

Berørte knæprodukter

CR POR FEM HATCP SIZE E/L	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT	
<u>Delnummer:</u> 65-5972-015-01 <u>Lotnummer:</u> 62086845	<u>Delnummer:</u> 00-5750-014-02 <u>Lotnumre:</u> 61970681 61843131 62072514 61862167 62088280 61870724 61978269 61890017 62093271 61905264 62132082 61914484 62134707 62059374 62159269 61951689 62170344	<u>Delnummer:</u> 00-5750-015-01 <u>Lotnumre:</u> 62155453 62002081 62172750 62002082	<u>Delnummer:</u> 00-5750-015-02 <u>Lotnumre:</u> 62020823 62166658 62173170	
CR POR FEM HATCP SIZE F/L		CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT MINUS	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT MINUS	
<u>Delnummer:</u> 65-5972-016-01 <u>Lotnumre:</u> 11007043 62105229		<u>Delnummer:</u> 00-5750-015-05 <u>Lotnumre:</u> 62122660 61829059 62133157 61979151 62170401 62003579 62075016 61829059 62122660 61979151 62133157 62003579 62170401 62075016	<u>Delnummer:</u> 00-5750-015-06 <u>Lotnummers:</u> 62060528 61797739 62091562 61830366 62122538 62003582 62141936	
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE C-LT	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT MINUS		CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT	
<u>Delnummer:</u> 00-5750-013-01 <u>Lotnumre:</u> 62003770 61951107 62088332 61990633 62168463	<u>Delnummer:</u> 00-5750-014-06 <u>Lotnumre:</u> 62135959 62121229 62170385		<u>Delnummer:</u> 00-5750-016-01 <u>Lotnumre:</u> 61996959 61794718 62005925 61796369 62007016 61804735 62013511 61823887 62022324 61834861 62022325 61843134 62034567 61879330 62044626 61886333 62063739 61890709 62072219 61905190 62080345 61905191 62092539 61914487 62093019 61929422 62112670 61936004 62119497 61946957 62125812 61955579 62137994 61962742 62144301 61962744 62152969 61976418 62155068	
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT		
<u>Delnummer:</u> 00-5750-013-02 <u>Lotnumre:</u> 62093265 61970680 62166656 62004806 62093265 61970680 62166656 62004806	<u>Delnummer:</u> 00-5750-015-01 <u>Lotnumre:</u> 62018053 11400226 62018142 61797750 62028178 61804265 62029873 61809715 62029875 61810409 62035840 61819936 62042331 61820642 62049388 61829061 62055039 61834876 62060477 61842352 62064338 61847666 62086643 62011329 62172749 61863943 62086644 61870821 62091506 61878293 62091507 61889443 62106697 61895335 62116013 61902970 62121556 61905209 62121558 61908315 62132523 61909358 62132525 61916173 61916174 61921446 62140119 61931666 62148243 61941604 62152391 61952956 62170954 61958754 62170955 61963888 62170956 61966239 62170957 61966240 62170958 61979149 62172733 61986108 62172737 61996141 62172742	<u>Delnummer:</u> 00-5750-015-02 <u>Lotnumre:</u> 61876301 61794716 61879242 61810412 61885147 61811776 61886280 61820645 61890043 61824008 61890706 61834877 61904206 61838758 61910227 61847670 61910229 61872331 61862132 61910889 61996356 61918992 61996357 61923590 62011576 61936794 62011577 61950709 62011578 61950710 62011579 61960710 62060528 61964117 62071255 61970682 62075660 61973267 62079865 61986430 62087941 61986739 62092277 62094385 62022109 62106698 62028437 62107126 62033069 62117325 62036622 62121774 62043322 62132865 62050766 62132878 62166748 62141732 62171101 62141927 62171102 62147818 62171757 62152394 62171762 62156825 62171764		
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT MINUS			CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT	
<u>Delnummer:</u> 00-5750-013-06 <u>Lotnummer:</u> 62120693 11400140 62004808 11400196 62029480 61827938 62072208			<u>Delnummer:</u> 00-5750-016-01 <u>Lotnumre:</u> 61982466 62171793	
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT			CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT MINUS	
<u>Delnummer:</u> 00-5750-014-01 <u>Lotnumre:</u> 62087759 61844939 62093268 61879304 62121194 61905173 62134274 61929402 62159864 61951674 62170341 61964632 62170342 61972167 62170343			<u>Delnummer:</u> 00-5750-016-05 <u>Lotnumre:</u> 62093021 11006472 62100379 61836353 62126817 61970691	
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT MINUS			CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT	
<u>Delnummer:</u> 00-5750-014-05 <u>Lotnumre:</u> 62121555 62166655			<u>Delnummer:</u> 00-5750-016-02 <u>Lotnumre:</u> 61968824 11400202 61968857 11400318 61976430 61796371 61988466	
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT				
<u>Delnummer:</u> 00-5750-014-02 <u>Lotnumre:</u> 62022989 11400111 62011560 61791935 62170384 61791936 62171084 61813666 61990915				

CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT <u>Delnummer: 00-5750-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61989668 61798627 61997351 61809722 62005963 61819934 62014079 61823891 62014080 61823892 62022326 61829840 62022327 61844041 62038034 61846258 62046244 61867611 62064361 61876284 62073119 61888046 62080827 61893643 62088862 61900478 62094391 61905269 62106555 61905271 62112673 61914490 62130983 61922259 62138093 61936008 62146939 61936677 62154050 61946960 62163077 61959246 62171794 61959248	CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5750-017-06</u> <u>Lotnumre:</u> 62134277 62173183	CR-FLEX POR HATCP FEM E-R <u>Delnummer: 65-5952-015-02</u> <u>Lotnumre:</u> 11004504 61949554 62139312	CR-FLEX POR HATCP FEM G-R <u>Delnummer: 65-5952-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62005728 11006037 62020179 61789014 62025674 61805664 62056871 61822360 62068162 61836565 62086795 61857410 62104152 61866626 62122759 61904113 62132130 61935650
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5750-016-06</u> <u>Lotnumre:</u> 62007752 61843136 62094390 61982989 62138249	CR-FLEX POR HATCP FEM C-L <u>Delnummer: 65-5952-013-01</u> <u>Lotnummer:</u> 62020175	CR-FLEX POR HATCP FEM F-L <u>Delnummer: 65-5952-016-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61915979 11003498 61935649 11004357 61949555 11004435 61951537 11006442 62001383 61777546 62013407 61795935 62020217 61805663 62025673 61822352 62046102 61824508 62054540 61848477 62080589 61857406 62092423 61866625 62117123	CR-FLX POR HATCP FEM C-L MINUS <u>Delnummer: 65-5952-013-05</u> <u>Lotnumre:</u> 61819644 11004433 61855471
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT <u>Delnummer: 00-5750-017-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61977555 11400212 62003098 11400228 62036516 61830532 62075677 61870826 62134276 61889195 62164340 61943192 62172421 61970695	CR-FLEX POR HATCP FEM C-R <u>Delnummer: 65-5952-013-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62038825 62110571	CR-FLEX POR HATCP FEM F-R <u>Delnummer: 65-5952-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61928637 11004351 61939608 11004432 61951538 11004505 62001384 61774128 62013408 61789013 62020218 61815516 62032576 61822353 62062055 61831564 62068161 61848478 62086793 61855470 62105375 61861696 62117124 61899498 62128162	CR-FLX POR HATCP FEM C-R MINUS <u>Delnummer: 65-5952-013-06</u> <u>Lotnummer:</u> 62056868
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT MINUS <u>Delnummer: 00-5750-017-05</u> <u>Lotnummer:</u> 62134278	CR-FLEX POR HATCP FEM D-L <u>Delnummer: 65-5952-014-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61866624 11004583 61987911 61782590 62020176 61815515 62046099 61846120 62068159 61855468 62117121	CR-FLEX POR HATCP FEM F-R <u>Delnummer: 65-5952-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61928637 11004351 61939608 11004432 61951538 11004505 62001384 61774128 62013408 61789013 62020218 61815516 62032576 61822353 62062055 61831564 62068161 61848478 62086793 61855470 62105375 61861696 62117124 61899498 62128162	CR-FLX POR HATCP FEM D-L MINUS <u>Delnummer: 65-5952-014-05</u> <u>Lotnumre:</u> 61987912 11003623 62104150 61782591
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT <u>Delnummer: 00-5750-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61984229 61830533 62003103 61870831 62036517 61890024 61958023 61904207 62081907 61906387 62091452 61926131 62146658 61931674 62172422 61963893	CR-FLEX POR HATCP FEM D-R <u>Delnummer: 65-5952-014-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62013405 61822350 62032575 61848475 62068160 61899497 62110572 61974938 62139310	CR-FLEX POR HATCP FEM F-R <u>Delnummer: 65-5952-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61928637 11004351 61939608 11004432 61951538 11004505 62001384 61774128 62013408 61789013 62020218 61815516 62032576 61822353 62062055 61831564 62068161 61848478 62086793 61855470 62105375 61861696 62117124 61899498 62128162	CR-FLX POR HATCP FEM D-R MINUS <u>Delnummer: 65-5952-014-06</u> <u>Lotnumre:</u> 62038826 61835232 62132128
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5750-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61984229 61830533 62003103 61870831 62036517 61890024 61958023 61904207 62081907 61906387 62091452 61926131 62146658 61931674 62172422 61963893	CR-FLEX POR HATCP FEM E-L <u>Delnummer: 65-5952-015-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61936668 11004349 61949553 11004533 61994913 11005729 62005727 11006459 62025668 11006641 62025669 61801431 62054539 61822351 62074885 61831562 62092422 61855469 62117122 61861694 62139311 61910510	CR-FLEX POR HATCP FEM F-R <u>Delnummer: 65-5952-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61928637 11004351 61939608 11004432 61951538 11004505 62001384 61774128 62013408 61789013 62020218 61815516 62032576 61822353 62062055 61831564 62068161 61848478 62086793 61855470 62105375 61861696 62117124 61899498 62128162	CR-FLX POR HATCP FEM E-L MINUS <u>Delnummer: 65-5952-015-05</u> <u>Lotnumre:</u> 62020177 11004436 62046101 61782592 61857405 61822359 62122758 61939607
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT <u>Delnummer: 00-5750-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61984229 61830533 62003103 61870831 62036517 61890024 61958023 61904207 62081907 61906387 62091452 61926131 62146658 61931674 62172422 61963893	CR-FLEX POR HATCP FEM E-R <u>Delnummer: 65-5952-015-02</u> <u>Lotnumre:</u> 11007056 11004148 61789012 11004348 61968653 61801432 62013406 61822358 62025670 61831563 62025671 61836562 62062054 61861695 62080588 61910511 62105374 61936669 62110573	CR-FLEX POR HATCP FEM G-L <u>Delnummer: 65-5952-017-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61921289 11004091 61939610 11004205 61949556 11004582 61983388 11005728 61994915 61777548 62013409 61795936 62020181 61815517 62032577 61824509 62054542 61836564 62074887 61857409 62086794 61861697 62110574 61885032 62128163	CR-FLX POR HATCP FEM E-R MINUS <u>Delnummer: 65-5952-015-06</u> <u>Lotnumre:</u> 61968654 11003505 62001382 11004261 62025672 61805662 62074886 61848476 62128161 61921288
CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT <u>Delnummer: 00-5750-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61984229 61830533 62003103 61870831 62036517 61890024 61958023 61904207 62081907 61906387 62091452 61926131 62146658 61931674 62172422 61963893	CR-FLEX POR HATCP FEM E-R <u>Delnummer: 65-5952-015-02</u> <u>Lotnumre:</u> 11007056 11004148 61789012 11004348 61968653 61801432 62013406 61822358 62025670 61831563 62025671 61836562 62062054 61861695 62080588 61910511 62105374 61936669 62110573	CR-FLEX POR HATCP FEM G-R <u>Delnummer: 65-5952-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61939611 11004506 61951540 11004666 61987913	CR-FLX POR HATCP FEM F-L MINUS <u>Delnummer: 65-5952-016-05</u> <u>Lotnumre:</u> 61928636 11004258 61951539 11004438 62020178 61801433 62056869 61836563 62092424 61857407 62139313

CR-FLX POR HATCP FEM F-R MINUS	LPS POROUS SRF HDN FEM SZ E-LT	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-LT	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-RT
<u>Delnummer:</u> 65-5952-016-06	<u>Delnummer:</u> 00-5992-015-31	<u>Delnummer:</u> 00-5764-014-51	<u>Delnummer:</u> 00-5764-014-52
<u>Lotnumre:</u> 61939609	<u>Lotnumre:</u> 61933109	<u>Lotnumre:</u> 62023806	<u>Lotnumre:</u> 62019511
11004434 62002454	LPS PRECOAT SRF HDN FEM SZ D-L	61868887 62096024	61869869 62098784
61777547 62020219	<u>Delnummer:</u> 00-5990-014-31	61881032 62100482	61874487 62098834
61822354 62062056	<u>Lotnumre:</u> 61938548	61881034 62100483	61881657 62099264
61857408 62104151	LPS PRECOAT SRF HDN FEM SZ D-R	61885761 62101706	61881659 62099786
CR-FLX POR HATCP FEM G-L MINUS	<u>Delnummer:</u> 00-5990-014-32	61888051 62106707	61881660 62102049
<u>Delnummer:</u> 65-5952-017-05	<u>Lotnumre:</u> 61967973	61892383 62107956	61892387 62107957
<u>Lotnumre:</u> 62005729	LPS PRECOAT SRF HDN FEM SZ E-L	61896058 62110811	61893247 62107995
61824510 62025675	<u>Delnummer:</u> 00-5990-015-31	61896059 62119557	61894545 62107999
61893908 62086012	<u>Lotnumre:</u> 61949343	61897301 62119558	61899648 62114385
61939612 62132131	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE C-LT	61902968 62120493	61901228 62115960
CR-FLX POR HATCP FEM G-R MINUS	<u>Delnummer:</u> 00-5764-013-51	61910188 62131261	61902966 62116005
<u>Delnummer:</u> 65-5952-017-06	<u>Lotnumre:</u> 62022335	61914468 62132092	61907467 62121784
<u>Lotnumre:</u> 61861698	61874481 62029870	61918704 62143628	61915329 62132886
11003018 61915980	61892716 62107937	61918705 62151117	61921477 62132887
11003671 61987914	61946510 62121782	61924472 62151121	61926156 62133207
11004260 62020182	61954552 62155687	61926153 62151252	61932311 62133209
61795937 62038827	61977566 62159335	61936817 62152410	61946459 62146949
61822355 62105368	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE C-RT	61943203 62152412	61956807 62154048
61846121	<u>Delnummer:</u> 00-5764-013-52	61946974 62162780	61956808 62160342
Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 1-LT	<u>Lotnumre:</u> 62023325	61958271 62169040	61958269 62160892
<u>Delnummer:</u> 00-5926-011-01	61800630 62030453	61958748 62169058	61964453 62165941
<u>Lotnumre:</u> 61777451	61808793 62096017	61965573 62169059	61965505 62170397
Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 2-LT	61819071 62102077	61965574 62169060	61972316 62170948
<u>Delnummer:</u> 00-5926-012-01	61885786 62127093	61967192 62169061	61972317 62170951
<u>Lotnumre:</u> 11003321	61892717 62137523	61967194 62170076	61972754 62170952
61777452	61914463 62168360	61974066 62170079	61976340 62170953
Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 3-LT	61949724 62169039	61974068 62170080	61976342 62171096
<u>Delnummer:</u> 00-5926-013-01	61954981 62172720	61979793 62170082	61980592 62171097
<u>Lotnumre:</u> 61768086	61977567 62172721	61984251 62173155	61984199 62171098
11002963 61771794	62003781 62173154	61985016 62173156	61992067 62171099
Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 3-RT	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-LT	61986228 62173167	61992069 62171584
<u>Delnummer:</u> 00-5926-013-02	<u>Delnummer:</u> 00-5764-014-51	61986231 62173168	62018156 62174422
<u>Lotnumre:</u> 61758943	<u>Lotnumre:</u> 62029858	62017272 62173193	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-LT
61771796	11400112 62030266	62023333 62173194	<u>Delnummer:</u> 00-5764-015-51
Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 4-RT	61787880 62030268	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-RT	<u>Lotnumre:</u> 61819644
<u>Delnummer:</u> 00-5926-014-02	61793522 62030269	<u>Delnummer:</u> 00-5764-014-52	11006800 61986731
<u>Lotnumre:</u> 62264027	61796450 62030578	<u>Lotnumre:</u> 62023807	11400127 61986732
62258127 62265282	61802094 62038007	61796361 62024586	11400159 61990932
62262925 62269962	61816554 62038008	61803334 62026104	11400326 62013572
Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 5-RT	61817772 62038009	61804253 62030580	61778270 62014088
<u>Delnummer:</u> 00-5926-015-02	61817773 62039076	61809580 62032079	61779535 62015860
<u>Lotnumre:</u> 61771799	61829076 62049410	61816405 62039171	61779538 62015863
LPS POROUS SRF HDN FEM SZ D-LT	61829078 62049412	61819068 62039173	61780342 62023803
<u>Delnummer:</u> 00-5992-014-31	61834863 62071907	61821435 62040748	61780343 62023804
<u>Lotnumre:</u> 61933108	61835849 62076334	61822979 62046929	61780344 62024965
	61842366 62084449	61832458 62047537	61793548 62026103
	61858497 62085549	61833619 62048449	61793550 62026945
	61868886 62096020	61837343 62063766	61817771 62030613
		61837344 62064493	61819065 62030641
		61842369 62069351	61819067 62039186
		61854802 62077281	61819232 62039946
		61859250 62077309	61821147 62040768
		61868889 62085550	61827947 62044625
		61868890 62085552	61827948 62050091

LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-LT	
<u>Delnummer: 00-5764-015-51</u>		<u>Delnummer: 00-5764-015-51</u>		<u>Delnummer: 00-5764-015-52</u>		<u>Delnummer: 00-5764-016-51</u>	
<u>Lotnumre:</u>	62051061	<u>Lotnumre:</u>	62174389	<u>Lotnumre:</u>	61977573	<u>Lotnumre:</u>	61982477
61827949	62051206	61984216	62174418	61878281	62110820	61821411	62021945
61829859	62051207	61985033	62174419	61878285	62110822	61829141	62030615
61829861	62052132	61986425	62174420	61878286	62111573	61832279	62030617
61837319	62064405	61986426		61879238	62112040	61835848	62039992
61839696	62068557	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		61880111	62119555	61855948	62050760
61839697	62072217			61881691	62119556	61861376	62063780
61839701	62073121	<u>Delnummer: 00-5764-015-52</u>		61885151	62123093	61866734	62077021
61846271	62080805	<u>Lotnumre:</u>	61980327	61889072	62123102	61880092	62097837
61846295	62084279	11400123	61980331	61889073	62123109	61884397	62097838
61855939	62084447	11400124	61980588	61896056	62129369	61889176	62111956
61856755	62092535	11400323	61980589	61897298	62129497	61889178	62112984
61866732	62096018	11400331	61987068	61900472	62129499	61906078	62118647
61866733	62096629	11400407	61987069	61900474	62129501	61906079	62129502
61872345	62099061	61780357	61988203	61900475	62133835	61912350	62129823
61876931	62099278	61780358	62003783	61904939	62142625	61915332	62133843
61880112	62099947	61780359	62005010	61905204	62143321	61926158	62141734
61880113	62099950	61780360	62013660	61910884	62147830	61933850	62154053
61881692	62103221	61781294	62014093	61916102	62148253	61948147	62154079
61883280	62107993	61782058	62017638	61916165	62148806	61956821	62157969
61883281	62107994	61782059	62017639	61916166	62149021	61958019	62169062
61883283	62109175	61782060	62018580	61916167	62152332	61971189	62169063
61884198	62114466	61782061	62027210	61917767	62152339	61971190	62170085
61885185	62117288	61785877	62028434	61920457	62160344	61977411	62170087
61885186	62117289	61785878	62028459	61920458	62160908	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-RT	
61902963	62121804	61794729	62028460	61927979	62163090		
61902964	62122578	61794731	62033741	61927981	62163092	<u>Delnummer: 00-5764-016-52</u>	
61904203	62127094	61806293	62033742	61929419	62163115	<u>Lotnumre:</u>	61964451
61906073	62127493	61806294	62036666	61932307	62164681	11400420	61977415
61908309	62128369	61814773	62038027	61935999	62171082	61793531	61977420
61915325	62128382	61817767	62039089	61936001	62171103	61794710	61977569
61915327	62132116	61817768	62040769	61943100	62171104	61794710	61977569
61915328	62132118	61819248	62040770	61947025	62171105	61798624	61984192
61916101	62132869	61819248	62040770	61947025	62171105	61807823	61990934
61918735	62146907	61819250	62042055	61949720	62171106	61816385	61990935
61924478	62146914	61819270	62042058	61952892	62171795	61816386	61997092
61926148	62152632	61820658	62051073	61954534	62171796	61817749	61997655
61933818	62152649	61820669	62052008	61954551	62171797	61819049	62005011
61933846	62160897	61820732	62052684	61958765	62171798	61832270	62022987
61949719	62162211	61821146	62055603	61960727	62171849	61834999	62030644
61950809	62169025	61822977	62063754	61960730	62171851	61835000	62036758
61952891	62169026	61824793	62064397	61965494	62171852	61857909	62040775
61953109	62169027	61832298	62074510	61965498	62172424	61857910	62052777
61958030	62169028	61832299	62077305	61971185	62172425	61863969	62072221
61958031	62169064	61833582	62077869	61971734	62173197	61878280	62077311
61958327	62169065	61833582	62077869	61971735	62173198	61879235	62085964
61958329	62170094	61837336	62085543	61971736	62174394	61880390	62098850
61963907	62170097	61845036	62085555	61971736	62174394	61880390	62098850
61963908	62170102	61853393	62085958	61976427	62174395	61890013	62098851
61964178	62170104	61853394	62094393	LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-LT		61900476	62110243
61971133	62170402	61854830	62096027			61900477	62111640
61971181	62170403	61866727	62097833	<u>Delnummer: 00-5764-016-51</u>		61906080	62122673
61972190	62170404	61871541	62097834	<u>Lotnumre:</u>	61982478	61907464	62127562
61972194	62171080	61871542	62098073	61792793	61990937	61915334	62134718
61978305	62173192	61876293	62098802	61792794	61995694	61916171	62140669
61978545	62174388	61876294	62098847	61804255	61995696	61927986	62149048
		61876295	62098848	61806271	61997354	61933852	62154294
		61876929	62110241	61814754	62005967	61939198	62156828

LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-RT <u>Delnummer:</u> 00-5764-016-52 <u>Lotnumre:</u> 61964450 61949725 62163088 61954907 62168669 61955570 62168677 61960732 62168688 61964191 62168693	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 47MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-024-00 <u>Lotnumre:</u> 62025572 61822278 62105235 61928510 62110658 61952565 77001780	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 50MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-027-00 <u>Lotnumre:</u> 62045723 61782626 62068115 61824553 62092386 61921258 77001783 61952568	NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-RT <u>Delnummer:</u> 00-5414-017-02 <u>Lotnumre:</u> 62001895 61824684 62005771 61871418 62025844 61876224 62046213 61889363 62054634 61899535 62062145 61904179 62074937 61928675 62104630 61933394 62110727 61950164
LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE G-LT <u>Delnummer:</u> 00-5764-017-51 <u>Lotnumre:</u> 62034482 61807828 62087938 61835350 62117139 61907463 62126104 61944906 62136387 61967907 62171585 61996353	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 50MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-026-00 <u>Lotnumre:</u> 61952567 11006199 62005615 61777601 62062058 61815430 62086067 61824552 77001782	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 52MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-029-00 <u>Lotnumre:</u> 62005616 61805632 77001785	NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 2-RT <u>Delnummer:</u> 00-5412-015-02 <u>Lotnumre:</u> 61975655 11001440 61983536 11003149 61988106 11004422 61988107 11004477 61995014 11005840 62001897 11006300 62005775 61777756 62013575 61782977 62013586 61796047 62013587 61806562 62020383 61806563 62025800 61867212 62025801 61867213 62032711 61871424 62041160 61872035 62054603 61876226 62056958 61885240 62062122 61889370 62068182 61894436 62074905 61899511 62080694 61904154 62086883 61916029 62104205 61921361 62104646 61928677 62110690 61940207 62117168 61952635 62122805 61963807 62128264 61968948
LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE G-RT <u>Delnummer:</u> 00-5764-017-52 <u>Lotnumre:</u> 61982476 61806276 61996355 61835845 62067956 61907462 62090171 61917771 62136388 61951114 62156850 61967909 62171591	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 56MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-030-00 <u>Lotnumre:</u> 61968455 61881087 77001786	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 56MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-031-00 <u>Lotnumre:</u> 62002487 77001787	NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 0-RT <u>Delnummer:</u> 00-5414-013-02 <u>Lotnumre:</u> 62001882 11006436 62020365 61768287 62032695 61768287R 62046201 61871391 62054637 61876203 62054637R 61889334 62074928 61910523 62094873 61940029 62103499 61971424 62117187 61983528 62128275 61994980 77001023
LPS-FLEX GSF POROUS FEMORAL, SIZE F-RT <u>Delnummer:</u> 00-5762-016-52 <u>Lotnummer:</u> 11005195	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 42MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-021-00 <u>Lotnumre:</u> 61933230 11005163 62013359 11005243 62086803 11006254 77001777	NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-LT <u>Delnummer:</u> 00-5414-017-01 <u>Lotnumre:</u> 61963823 11004925 61971475 11006490 61988083 61777741 61994991 61801560 62005770 61837057 62025843 61867209 62041147 61872013 62054638 61885276 62062144 61889362 62074934 61904178 62094875 61904178R 62117197 61910561 77001027 61928674 77001464 61952632	NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 3-LT <u>Delnummer:</u> 00-5412-016-01 <u>Lotnumre:</u> 61950171 11003194 61952636 11003207 61952637 11004099 61958443 11004486 61958444 11004488 61963808 11004569 61963809 11004571 61968949 11004855 61968950 11004880 61968951 11004921 61975656
M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 44MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-020-00 <u>Lotnumre:</u> 61933229 11004267 61949771 11005144 62062057 61855504 77001776 61915949	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 44MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-023-00 <u>Lotnumre:</u> 61928509 11003416 61933231 11003680 61949247 11003843 61993546 61795864 62020300 61810169 62056497 61889207 62074834 61904081 77001779	NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-RT <u>Delnummer:</u> 00-5414-017-02 <u>Lotnumre:</u> 61950165 11005236 61950166 11005311 61952633 11006896 61958472 61774297 61994989	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 44MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-022-00 <u>Lotnumre:</u> 61932359 11004689 61939861 11004850 61958404 11006797 61987879 61788933 61993535 61810168 62041075 61831670 62074833 61894364 77001778 61910487
M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 47MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-024-00 <u>Lotnumre:</u> 62054459 61788934 62068114 61805631 62080645	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 47MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-025-00 <u>Lotnumre:</u> 61952566 11005169 62000808 11006839 62020301 61777599 62056498 61795865 62074835 61822279 62080646 61899451 62104129 61928511 77001781 61936678	NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-RT <u>Delnummer:</u> 00-5414-017-02 <u>Lotnumre:</u> 61950165 11005236 61950166 11005311 61952633 11006896 61958472 61774297 61994989	M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 44MM A/P <u>Delnummer:</u> 00-5790-022-00 <u>Lotnumre:</u> 61932359 11004689 61939861 11004850 61958404 11006797 61987879 61788933 61993535 61810168 62041075 61831670 62074833 61894364 77001778 61910487

NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 3-LT		NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 3-LT		NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-LT		NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-RT	
<u>Delnummer: 00-5412-016-01</u>		<u>Delnummer: 00-5412-016-01</u>		<u>Delnummer: 00-5412-017-01</u>		<u>Delnummer:00-5412-017-02</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61975657	<u>Lotnumre:</u>	62092462	<u>Lotnumre:</u>	62025803	<u>Lotnumre:</u>	61952643
11005070	61975658	61899549	62092463	61810282	62025804	61782981	61995024
11005071	61975659	61904155	62094870	61815751	62032716	61782982	61995025
11005190	61975660	61904156	62103504	61815752	62032717	61789829	62001907
11005766	61983537	61910532	62104180	61815753	62041168	61789841	62001908
11005970	61983538	61910533	62104181	61822644	62041169	61796056	62001909
11005971	61983550	61910534	62104207	61824652	62041170	61796057	62005782
11006008	61986587	61916030	62104207R	61824653	62046178	61796057R	62005783
11006100	61988108	61921362	62110691	61831774	62054608	61796058	62005784
11006234	61988109	61921363	62110692	61837034	62054609	61801509	62013582
11006309	61991990	61928678	62110699	61837035	62056964	61801510	62013583
11006457	61991994	61928679	62122806	61867303	62056965	61801511	62013584
11006982	61995015	61933415	62128265	61867303R	62056965R	61806572	62013593
11007026	61995016	61933416	62128266	61871431	62062130	61810247	62020394
61777751	61995017	61936720	62128267	61871433	62062131	61810283	62020395
61777757	62001898	61940208	62132476	61872040	62062132	61810284	62025805
61777758	62001899	NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-LT		61876231	62068188	61822645	62025806
61782969	62001900	<u>Delnummer: 00-5412-017-01</u>		61885245	62068189	61822646	62032718
61782978	62001901	<u>Lotnumre:</u>	61936722	61885246	62074911	61824654	62032719
61789818	62005776	11003172	61936723	61885247	62074912	61824655	62032720
61789819	62005777	11003197	61940212	61889376	62080692	61837036	62041171
61789820	62013576	11003197	61940212	61894442	62080695	61837037	62041172
61789821	62013577	11003218	61940213	61894443	62086890	61862204	62046179
61796048	62013588	11004423	61950175	61899513	62092467	61867215	62046180
61796049	62013589	11004611	61952640	61899551	62092468	61871436	62054610
61796050	62020384	11004762	61952641	61904159	62092469	61871437	62054611
61796051	62020385	11004927	61958447	61910535	62104206	61872041	62056966
61806564	62020386	11004963	61958448	61910567	62104647	61872042	62056969
61806565	62020387	11004964	61963812	61916033	62110695	61876232	62062133
61810244	62032712	11005044	61963813	61916034	62110696	61885248	62062134
61810277	62032713	11005301	61968954	61916035	62117175	61885249	62068190
61810278	62041161	11005768	61968955	61921366	62122808	61885250	62074913
61822640	62041162	11006518	61975664	61921367	62128270	61889377	62074914
61824650	62041163	11006585	61975665	61928682		61894444	62080693
61831766	62041164	11006765	61975666	NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-RT		61894445	62086891
61831767	62046173	11006815	61975667	<u>Delnummer:00-5412-017-02</u>		61899514	62086892
61831768	62046174	11007002	61983542	<u>Lotnumre:</u>	61958449	61899552	62092470
61831769	62054604	61777761	61983543	11003153	61958450	61904160	62092471
61837030	62054605	61777762	61983544	11003217	61963814	61904161	62092472
61855584	62056959	61782970	61983552	11003238	61963815	61910568	62104183
61858029	62056960	61782971	61986590	11004424	61968956	61916036	62104183R
61862203	62056961	61782980	61988112	11004734	61968957	61916037	62104632
61862254	62062123	61789826	61991992	11004734	61968957	61921368	62104657
61867302	62062124	61789827	61991996	11004761	61968958	61921369	62110697
61871426	62062125	61789828	61995022	11004761	61968958	61921369	62110697
61871427	62068183	61789840	61995023	11005011	61975668	61928683	62110698
61872036	62074906	61796054	62001905	11005302	61975669	61933420	62117176
61872037	62074907	61796055	62001906	11005310	61975670	61936724	62122809
61876227	62074908	61801505	62005780	11005889	61975671	61940214	62122810
61876228	62080686	61801506	62005781	11006045	61983545	61950173	62128271
61885241	62080687	61801507	62005805	11006492	61983546	61950174	62128272
61885242	62080688	61801508	62013580	11006519	61983547	61952642	62132481
61889371	62080689	61801526	62013581	11006758	61983553	NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 5-LT	
61889372	62086884	61806570	62013592	11007001	61986591	<u>Delnummer: 00-5412-018-01</u>	
61889373	62086885	61810246	62020392	11007081	61988113	<u>Lotnumre:</u>	61986592
61894437	61894438	61810281	62020393	61777752	61991993	11005767	61988114
				61777763	61991997		

NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 5-LT		NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE E-RT	
<u>Delnummer: 00-5412-018-01</u>		<u>Delnummer: 00-5966-014-01</u>		<u>Delnummer: 00-5966-015-01</u>		<u>Delnummer: 00-5966-015-02</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61995026	<u>Lotnumre:</u>	62033088	<u>Lotnumre:</u>	61996942	<u>Lotnumre:</u>	61991760
61777753	62001910	61883263	62038014	11400253	61996943	61782660	61998807
61782983	62001910R	61883264	62047985	11400295	61998627	61851727	61998808
61867216	62005785	61886303	62047986	11400336	61998629	61851728	62003609
61872043	77001458	61890020	62067952	61788743	61998630	61861361	62003615
61889378	77001459	61890021	62073104	61851725	62003109	61865915	62008744
61910536	77001459R	61890694	62080815	61851726	62003113	61865916	62008746
61958451	77001460	61896063	62085948	61865917	62008742	61870728	62008747
61958488	77001461	61916149	62092287	61874466	62008743	61874467	62020809
61971299	77001462	61918723	62110232	61881044	62020808	61879228	62028080
61975672	77001483	61918967	62110233	61881045	62033090	61881671	62028084
61975673		61924446	62119544	61885779	62034603	61881672	62028447
		61933809	62123030	61886270	62034604	61886323	62038814
		61943608	62133158	61899631	62038572	61886335	62039938
		61946984	62139972	61899632	62038575	61901223	62040758
<u>Delnummer:: 00-5412-018-02</u>		61971724	62139995	61901222	62038808	61901224	62040759
<u>Lotnumre:</u>	61928684	61971725	62142356	61907445	62040757	61901225	62049389
11003166	61971308	61974122	62152617	61907446	62048441	61902951	62049390
11003184	61983548	61974123	62152618	61907447	62048442	61902952	62067349
11003184R	61988115	61978521	62164318	61908303	62066772	61902953	62067350
11004266	61991998	61978522	62173182	61908304	62074210	61908284	62067903
11004519	61995027	61988452		61909335	62079856	61908285	62074224
11005930	62001911	NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		61917749	62080306	61908286	62080307
61777754	62001911R	<u>Delnummer:: 00-5966-014-02</u>		61917750	62086629	61909339	62080308
61782984	62005786	<u>Lotnumre:</u>	61996348	61917751	62086630	61909480	62080813
61801512	62117177	61851720	61996349	61918721	62092284	61917752	62080814
61806574	77001452	61874459	62003768	61918722	62092524	61917753	62086631
61810285	77001453	61879226	62003769	61918970	62098791	61917754	62086632
61850060	77001454	61883265	62022323	61918971	62098792	61918719	62092525
61867304	77001455	61883265	62022323	61918972	62105730	61918720	62092526
61872044	77001456	61883266	62028039	61920436	62110795	61920437	62098968
61889379	77001457	61890696	62028045	61924448	62110809	61920438	62099266
61910537		61893232	62033089	61924449	62110810	61920439	62099267
NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE C-LT		61893234	62038015	61937799	62117283	61920440	62105731
<u>Delnummer: 00-5966-013-01</u>		61902949	62047525	61942841	62123034	61924450	62105732
<u>Lotnumre:</u>	61997338	61916150	62073105	61943188	62128363	61926126	62106560
61893236	61997339	61918968	62081425	61946975	62128375	61939182	62106566
61939720	62164866	61918969	62081426	61946980	62131027	61939184	62117328
61976414	62173181	61924447	62085949	61964947	62137079	61939185	62117329
NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE C-RT		61933810	62098790	61964949	62146937	61946981	62128376
<u>Delnummer: 00-5966-013-02</u>		61937797	62105729	61965576	62155683	61946982	62129349
<u>Lotnumre:</u>	61997340	61947190	62110794	61977306	62156809	61961808	62131207
61893622	61998618	61947191	62120689	61977316	62159281	61961809	62131208
61939721	62142586	61971726	62123033	61979126	62164823	61962865	62137083
61976415	62172419	61971727	62133828	61979130	62171734	61965577	62142595
NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		61971728	62140115	61979774	62171789	61965934	62146938
<u>Delnummer: 00-5966-014-01</u>		61976416	62141175	61979776	62174412	61965935	62156810
<u>Lotnumre:</u>	61989037	61977294	62147815	61987062	62174413	61977550	62157840
11400307	61996346	61978523	62152642	61987063		61977551	62157958
61782655	61996347	61979109	62164670	NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		61977552	62157959
61850922	62002067	61979116	62164672	<u>Delnummer: 00-5966-015-02</u>		61982743	62164865
61855960	62002068	61989039	62164822	<u>Lotnumre:</u>	61988191	61982744	62171845
61873439	62022322			11400252	61988194	61983003	62171846
				11400352	61991759		

NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE F-LT		NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE G-RT		NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT	
<u>Delnummer: 00-5966-016-01</u>		<u>Delnummer:00-5966-016-02</u>		<u>Delnummer: 00-5966-017-02</u>		<u>Delnummer: 00-5970-017-01</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61999559	<u>Lotnumre:</u>	61999561	<u>Lotnumre:</u>	62004999	<u>Lotnummer:</u>	11003049
11400415	61999560	61930159	62080786	61884189	62017262	NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE H-LT	
61782661	62014391	61944889	62080787	61885172	62017263	<u>Delnummer: 00-5970-018-01</u>	
61851729	62014392	61944890	62086610	61890763	62027200	<u>Lotnumre:</u>	11003323
61881674	62025349	61944891	62086611	61890765	62028075	61758971	
61881675	62025350	61946488	62092527	61909343	62029523	NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE H-RT	
61886337	62025351	61957853	62093279	61909344	62029524	<u>Delnummer: 00-5970-018-02</u>	
61890515	62028448	61959003	62098796	61913198	62040756	<u>Lotnumre:</u>	11003322
61892006	62028449	61970683	62098837	61918727	62046898	11003330	
61892007	62029475	61970684	62106708	61923573	62046900	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-LT	
61895868	62039939	61970685	62106709	61923574	62067912	<u>Delnummer: 00-5956-013-01</u>	
61895869	62042302	61972170	62118583	61923575	62086636	<u>Lotnumre:</u>	62075014
61899630	62046231	61972171	62121797	61931673	62107212	62117143	
61912359	62046232	61972172	62121798	61936774	62122565	62056264	
61912360	62046233	61972740	62137517	61957855	62131282	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-RT	
61913193	62046890	61980577	62137537	61962870	62131283	<u>Delnummer: 00-5956-013-02</u>	
61917760	62046891	61980578	62140666	61962871	62137758	<u>Lotnumre:</u>	62086765
61918724	62063280	61980579	62141726	61962872	62140645	62117144	
61923577	62067905	61982463	62142358	61964945	62152311	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-RT MINUS	
61924451	62086608	61988454	62151140	61782666	62002039	<u>Delnummer: 00-5956-013-06</u>	
61930158	62086609	61988455	62152272	61879329	62004998	<u>Lotnumre:</u>	62124799
61935980	62098794	61992056	62159329	61964946		62124799	
61944886	62098795	61992057	62168049	NEXGEN CR POROUS FEMORAL, SIZE E-LT		<u>Delnummer: 00-5972-015-01</u>	
61944887	62106701	61926130	62074271	<u>Delnummer: 00-5972-015-01</u>		<u>Lotnummer:</u>	
61962873	62106702	NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE G-LT		<u>Lotnummer:</u>		61777593	
61962874	62117331	<u>Delnummer: 00-5966-017-01</u>		NEXGEN CR POROUS FEMORAL, SIZE H-RT		<u>Delnummer: 00-5972-018-02</u>	
61966241	62121775	<u>Lotnumre:</u>	61989042	<u>Delnummer: 00-5972-018-02</u>		<u>Lotnummer:</u>	
61966242	62127470	11400356	61992058	<u>Lotnummer:</u>		4002192	
61972741	62131252	61782664	61992059	NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE B-RT		<u>Delnummer: 00-5970-012-02</u>	
61977556	62137515	61866711	62000974	<u>Delnummer: 00-5970-012-02</u>		<u>Lotnummer:</u>	
61977557	62140660	61875442	62000975	<u>Lotnummer:</u>		61878272	
61988453	62151136	61884187	62017250	NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT		<u>Delnummer: 00-5970-013-02</u>	
61991776	62152287	61890027	62017261	<u>Delnummer: 00-5970-013-02</u>		<u>Lotnumre:</u>	
61991778	62159285	61890755	62027198	<u>Lotnumre:</u>		61777576	
NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		61908292	62027199	<u>62135909</u>		NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT	
<u>Delnummer:00-5966-016-02</u>		61909340	62029521	NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT		<u>Delnummer: 00-5956-014-01</u>	
<u>Lotnumre:</u>	62003771	61913196	62047527	<u>Delnummer: 00-5970-014-02</u>		<u>Lotnummer:</u>	
11400303	62003772	61918726	62080816	<u>Lotnumre:</u>		62132399R	
61782663	62014393	61921453	62086633	11400192		62135920	
61788749	62014394	61921454	62086634	62122787		62135921	
61883268	62025176	61922262	62107194	62132399		NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT	
61884184	62025177	61931672	62107198	<u>Delnummer: 00-5970-015-02</u>		<u>Delnummer: 00-5956-014-02</u>	
61888037	62025348	61957854	62128377	<u>Lotnumre:</u>		<u>Lotnummer:</u>	
61892369	62028450	61962314	62131268	11002229		62126727	
61892371	62039940	61962316	62140649	62135936		62137069	
61895870	62042313	61962317	62140653	NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT		<u>Delnummer: 00-5970-016-02</u>	
61895871	62042323	61972742	62159330	<u>Delnummer: 00-5970-016-02</u>		<u>Lotnumre:</u>	
61895872	62043145	61978274	62172420	<u>Lotnumre:</u>		61777581	
61895875	62046215	61988456	62174409	11002229		62135936	
61899629	62046216	NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE G-RT		NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT		<u>Delnummer: 00-5970-016-02</u>	
61913194	62046230	<u>Delnummer: 00-5966-017-02</u>		<u>Delnummer: 00-5970-016-02</u>		<u>Lotnumre:</u>	
61918725	62059377	<u>Lotnumre:</u>	61973242	<u>Lotnumre:</u>		61777581	
61924453	62062230	11006417	61989045	11002229		62135936	
61924454	62067908	11400382	62000976	<u>Lotnumre:</u>		61777581	
61924455	62074267			<u>Lotnumre:</u>		62135936	

NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT <u>Delnummer: 00-5956-015-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61972737 11005209 61982306 11400132 61986420 61803565 61986702 61821415 62024955 61821416 62046227 61826928 62076994 61835330 62076999 61854818 62084437 61858473 62109654 61867606 62110605 61869874 62119541 61876279 62127087 61895313 62138241 61915309 62144132 61926128 62152926 61934960 62162199 61958022 62172418 61962868	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT <u>Delnummer: 00-5956-016-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61989682 61810703 62030345 61826933 62030593 61833599 62054911 61864881 62083126 61895864 62083127 61907448 62109161 61915313 62114098 61932289 62117146 61932291 62126728 61971163 62154274 61978525 62163103 61986178	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT MINUS <u>Delnummer: 00-5956-017-05</u> <u>Lotnumre:</u> 62126102 62134747	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT <u>Delnummer: 00-5950-013-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62030313	
		NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT <u>Delnummer: 00-5956-017-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62030636 61803569 62051197 61815712 62073095 61855965 62096010 61885778 62114025 61901226 62117149 61929404 62126736 61971165 62143640 61991756 62161216 62007004 62170057	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5950-013-06</u> <u>Lotnumre:</u> 11003339 62171088	
	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT MINUS <u>Delnummer: 00-5956-016-05</u> <u>Lotnumre:</u> 62138681 62121616 62162202 62127085 62170903		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT <u>Delnummer: 00-5950-014-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61999556 11400334 62005884 61817750 62011561 61827935 62022990 61832285 62030319 61835326 62039177 61857891 62051191 61857892 62062520 61900460 62092262 61900462 62097716 61906384 62100467 61921448 62107134 61933834 62124802 61940956 62131186 61964633 62142614 61974381 62160335 61980308 62166742 61992035 62171089 61992036	
NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT MINUS <u>Delnummer: 00-5956-015-05</u> <u>Lotnumre:</u> 62122982 62091540 62127088 62119542 62138258	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT <u>Delnummer: 00-5956-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61986713 61811794 62026095 61817755 62043310 61827940 62077294 61865912 62083130 61873444 62100468 61880101 62107984 61894398 62115961 61910871 62117147 61921452 62126729 61964438 62145821 61978526 62156807 61986709 62162770	NEXGEN CR-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE F-LT <u>Delnummer: 00-5952-016-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61774124 61782595		
NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT <u>Delnummer: 00-5956-015-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61982462 11400116 61982742 61803567 61988148 61822947 62002066 61822948 62012658 61835393 62022038 61842348 62028028 61849045 62047517 61859222 62072210 61864878 62078811 61864879 62085937 61869876 62098284 61876938 62110230 61897287 62127119 61901218 62127468 61916147 62144290 61927965 62154043 61929400 62162764 61963686 62169024 61973239 62171732 61973241	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5956-016-06</u> <u>Lotnumre:</u> 62127086 62075017 62169047 62107985	NEXGEN CR-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE F-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5952-016-06</u> <u>Lotnumre:</u> 11004288		
	NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT <u>Delnummer: 00-5956-017-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61996944 61797740 62018673 61813670 62052670 61814765 62078825 61837325 62084440 61876918 62086771 61903674 62112977 61918975 62125785 61946490 62143177 61971164 62160337 61973245	NEXGEN CR-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE G-LT <u>Delnummer: 00-5952-017-01</u> <u>Lotnumre:</u> 11005095	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT MINUS <u>Delnummer: 00-5950-015-05</u> <u>Lotnumre:</u> 62030633 61823885 62054070 61858477 62091541 61876281 62138242 61953097 62172417 61999987	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT MINUS <u>Delnummer: 00-5950-014-05</u> <u>Lotnumre:</u> 62058212 61835327 62122662
NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT MINUS <u>Delnummer: 00-5956-015-06</u> <u>Lotnumre:</u> 62085936 62127118		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE B-RT <u>Delnummer: 00-5950-012-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61777545	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT <u>Delnummer: 00-5950-014-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62007000 11400337 62011562 61827936 62019491 61830369 62030320 61844039 62040699 61847663 62058769 61857895 62068569 61857896 62092285 61900463 62097717 61901179 62097718 61922252 62119167 61939801 62126098 61939802 62126099 61964638 62137073 61980573 62148759 61980574 62149010 61992037 62167498 61999557 62171787	
		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-LT <u>Delnummer: 00-5950-013-01</u> <u>Lotnumre:</u> 62092032 61854815 62171087		
		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT <u>Delnummer: 00-5950-013-02</u> <u>Lotnumre:</u> 62005882		



NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT MINUS		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT		
<u>Delnummer: 00-5950-014-06</u>		<u>Delnummer: 00-5950-015-02</u>		<u>Delnummer: 00-5950-016-01</u>		<u>Delnummer: 00-5950-016-02</u>		
<u>Lotnumre:</u>	62101538	<u>Lotnumre:</u>	62009305	<u>Lotnumre:</u>	61986182	<u>Lotnumre:</u>	61986508	
61835328	62126114	61822944	62014076	11400340	61989680	11002977	61990287	
62039178	62171788	61822945	62022034	11400351	61989681	11400105	61998832	
NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT		61822946	62022035	11400358	61997353	11400114	62010344	
<u>Delnummer: 00-5950-015-01</u>		61824788	62026094	11400383	62002041	11400205	62011268	
<u>Lotnumre:</u>	61999986	61827933	62027195	61806297	62008287	11400347	62011563	
11400291	62007696	61827933	62027197	61807851	62009108	61791939	62011564	
61803564	62007697	61829833	62032082	61821132	62009126	61806298	62012286	
61808803	62015839	61829834	62032083	61821418	62009127	61808808	62012287	
61817775	62019492	61835395	62032083	61824769	62018074	61821420	62014091	
61819932	62024902	61844896	62032735	61824772	62023795	61822949	62015851	
61824789	62024905	61844897	62046881	61829844	62023796	61822950	62015852	
61824790	62030587	61844898	62046885	61830374	62030594	61824770	62024959	
61826931	62030588	61850215	62052666	61835333	62030595	61824771	62025570	
61832286	62030590	61855958	62052667	61839713	62040772	61829842	62025571	
61832287	62041498	61859223	62057261	61844588	62054095	61829843	62029864	
61835923	62041499	61868863	62072516	61859226	62054910	61830371	62030343	
61844895	62054083	61876912	62072518	61867612	62061642	61830372	62039976	
61858472	62054885	61898491	62078818	61873441	62064898	61844234	62043146	
61858475	62062229	61901217	62078819	61895319	62077017	61854819	62055077	
61867605	62070830	61906068	62085947	61904920	62077020	61860220	62059367	
61872333	62076992	61910199	62090394	61909345	62090397	61868868	62065378	
61901180	62076995	61910864	62090395	61909488	62090398	61894250	62068499	
61901181	62084436	61910865	62091410	61909490	62096622	61894257	62077295	
61901216	62091542	61916099	62091411	61910202	62102064	61894396	62078472	
61905267	62092023	61916146	62102061	61915311	62102065	61894397	62088635	
61910195	62097752	61923568	62109655	61932288	62102066	61908287	62098516	
61915307	62097754	61929399	62119543	61932290	62114422	61908289	62098793	
61926127	62102059	61934961	62122863	61940963	62114432	61910207	62101547	
61934959	62107982	61937758	62129494	61940965	62119546	61910870	62107949	
61940959	62107983	61937794	62131897	61947195	62124279	61916151	62116017	
61940960	62122861	61941366	62131905	61952885	62131228	61916152	62116018	
61940961	62129351	61941367	62134279	61953103	62138328	61921451	62119548	
61952879	62129352	61954545	62134709	61963894	62138329	61933696	62124811	
61952882	62131877	61958304	62142616	61963897	62149041	61933836	62131841	
61957848	62131884	61958306	62148260	61968873	62154070	61939769	62138683	
61962866	62137536	61962869	62154072	61974018	62163074	61950746	62139369	
61962867	62137976	61963682	62162760	61974021	62170899	61955291	62149543	
61967197	62148241	61967898	62169023	61978298	62170901	61958755	62154998	
61972738	62152619	61967899	62171090	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT MINUS				
61980575	62152620	6197900	62171091	<u>Delnummer: 00-5950-016-05</u>				
61982303	62161594	61982460	62171092	<u>Lotnumre:</u>	62009314	61964134	62169049	
61986418	62171841	61982461	62171093	11400161	62014089	61964439	62170048	
61986701	62171842	61988451		61819051	62024313	61964944	62170049	
61992806	62171843	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT MINUS		61822951	62090142	61974026	62170050	
61999985	62171844	<u>Delnummer: 00-5950-015-06</u>		61876285	62098060	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT MINUS		
NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT		<u>Lotnumre:</u>	61992810	61904193	62124282	<u>Delnummer: 00-5950-016-06</u>		
<u>Delnummer: 00-5950-015-02</u>		11400434	62034464	61953104	62145401	<u>Lotnumre:</u>	62009315	
<u>Lotnumre:</u>	61994856	61842346	62056780	61958321	62170902	61822953	62024957	
11400235	61994859	61847686	62098057	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT				
61803566	62002027	61876911	62129496	<u>Delnummer: 00-5950-016-02</u>				
61808804	62002028	61953101	62169022	<u>Lotnumre:</u>	61990285	61859228	62088879	
61819042	62009304	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT		61979778	62170398	61876286	62098062	
61819933	62013490	<u>Delnummer: 00-5950-016-01</u>		61986506	62170399	61903676	62124283	
		<u>Lotnumre:</u>	61989678					61953107
								62162224
								62169048
								61958324

NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT		NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-LT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT	
<u>Delnummer: 00-5950-017-01</u>		<u>Delnummer: 00-5950-017-02</u>		<u>Delnummer: 00-5996-013-01</u>		<u>Delnummer: 00-5996-014-01</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61999571	<u>Lotnumre:</u>	61990919	<u>Lotnumre:</u>	62170068	<u>Lotnumre:</u>	61979137
11400135	62005000	11400232	62005953	62008974	62172687	61855971	62058223
11400139	62005001	11400312	62005954	62051204		61868871	62066791
11400156	62012670	61800618	62005955	NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-RT		61868872	62066792
11400282	62018146	61800619	62006741	<u>Delnummer: 00-5996-013-02</u>		61868873	62066793
11400313	62018672	61806282	62006743	<u>Lotnumre:</u>	62003779	61871529	62066794
11400317	62034607	61815714	62019996	11400172	62004852	61871530	62067351
11400354	62034610	61827942	62026806	61782578	62009310	61886272	62074350
11400357	62038017	61829062	62030596	61850932	62009311	61886273	62074353
61800616	62038018	61832308	62036588	61864885	62080341	61886274	62076157
61800617	62052668	61835933	62036609	61922268	62091041	61886326	62076322
61814766	62052669	61841279	62051196	61924458	62100473	61886327	62076323
61814767	62060542	61844942	62054065	61974046	62109165	61890029	62078827
61815711	62065390	61870726	62060479	61974131	62112981	61890030	62085957
61829065	62066548	61880104	62060480	61974132	62124859	61890031	62092269
61829066	62078822	61898497	62067915	61974133	62134305	61895324	62092270
61834859	62078824	61898837	62073089	61977563	62152623	61895325	62092271
61840473	62084439	61899628	62086359	61978530	62161218	61895326	62097831
61844902	62092283	61902954	62086360	61989687	62170070	61895327	62097832
61854822	62095239	61912358	62091543	61990926		61896041	62098067
61860221	62102785	61917758	62096011	NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		61896042	62098068
61899627	62109668	61920447	62096621	<u>Delnummer: 00-5996-014-01</u>		61910215	62098069
61903675	62112976	61920448	62105718	<u>Lotnumre:</u>	61979138	61910216	62102068
61912355	62120702	61927969	62110814	61782547	61979139	61914494	62102069
61916155	62124820	61934965	62113002	61782562	61990929	61914495	62102070
61918974	62125144	61934966	62113003	61804267	61992039	61914496	62109168
61934963	62134731	61952883	62126115	61804268	61992040	61914497	62109669
61936776	62143173	61952884	62126732	61808647	61992041	61915316	62109670
61936778	62154276	61956827	62132540	61808651	61992041	61918706	62110799
61946988	62160283	61961812	62135963	61808651	61997344	61918707	62110815
61950760	62170059	61962312	62143620	61809730	61997345	61918709	62110816
61951696	62170392	61974125	62149040	61809731	61997345	61918710	62110817
61960712	62170393	61974126	62155001	61809731	61998635	61918711	62111851
61960713	11400238	61982246	62160794	61820657	62004855	61918711	62111851
61960714	11400440	61982464	62170053	61820668	62004858	61922269	62113006
61973243	61833598	61990918	62170055	61820730	62004861	61922270	62113007
61973244	61937290	NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT MINUS		61829136	62004861	61922271	62113008
61980313	61960715	<u>Delnummer: 00-5950-017-06</u>		61829136	62005005	61924459	62114442
61984231	61999572	<u>Lotnumre:</u>	62030646	61835341	62010337	61924460	62114446
61990637	62036734	61816389	62067918	61835342	62010338	61924461	62114449
61996360	62061873	61917756	62134748	61835835	62010339	61924461	62118556
61996361	62121230	61951701	62160792	61835836	62011349	61930162	62118557
61996945	62126101	62000986	62169050	61843606	62018147	61931676	62124313
NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT MINUS		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-LT		61844576	62029528	61935988	62124315
<u>Delnummer: 00-5950-017-05</u>		<u>Delnummer: 00-5996-013-01</u>		61844577	62029529	61935989	62124316
<u>Lotnumre:</u>	61999572	<u>Lotnumre:</u>	62091551	61844578	62040744	61935990	62124840
11400238	62036734	61782577	62100471	61844906	62040764	61935991	62131254
11400440	62061873	61863954	62107986	61844907	62040765	61936798	62131255
61833598	62121230	61924457	62107987	61848266	62050086	61941590	62134284
61937290	62126101	61977561	62118558	61848267	62050087	61941591	62134285
61960715		61977562	62124601	61848268	62050088	61964442	62134287
NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT		61977562	62134289	61848269	62050285	61964443	62141180
<u>Delnummer: 00-5950-017-02</u>		62003777	62151257	61848270	62052112	61971730	62141727
<u>Lotnumre:</u>	62000987	62003778	62161217	61853388	62052113	61971731	62142361
		62008972		61853389	62052114	61971732	62150038
				61853390	62058204	61972175	62150039
				61855970	62058222	61972176	62152624

NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT	
<u>Delnummer: 00-5996-014-01</u>		<u>Delnummer: 00-5996-014-02</u>		<u>Delnummer: 00-5996-014-02</u>		<u>Delnummer: 00-5996-015-01</u>	
<u>Lotnumre:</u>	62152940	<u>Lotnumre:</u>	61972174	<u>Lotnumre:</u>	62143180	<u>Lotnumre:</u>	62040697
61972747	62152945	61869858	62065586	61973256	62143623	61834871	62050079
61972748	62162590	61874468	62065587	61973257	62148762	61835324	62050080
61972749	62162592	61874469	62065588	61973258	62148763	61835390	62050757
61972750	62162675	61886325	62066549	61973259	62149013	61835391	62050759
61973060	62162677	61888041	62066550	61974054	62154047	61838766	62052661
61973063	62162680	61888042	62073116	61974057	62154076	61839705	62052662
61973254	62169030	61888043	62074426	61974135	62154289	61839706	62052663
61973255	62169031	61889063	62076324	61974136	62156821	61844933	62054080
61978531	62169032	61892375	62076325	61974137	62163081	61844934	62054081
61978533	62169052	61892376	62077296	61976331	62163106	61844935	62054837
61979136		61892377	62077297	61978527	62163107	61849038	62054838
NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		61896208	62078828	61978528	62164673	61849039	62054840
<u>Delnummer: 00-5996-014-02</u>		61896210	62078829	61978529	62164674	61849040	62060532
<u>Lotnumre:</u>	61992065	61896212	62079859	61979780	62170062	61849238	62060533
11400468	61998638	61896213	62086616	61979781	62170063	61850208	62060534
61782563	61998639	61896215	62091552	61979782	62170064	61850209	62061883
61796373	61998640	61897289	62091553	61992063	62170065	61850210	62061884
61804269	62005006	61897290	62098554	61992064		61850211	62061885
61804270	62005007	61904318	62098800	NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		61852849	62061886
61804271	62005007	61904318	62098800	<u>Delnummer: 00-5996-015-01</u>		61852850	62066747
61804272	62005007	61904923	62098842	<u>Lotnumre:</u>	61982320	61852851	62066750
61804273	62005007	61904924	62098843	11400109	61984937	61853366	62066753
61808812	62005919	61908306	62105733	11400304	61984938	61853367	62067345
61808813	62005958	61908307	62105734	11400335	61985029	61853368	62067346
61809806	62005959	61910883	62105735	11400419	61992803	61888055	62067786
61810421	62007006	61912365	62105736	61796374	61992804	61889069	62067787
61819953	62011350	61915317	62105737	61796375	61992805	61890032	62072522
61819954	62011351	61915318	62111951	61806287	61992984	61892366	62073109
61820652	62025614	61915319	62111990	61807833	61992985	61892367	62073110
61821140	62025615	61918978	62111991	61807834	61992985	61893240	62080823
61821141	62025618	61918979	62111992	61807835	61998812	61893241	62080825
61821142	62025619	61918980	62111993	61807836	61998814	61897284	62081434
61821143	62026097	61923583	62112978	61807837	61998817	61897285	62081438
61835337	62026098	61923584	62112979	61810425	61999563	61897286	62086995
61835338	62030412	61923585	62115264	61810426	61999564	61898492	62086998
61835339	62030414	61926137	62115269	61816401	61999565	61898493	62087881
61835340	62030597	61926138	62115963	61816402	61999999	61898494	62088449
61843147	62030598	61926139	62115964	61817757	62011569	61898495	62088466
61843148	62030599	61926140	62115965	61817758	62011570	61898496	62088881
61843149	62042326	61931681	62116019	61817759	62011571	61899633	62088883
61844237	62042327	61932294	62116020	61817760	62019496	61899634	62095263
61844238	62043152	61936801	62117286	61817761	62019497	61899635	62095268
61844573	62048445	61936802	62118617	61817761	62019497	61899635	62095268
61844574	62048446	61936803	62118618	61819056	62019498	61905195	62095271
61844575	62049392	61936804	62127483	61819057	62028161	61905196	62095275
61848354	62049393	61937295	62127485	61819058	62028163	61905197	62096012
61848355	62052676	61943194	62128366	61821136	62028167	61905198	62096013
61854828	62052677	61943195	62128367	61821137	62030638	61905199	62103204
61854829	62052678	61956844	62132105	61821138	62032086	61905286	62103208
61855966	62052679	61956845	62132106	61823893	62032087	61905292	62103209
61856750	62052680	61964959	62136383	61826940	62032088	61908297	62105726
61857903	62058789	61964961	62136384	61833606	62032738	61908298	62105727
61869855	62058794	61965578	62137088	61833607	62039174	61908299	62106772
61869856	62064903	61971733	62137094	61834869	62039175	61915320	62107111
61869857	62065585	61972173	62143179	61834870	62039176	61915321	62107115

NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT	
<u>Delnummer: 00-5996-015-01</u>		<u>Delnummer: 00-5996-015-02</u>		<u>Delnummer: 00-5996-015-02</u>		<u>Delnummer: 00-5996-015-02</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61982319	<u>Lotnumre:</u>	61985032	<u>Lotnumre:</u>	62055037	<u>Lotnumre:</u>	62111952
61916156	62107117	11005547	61986205	61847709	62055038	61929409	62116024
61916157	62107946	11400108	61986207	61847710	62056776	61929410	62116026
61916158	62107947	11400143	61986211	61850229	62056777	61929411	62116027
61916175	62111953	11400220	61993954	61850230	62061653	61929412	62117279
61917761	62111994	11400433	61993957	61850231	62061654	61930160	62117280
61918957	62111995	61782568	61993960	61850232	62061655	61934968	62117281
61920450	62114026	61797751	61995688	61850933	62061880	61934969	62117282
61920451	62114027	61797752	61995689	61850934	62062554	61934970	62121232
61920452	62114099	61804739	62000000	61851731	62062556	61934971	62121233
61920453	62114101	61804740	62000001	61851732	62064894	61937807	62121777
61920454	62114451	61804741	62000004	61851733	62064895	61937808	62121778
61926141	62114452	61804742	62000977	61852861	62065327	61938903	62128379
61927970	62114455	61806283	62000978	61852862	62065340	61938904	62128380
61927971	62119549	61806284	62000979	61890015	62065351	61938905	62129225
61927972	62119550	61813678	62002044	61890016	62065354	61939186	62129227
61927973	62124865	61813679	62002045	61890691	62066543	61946494	62133179
61932298	62124874	61814768	62007007	61890692	62066544	61946495	62134714
61933648	62125505	61814769	62007008	61890702	62073111	61958544	62134749
61933658	62125506	61814770	62012110	61890703	62073112	61958545	62134750
61933664	62125507	61815716	62012115	61890704	62074299	61958546	62134751
61937297	62132867	61815717	62012122	61899622	62081869	61958763	62144186
61937762	62137990	61815718	62012127	61899623	62083135	61958764	62144187
61937763	62137991	61815719	62012663	61899624	62083137	61960722	62149529
61937764	62138243	61819956	62012664	61899636	62087936	61964972	62149546
61937804	62142619	61820646	62013563	61899637	62088885	61964973	62149547
61937805	62142620	61820647	62022048	61899638	62088888	61965580	62150036
61944892	62149475	61820648	62022049	61900454	62090402	61965581	62152934
61944893	62149476	61820714	62022328	61900455	62091020	61965582	62152935
61958028	62149526	61823898	62023800	61900456	62091476	61966246	62152936
61958029	62152622	61824782	62023801	61900457	62091485	61966247	62154044
61963902	62152644	61824783	62023802	61900464	62091548	61971171	62160287
61963903	62152645	61826936	62024962	61900465	62091550	61971178	62160340
61963904	62157961	61834872	62024963	61905293	62096714	61971180	62160341
61963905	62159292	61834873	62028455	61905294	62096715	61976422	62160801
61964138	62159293	61834874	62028456	61906071	62097828	61977366	62160802
61964145	62164669	61835824	62032745	61906389	62097830	61977374	62166651
61964444	62164819	61835825	62033091	61906390	62098064	61977380	62166652
61964445	62164821	61835826	62033092	61907454	62098065	61982471	62166740
61968859	62164858	61838756	62033714	61909349	62103217	61982472	62166741
61968868	62164863	61846251	62033715	61909350	62105738	61982473	62167495
61968871	62164864	61846252	62034612	61910208	62105740	61982474	62167496
61970686	62165853	61846253	62042145	61917762	62105741	61982781	62167497
61970687	62165856	61846263	62042147	61917763	62106540	61982793	62171095
61974134	62165931	61846264	62042151	61917764	62106543	61983009	62171593
61976419	62168303	61846265	62042153	61917765	62106545	61983010	62171594
61976420	62168304	61846266	62042285	61917766	62106691	61983011	62171595
61976421	62170395	61846267	62043136	61918729	62106692	61985030	62171596
61979784	62170396	61847657	62048259	61918730	62106693	61985031	62173187
61979785	62170910	61847658	62048265	61918731	62106694	NEXGEN KNEE LPS OPTION	
61980584	62172676	61847659	62048436	61920455	62111494	FEMORAL, SIZE F-LT	
61980585	62172678	61847660	62048437	61920456	62111495	<u>Delnummer: 00-5996-016-01</u>	
61980586	62172681	61847677	62048438	61921455	62111496	<u>Lotnumre:</u>	61980320
61980587	62172682	61847678	62050078	61921456	62111498	11400216	61980580
61982315	62172683	61847679	62055036	61921457	61921458	11400223	61980581

NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT	
<u>Delnummer: 00-5996-016-01</u>		<u>Delnummer: 00-5996-016-01</u>		<u>Delnummer: 00-5996-016-02</u>		<u>Delnummer: 00-5996-016-02</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61914456	<u>Lotnumre:</u>	62107991	<u>Lotnumre:</u>	61937810	<u>Lotnumre:</u>	62148244
11400246	61986215	61914457	62117332	61844591	62046237	61937811	62155685
11400248	61986217	61914458	62117333	61844592	62046238	61937812	62155686
11400279	61990279	61914459	62117334	61846268	62052672	61938951	62160285
11400292	61990280	61918732	62117335	61846269	62052673	61946501	62166661
11400503	61990281	61918733	62121206	61846270	62052674	61946502	62166662
61782551	61990282	61918734	62121234	61849052	62052675	61980582	62166746
61792785	62002070	61918952	62126117	61849053	62056784	61980583	62166747
61794725	62002071	61922266	62126118	61849054	62057272	61982307	62167511
61794726	62008279	61922267	62126745	61849055	62059387	61982308	62167512
61794727	62008280	61923578	62131023	61849056	62059388	61982309	62167513
61804272	62013564	61923579	62137109	61849057	62059389	61982467	62168311
61804273	62014085	61926142	62137520	61850223	62060481	61986727	62168313
61804274	62014086	61926143	62144316	61851706	62060482	NEXGEN KNEE LPS OPTION	
61811786	62019501	61926144	62144317	61851707	62067953	FEMORAL, SIZE G-LT	
61811787	62028457	61926145	62148245	61851708	62067954	<u>Delnummer: 00-5996-017-01</u>	
61817762	62029546	61926146	62156811	61851709	62068099	<u>Lotnumre:</u>	61982468
61817763	62029547	61932299	62156812	61856761	62068312	11400269	61982469
61817764	62030605	61932300	62159294	61856762	62068313	11400338	61997346
61820742	62030606	61932301	62159331	61864890	62068314	11400386	62015858
61821428	62036145	61936805	62164359	61864891	62070836	61796376	62015859
61821429	62036146	61936806	62164675	61889065	62070837	61796377	62016808
61835343	62036147	61936807	62164676	61889066	62078832	61804745	62026099
61835344	62036148	61936808	62164831	61889067	62080339	61804746	62026100
61835345	62047530	61936809	62164832	61896050	62084443	61808890	62027205
61835346	62047531	61936810	62164871	61896051	62084444	61808891	62034616
61839733	62050778	61944902	62164872	61896052	62092529	61835839	62043318
61844593	62051199	61979783	62168354	61897294	62092530	61842361	62043319
61844912	62051202	61980319	62168355	61901177	62092531	61850225	62050083
61844913	62052108	NEXGEN KNEE LPS OPTION		61901178	62098840	61850226	62050084
61844914	62052109	FEMORAL, SIZE F-RT		61907457	62098841	61852840	62054089
61844952	62058220	<u>Delnummer: 00-5996-016-02</u>		61907458	62099270	61852841	62065621
61848296	62058221	<u>Lotnumre:</u>	61986728	61910876	62099271	61870738	62074427
61848297	62066551	11005506	61990643	61910877	62099272	61883275	62079860
61848298	62066552	11400217	61990646	61914460	62099910	61883276	62086376
61848299	62067353	11400222	61990648	61914461	62107992	61889068	62093706
61848301	62067354	11400278	62002072	61915322	62109172	61889077	62093707
61850937	62072524	61794724	62002073	61915323	62109173	61889078	62099048
61850938	62072525	61804275	62008281	61918953	62109174	61912362	62099049
61851704	62076158	61804276	62008282	61918954	62118555	61915324	62099273
61851705	62076326	61804277	62014087	61918955	62121802	61921459	62109747
61855974	62076329	61804743	62014427	61918956	62121803	61930164	62113005
61863958	62077301	61804744	62014429	61923580	62127174	61931682	62117336
61863959	62078810	61810418	62014431	61923581	62127175	61935993	62122866
61894499	62083131	61810419	62014432	61923582	62127176	61935994	62131270
61894501	62083133	61835347	62015857	61924456	62131204	61944862	62145407
61894502	62091885	61835348	62019503	61927975	62131205	61962880	62148771
61895328	62092096	61835841	62019504	61927976	62131206	61962881	62154075
61895329	62092097	61835842	62029869	61927977	62131217	61962882	62161225
61900466	62100477	61841282	62032090	61929413	62131218	61966911	62165233
61900467	62101634	61841283	62032869	61929414	62138245	61966920	62165937
61907455	62102071	61841284	62032879	61933842	62138246	61966928	62169037
61907456	62107935	61844052	62039083	61933843	62142599	61977558	
61910213	62107936	61844053	62039084	61937765	62142601		
61910874	62107952	61844590	62039085	61937809	62147822		

NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-RT		NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE E-LT		NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT		
<u>Delnummer:</u> 00-5996-017-02		<u>Delnummer:</u> 00-5994-015-91		<u>Delnummer:</u> 00-5996-015-51		<u>Delnummer:</u> 00-5990-015-02		
<u>Lotnumre:</u>	61978301	<u>Lotnummer:</u>	11003022	<u>Lotnumre:</u>	62166597	<u>Lotnumre:</u>	11003324	
11400221	61983005	NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE E-RT		62121199	62170916	61776965		
11400300	62018152	<u>Delnummer:</u> 00-5994-015-92		62133177	62171094	NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT		
61797756	62025181	<u>Lotnumre:</u>	61771826	62138260	62173164	<u>Delnummer:</u> 00-5990-017-91		
61798634	62025182	61771822	61771827	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		<u>Lotnummer:</u> 61771841		
61806288	62025372	61771825	61771828	<u>Delnummer:</u> 00-5996-015-52		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, C-LT		
61806289	62025376	NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE F-LT		<u>Lotnumre:</u>	62171831	<u>Delnummer:</u> 00-5964-013-01		
61806290	62043153	<u>Delnummer:</u> 00-5994-016-91		62121801	62171832	<u>Lotnummer:</u> 77001358		
61835840	62043154	<u>Lotnumre:</u>	61768099	62135973	62172688	NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-LT		
61842362	62048444	11005670	61771829	62136386	62172690	<u>Delnummer:</u> 00-5964-013-51		
61850928	62049391	NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE F-RT		62160803	62172691	<u>Lotnumre:</u> 62009298		
61850929	62055051	<u>Delnummer:</u> 00-5994-016-92		NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT		61808871 62018048		
61850930	62060537	<u>Lotnumre:</u>	61768104	<u>Delnummer:</u> 00-5996-016-51	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		61876900 62080785	
61852845	62067352	61771832	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE B-LT		<u>Lotnumre:</u>	61890747 62120585		
61884197	62074433	<u>Delnummer:</u> 00-5996-012-01		61792784	62137541	61890748 62160331		
61889079	62074436	<u>Lotnummer:</u>	11004400	62121779	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		61990909 62170030	
61889080	62080817	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE B-RT		<u>Delnummer:</u> 00-5996-016-52		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-RT		
61894563	62086993	<u>Delnummer:</u> 00-5996-012-02	<u>Delnummer:</u> 00-5996-012-02		<u>Lotnumre:</u>	<u>Delnummer:</u> 00-5964-013-52		
61894564	62099934	<u>Lotnummer:</u>	62068093	<u>Lotnumre:</u>	62138262	<u>Lotnumre:</u> 61999924		
61898502	62099938	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-RT		61782556	62139469	11400373 62010044		
61913202	62100474	<u>Delnummer:</u> 00-5996-013-51		62122572	62170933	61858467 62083118		
61916162	62110801	<u>Lotnumre:</u>	62118559	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-LT		61876901 62107109		
61922264	62110818	61782571	62134293	<u>Delnummer:</u> 00-5996-017-51	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE H-LT		61876902 62131121	
61929417	62110819	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-RT		<u>Lotnumre:</u>	62169055	61992032 62170031		
61930163	62117338	<u>Delnummer:</u> 00-5996-013-52		62122868	62173166	NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		
61934977	62117339	<u>Lotnummer:</u>	62131269	62131271	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-RT		<u>Delnummer:</u> 00-5964-014-51	
61934978	62123889	<u>Delnummer:</u> 00-5996-013-52		NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-RT		<u>Lotnumre:</u> 61992698		
61939188	62132112	<u>Lotnumre:</u>	62118560	<u>Delnummer:</u> 00-5996-017-52		61794708 61992699		
61939189	62145408	62131269	62172686	<u>Lotnumre:</u>	62169057	61796364 61992701		
61941599	62148247	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		62123891	62170066	61804727 61999966		
61962883	62154285	<u>Delnummer:</u> 00-5996-014-51		62140118	62173191	61809705 61999969		
61962884	62161596	<u>Lotnumre:</u>	62134711	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE H-LT		61809707 62000965		
61967904	62166737	62124846	62169053	<u>Delnummer:</u> 00-5996-018-51		61809745 62010054		
61967905	62169056	62131280	62169054	<u>Lotnummer:</u>	61777248	61810398 62010322		
61968858	62173190	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		NEXGEN LPS POROUS FEMORAL, SIZE F-RT		61813688 62016669		
NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE H-RT		<u>Delnummer:</u> 00-5996-014-51		<u>Delnummer:</u> 00-5992-016-02		61813689 62016674		
<u>Delnummer:</u> 00-5996-018-92		<u>Lotnumre:</u>	62134711	<u>Lotnummer:</u>		61826922 62023783		
<u>Lotnummer:</u> 61836677		62124846	62169053	NEXGEN LPS POROUS FEMORAL, SIZE G-LT		61826923 62023784		
NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE C-LT		62131280	62169054	<u>Delnummer:</u> 00-5992-017-91		61827924 62024952		
<u>Delnummer:</u> 00-5994-013-91		NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		<u>Lotnummer:</u>	61928631	61827925 62026044		
<u>Lotnummer:</u> 61758275		<u>Delnummer:</u> 00-5996-014-52		NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT		61827926 62026045		
NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE C-RT		<u>Lotnumre:</u>	62119552	<u>Delnummer:</u> 00-5990-014-02		61827927 62026089		
<u>Delnummer:</u> 00-5994-013-92		11002937	62137519	<u>Lotnummer:</u>		61829824 62034568		
<u>Lotnummer:</u> 61758283		11003004	62171791	NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT		61839693 62047521		
NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE D-RT		11003326	62171792	<u>Delnummer:</u> 00-5990-014-02		61839694 62051185		
<u>Delnummer:</u> 00-5994-014-92		61782574	NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		<u>Lotnummer:</u>		61840456 62051186	
<u>Lotnumre:</u> 11006826		<u>Delnummer:</u> 00-5996-015-51		<u>Delnummer:</u> 00-5996-015-51		61846248 62051187		
11004374	61768114	<u>Lotnumre:</u>	62170913	<u>Lotnummer:</u>		61846249 62074155		
11004966		62120709	62170915	61776963		61847652 62077286		
						61859212 62077837		

NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT	
<u>Delnummer: 00-5964-014-51</u>		<u>Delnummer: 00-5964-014-52</u>		<u>Delnummer: 00-5964-014-52</u>		<u>Delnummer: 00-5964-015-51</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61992051	<u>Lotnumre:</u>	61954540	<u>Lotnumre:</u>	62154067	<u>Lotnumre:</u>	61996950
61859214	62079851	61812820	62018047	61965929	62160333	61870713	62059370
61859215	62084425	61814746	62022925	61965930	62161196	61879221	62063717
61866692	62088867	61814747	62022927	61973058	62163070	61881047	62064893
61873428	62089663	61814749	62027189	61973228	62163071	61881048	62065289
61876904	62096004	61814750	62028442	61973229	62163097	61881676	62069327
61876905	62096005	61814751	62028443	61979766	62164813	61881678	62070226
61884182	62096006	61815695	62035834	61979767	62173159	61886313	62070227
61885169	62100460	61829046	62036141	61979768	62173160	61886314	62070820
61886258	62100461	61832272	62041496	61980293	62173162	61886315	62078048
61886259	62102053	61832273	62048233	61980296	62173175	61888026	62079812
61890010	62102695	61832274	62048236	61988446	62173176	61889083	62081419
61890011	62109151	61839689	62052657	61989660	62173178	61889084	62081865
61890690	62109649	61839691	62052658	61989661	62173179	61889085	62086334
61905149	62109650	61847653	62052659	61989662	62173180	61889086	62086604
61905256	62112541	61847654	62076318	61993903		61896039	62086605
61914474	62112685	61847655	62077284	NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		61897278	62086626
61914475	62112972	61860203	62077839	<u>Delnummer: 00-5964-015-51</u>		61897279	62096033
61914478	62118561	61860204	62079815	<u>Lotnumre:</u>	61996951	61902941	62096035
61914479	62118562	61860205	62084433	11400142	61996952	61902942	62096720
61915292	62124294	61860206	62085524	11400242	61999573	61904182	62096721
61915293	62130970	61866693	62085525	61820639	62000988	61904183	62096722
61918961	62130973	61869843	62085941	61820640	62000989	61904184	62098857
61930141	62130974	61870709	62096703	61820641	62000989	61904915	62098858
61931654	62134259	61874450	62098052	61820641	62002051	61904916	62098859
61939789	62134260	61878262	62098053	61821139	62003650	61904917	62099077
61951105	62141164	61878263	62099804	61829067	62003776	61906382	62099080
61951646	62141723	61883260	62099848	61829068	62009308	61907433	62099260
61951647	62142299	61884178	62099860	61829069	62015855	61907434	62102872
61951648	62146620	61886312	62100456	61829070	62015856	61918714	62105756
61964434	62151772	61890007	62103206	61829071	62016807	61918715	62105758
61965568	62152639	61890008	62105721	61829846	62017264	61918716	62105759
61965569	62152897	61894531	62105722	61835354	62017265	61918717	62105760
61965927	62152904	61895306	62105723	61835356	62017266	61918958	62113022
61965928	62161209	61895308	62112971	61835357	62017597	61918959	62113023
61968882	62163072	61896038	62112988	61840459	62017599	61922244	62113024
61972732	62163099	61901209	62112989	61840460	62017600	61922245	62114104
61978248	62170387	61901210	62112994	61844225	62027453	61923559	62114105
61986694	62171766	61901211	62114093	61844227	62027465	61923560	62114499
61987054	62171767	61902939	62114094	61844228	62028235	61926121	62114503
61987055	62171782	61906064	62114367	61844885	62028236	61927955	62114505
61988120	62171783	61906381	62119153	61850913	62028237	61933492	62119528
61988444	62171833	61915294	62124787	61850914	62029263	61935973	62119529
61992034	62171834	61915295	62125121	61856735	62029266	61936376	62119530
NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT		61920422	62126096	61856736	62029856	61943463	62119532
<u>Delnummer: 00-5964-014-52</u>		61931652	62130977	61857881	62029877	61943489	62124608
<u>Lotnumre:</u>	61993907	61931653	62131185	61857882	62030480	61943490	62124886
11007251	61993910	61936489	62131201	61858464	62046036	61947006	62124888
61804723	61993913	61939172	62134704	61861342	62046037	61947020	62125119
61804724	62000966	61939175	62134745	61861343	62046235	61947181	62131029
61804725	62010323	61949694	62143136	61861344	62046236	61947182	62131192
61804726	62010324	61951104	62143139	61864866	62052711	61947183	62131211
61811767	62017251	61954537	62148749	61867593	62054075	61952862	62131212
61811768	62017253	61954538	62154036	61870710	62054076	61952863	62134264
		61954539	62154066	61870711	62059369	61952864	62134265

NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT	
<u>Delnummer: 00-5964-015-51</u>		<u>Delnummer: 00-5964-015-52</u>		<u>Delnummer: 00-5964-015-52</u>		<u>Delnummer: 00-5964-016-51</u>	
<u>Lotnumre:</u>	62142580	<u>Lotnumre:</u>	61924437	<u>Lotnumre:</u>	62116037	<u>Lotnumre:</u>	61990661
61960816	62143148	61844929	62029558	61926116	62116038	11005907	61994834
61962852	62143154	61851713	62029559	61926117	62117292	11400319	61994838
61972318	62143616	61853363	62030482	61926119	62117294	61783049	61994843
61974115	62143617	61853364	62030620	61926120	62118407	61783050	61996971
61974117	62150842	61853365	62030622	61933827	62121213	61783051	62000983
61976406	62150849	61854839	62030623	61933829	62121214	61784877	62000984
61976407	62151225	61855955	62043314	61934948	62121217	61784878	62002023
61976408	62151230	61856738	62046906	61934950	62121240	61815795	62002063
61976409	62152196	61856739	62047528	61939791	62121241	61817742	62002077
61977235	62152215	61862123	62048276	61940348	62125513	61817744	62002079
61982271	62152615	61864868	62048277	61943491	62125515	61817746	62008258
61982282	62160278	61872323	62054077	61946455	62126107	61821407	62010325
61982451	62160279	61873425	62054650	61946456	62132072	61821408	62010327
61982452	62160332	61873426	62054651	61948134	62132076	61821409	62011224
61982453	62161211	61880089	62061868	61949691	62132094	61822939	62018137
61983002	62166751	61880090	62061869	61949692	62132740	61822963	62020797
61987053	62167520	61881030	62061870	61953034	62132872	61822964	62020798
61987073	62168057	61881679	62062236	61953036	62135958	61822965	62024953
61988467	62168350	61881680	62063719	61953037	62136379	61822966	62024954
61988468	62168352	61881681	62064892	61970671	62136380	61832304	62026092
61995684	62169036	61883269	62072145	61970672	62137052	61833584	62027191
61995685	62169044	61883270	62072149	61970673	62144123	61833585	62030583
61995686	62169045	61888027	62072202	61971150	62144288	61833588	62030585
61996350	62169046	61888028	62072203	61971151	62144312	61835820	62033833
61996948		61888029	62072507	61972319	62144929	61841269	62036524
NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT		61888030	62087012	61972744	62149361	61842336	62041511
<u>Delnummer: 00-5964-015-52</u>		61897280	62087943	61972746	62149362	61844230	62041520
<u>Lotnumre:</u>	61993979	61897281	62087944	61973249	62149363	61844231	62042334
11400106	62002059	61898483	62087946	61973250	62149518	61848276	62042335
11400237	62002060	61904185	62087947	61973251	62149533	61859217	62048451
11400298	62003762	61904186	62088863	61973252	62149551	61859218	62049418
61793540	62005003	61904187	62091538	61973253	62152640	61862126	62049420
61814744	62005004	61905145	62091539	61974043	62152911	61862128	62050095
61815692	62005896	61905146	62098077	61980344	62152916	61872326	62050096
61819044	62011568	61905147	62098078	61982821	62161204	61876276	62061688
61819045	62012313	61907436	62098571	61982822	62161222	61876907	62062240
61819046	62012315	61907437	62098572	61984203	62162207	61881037	62062242
61819921	62012660	61907438	62098804	61984205	62162229	61881038	62070236
61819922	62012662	61908278	62098805	61985043	62164877	61885165	62070240
61819923	62015868	61917741	62100195	61986758	62164878	61885166	62072204
61819924	62015869	61917742	62100213	61987052	62165873	61885167	62077290
61829051	62016825	61917743	62100484	61990662	62165945	61885168	62077843
61829052	62016825	61917778	62100485	61990663	62166665	61890036	62077844
61829052	62017274	61918712	62107942	61990664	62170033	61890759	62082375
61829053	62017275	61918713	62107944	61991999	62170035	61890760	62083081
61829054	62017907	61920424	62107960	61992001	62170036	61892380	62086987
61835358	62022913	61920425	62109184	61992070	62170037	61892382	62087934
61835818	62022917	61920426	62109186	61992780	62170388	61899641	62092003
61835819	62023337	61920427	62109751	61992781	62170389	61899645	62092257
61841271	62023339	61920428	62109754	61992992	62170390	61899646	62092259
61841273	62024589	61921432	62110246	61993977	62170391	61900470	62092260
61844887	62024590	61921433	62110796			61901204	62099275
61844888	62029556	61921434	62116035			61901206	62099276
61844889	62029557	61921435	62116036			61901207	62099941

NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT	
<u>Delnummer: 00-5964-016-51</u>		<u>Delnummer: 00-5964-016-52</u>		<u>Delnummer: 00-5964-016-52</u>		<u>Delnummer: 00-5964-017-51</u>	
<u>Lotnumre:</u>	61990657	<u>Lotnumre:</u>	61943183	<u>Lotnumre:</u>	62121772	<u>Lotnumre:</u>	62006726
61901412	62100478	61821125	62014396	61952877	62121794	61909456	62096003
61902961	62100480	61823875	62014397	61953086	62126683	61910862	62096697
61909333	62100481	61823877	62018587	61953089	62127080	61912346	62107981
61909467	62101679	61830375	62023296	61953093	62132450	61912347	62115243
61909471	62101704	61834855	62023797	61953095	62132454	61918718	62115255
61916144	62102075	61834856	62023798	61953096	62132862	61923565	62115256
61917744	62112032	61837315	62023799	61960708	62132876	61938744	62117299
61917746	62112982	61843117	62024561	61962876	62138238	61939177	62117301
61917747	62112983	61843119	62024570	61962879	62143738	61939178	62122655
61917748	62113013	61844583	62024960	61965932	62144287	61943517	62126686
61918739	62115992	61844584	62024961	61965933	62145398	61949697	62131222
61920464	62117311	61855951	62033086	61971720	62146935	61966236	62131246
61923587	62117313	61855952	62034601	61971721	62146956	61966237	62132055
61926122	62117314	61857886	62039091	61971723	62148238	61970679	62141170
61926125	62117315	61857887	62044629	61980301	62148258	61971153	62142287
61931662	62120595	61857888	62044630	61980302	62154272	61976411	62148755
61931663	62124289	61869844	62046964	61980569	62154957	61977546	62154269
61936787	62124759	61869846	62048290	61980570	62154958	61982454	62154994
61943495	62125260	61876908	62048291	61980571	62156819	61988126	62159252
61943496	62131291	61876909	62056792	61980572	62157853	61990911	62168117
61946954	62132080	61878268	62057299	61982291	62166739	61990912	62169033
61951655	62132098	61883271	62057306	61989035	62167493	61990913	62169034
61952869	62132101	61883272	62058232	61989665	62171785	61992052	62170490
61959249	62137510	61884190	62059372	61996344	62171837	62000967	62170491
61959250	62143614	61884192	62059398	61996345	62171838	62000968	62170492
61959252	62143654	61885768	62067920	61997334	62171839	NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT	
61960706	62143734	61888047	62072206	61997336	62171840		
61960707	62150066	61888048	62072511	61997337	62172413	<u>Delnummer: 00-5964-017-52</u>	
61970688	62150068	61895303	62077288	61998614		<u>Lotnumre:</u>	61998800
61970690	62150087	61895304	62078816	NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT		11400311	62003765
61971186	62154039	61895305	62078817	<u>Delnummer: 00-5964-017-51</u>		11400341	62004792
61971187	62154068	61901214	62083121	<u>Lotnumre:</u>	62012394	61807817	62004794
61971739	62154069	61901215	62083123	61823882	62012654	61820636	62004993
61971740	62159325	61902943	62083124	61823883	62017256	61822968	62014073
61971741	62165929	61902944	62083125	61829831	62018139	61823880	62014074
61971742	62165930	61902945	62098280	61824343	62018140	61830363	62014387
61976432	62166647	61902946	62098667	61844892	62018140	61843123	62019486
61978516	62166649	61902947	62098670	61861346	62028013	61844893	62019487
61985037	62170884	61904188	62098786	61865905	62029429	61844931	62019489
61986240	62170890	61904189	62098787	61874455	62035837	61860211	62029441
61986243	62170893	61904190	62098788	61874456	62042284	61866703	62029446
61986245	62171085	61904191	62098789	61881661	62043132	61875434	62038010
61986733	62171086	61915298	62102055	61881663	62044610	61875435	62043281
61987070	62171726	61915301	62102056	61881663	62054831	61883261	62043283
61988463	62171730	61915302	62102057	61886260	62058757	61883262	62046217
NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT		61922249	62102712	61886261	62059371	61886317	62055031
<u>Delnummer: 00-5964-016-52</u>		61922250	62102714	61886262	62068311	61886318	62055523
<u>Lotnumre:</u>	61998615	61923561	62114023	61892362	62073097	61892359	62058211
11006368	62006438	61927959	62114334	61893239	62074152	61892360	62068306
61816395	62006449	61932281	62114346	61898485	62085944	61899616	62074167
61816396	62006465	61937792	62115228	61898487	62085945	61899617	62076154
61820650	62014083	61940950	62119151	61905152	62086606	61899618	62086981
61820651	62014084	61943181	62119152	61905155	62092518	61901208	62086983
		61943182	62119534	61905169	62093708	61905263	62098049

NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT <u>Delnummer: 00-5964-017-52</u> <u>Lotnumre:</u> 61998799 61909460 62098051 61910185 62098278 61910186 62106732 61910189 62106733 61910193 62115851 61924441 62115852 61935976 62117296 61935978 62117297 61939181 62122860 61939795 62127394 61946486 62132078 61949695 62132108 61954543 62138255 61955558 62140623 61966806 62140628 61966807 62149037 61966808 62149365 61978256 62155191 61978264 62156806 61982458 62159249 61986416 62168118 61986695 62169042 61992981 62169043 61993919 62170028 61993921 62170029	NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE C-RT <u>Delnummer: 00-5960-013-52</u> <u>Lotnumre:</u> 62120588 62130963 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE D-LT <u>Delnummer: 00-5960-014-51</u> <u>Lotnumre:</u> 62120591 11006176 62131197 11006333 62134257 11400330 62170032 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE D-RT <u>Delnummer: 00-5960-014-52</u> <u>Lotnumre:</u> 62131248 11006544 62134703 62012423 62171835 62061891 62174384 62121191 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE E-LT <u>Delnummer: 00-5960-015-51</u> <u>Lotnumre:</u> 62134706 62121224 62168365 62131267 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE E-RT <u>Delnummer: 00-5960-015-52</u> <u>Lotnumre:</u> 62121770 61641772 62131277 62121768 62135957 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE F-LT <u>Delnummer: 00-5960-016-51</u> <u>Lotnumre:</u> 62121792 11400431 62131249 61784879 62131284 61793525 62171784 62121790 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE F-RT <u>Delnummer: 00-5960-016-52</u> <u>Lotnumre:</u> 62122521 11005960 62133156 61794705 62137533 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE G-LT <u>Delnummer: 00-5960-017-51</u> <u>Lotnumre:</u> 62131221 114691 62137511 62122653 62168367 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE G-RT <u>Delnummer: 00-5960-017-52</u> <u>Lotnumre:</u> 62128361 62122857 62132861	NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE H-LT <u>Delnummer: 00-5960-018-51</u> <u>Lotnumre:</u> 11005166 11004155 11005910 NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE H-RT <u>Delnummer: 00-5960-018-52</u> <u>Lotnumre:</u> 11005164 11004157 11005165 NKII NP FEMORAL LT, SIZE 0 <u>Delnummer: 6307-00-008</u> <u>Lotnummer:</u> 62125578 NKII NP FEMORAL LT, SIZE 2 <u>Delnummer: 6307-00-020</u> <u>Lotnumre:</u> 61975784 62098206 NKII NP FEMORAL LT, SIZE 3 <u>Delnummer: 6307-00-030</u> <u>Lotnumre:</u> 11004845 62142198 NKII NP FEMORAL RT, SIZE 0 <u>Delnummer: 6307-00-009</u> <u>Lotnummer:</u> 62107229 NKII NP FEMORAL RT, SIZE 2 <u>Delnummer: 6307-00-021</u> <u>Lotnumre:</u> 62178731 11004878 62180483 11007656 62181538 11007666 62183228 11007677 62185696 11007719 62188142 11007831 62189950 11007922 62190389 11007925 62191204 11007944 62192798 11008018 62193587 62155319 62194526 62160819 62196210 62162357 62200791 62164084 62203902 62172373 62206609 62173770 62207438 62174770 62208953 62176798 62210107 62177132 62210574 62178184 PRCT MIS CR MOB PLT SZ 4 <u>Delnummer: 00-5930-040-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61774225 11005139 61774226 61774223 61780003 PRCT MIS CR MOB PLT SZ 5 <u>Delnummer: 00-5930-050-01</u> <u>Lotnumre:</u> 11004031 61774236	PRCT MIS CR MOB PLT SZ 6 <u>Delnummer: 00-5930-060-01</u> <u>Lotnummer:</u> 61774234 PRCT MIS CR MOB PLT SZ 7 <u>Delnummer: 00-5930-070-01</u> <u>Lotnummer:</u> 62139076 PRCT MIS CR MOB PLT SZ 7 <u>Delnummer: 00-5930-070-02</u> <u>Lotnummer:</u> 61780002 PRCT MIS CR MOB PLT SZ 8 <u>Delnummer: 00-5930-080-01</u> <u>Lotnumre:</u> 61774229 61780004 PRCT MIS CR MOB PLT SZ 8 <u>Delnummer: 00-5930-080-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61774216 61774215 61785662 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ B,(RT/M,LT/L) <u>Delnummer: 00-5842-012-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61774093 61777606 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ C,(LT/M,RT/L) <u>Delnummer: 00-5842-013-01</u> <u>Lotnummer:</u> 61774095 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ C,(RT/M,LT/L) <u>Delnummer: 00-5842-013-02</u> <u>Lotnummer:</u> 61777611 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ D,(LT/M,RT/L) <u>Delnummer: 00-5842-014-01</u> <u>Lotnumre:</u> 11002921 61777613 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ D,(RT/M,LT/L) <u>Delnummer: 00-5842-014-02</u> <u>Lotnumre:</u> 61777615 61777616 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ E,(LT/M,RT/L) <u>Delnummer: 00-5842-015-01</u> <u>Lotnummer:</u> 61777617 ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ F,(RT/M,LT/L) <u>Delnummer: 00-5842-016-02</u> <u>Lotnumre:</u> 11002915 61756843
--	--	--	---