
Vigtig sikkerhedsmeddelelse

Bremse til kørestole

Rettelse

2018-09-23

Kære kunde

Med denne sikkerhedsmeddelelse ønsker Etac at informere om en vigtig rettelse vedrørende *bremser til kørestole*. Hensigten med sikkerhedsmeddelelsen er at sikre, at brugere og sundhedsfaciliteter, der er i berøring med *bremser til kørestole*, modtager vigtig information om baggrunden for denne rettelse, og hvilken betydning den har.

Berørt medicinsk udstyr:

Kørestolsbremse. For varenr.: se side to i dette dokument.

Baggrund:

Enkelte brugere har informeret Etac om en defekt ved *bremser til kørestole*. Det er rapporteret, at produktet i få tilfælde har reduceret bremsekraft. Dette vurderes at være forårsaget af en afvigelse i holdbarheden af bremsekomponenterne, hvilket med tiden kan medføre, at funktionen nedsættes.

Der er en potentiel mulighed for skade, hvis *bremser til kørestole* har en reduceret bremseeffekt, når en bruger selv bevæger sig til eller fra kørestolen.

Rettelse:

For at forhindre en mulig utilsigtet situation med en *bremse til kørestole* med nedsat bremseeffekt, udsteder Etac frivilligt denne rettelse for alle potentielt berørte *bremser til kørestole*, ved **at tilbyde bremser til udskiftning af eventuelt defekte bremser** f.eks i forbindelse med reparation eller planlagt service.

Der er ingen grund til at stoppe brugen af *bremser til kørestole*, men som en midlertidig sikkerhedsforanstaltning skal I være opmærksom på ethvert synligt tegn på nedsat bremseeffekt ved *bremser til kørestole*. For korrekt justering af bremsen henvises til kørestolsmanualen.

Sikkerhedsmeddelelsen vedrører således artiklerne i skemaet på side to.

Etac beklager det besvær, denne rettelse måtte give anledning til. Vi beder jer om, at denne meddelelse videregives til dem, der skal være opmærksomme på dette i jeres organisation, eller til andre der måtte have brug for informationen.

Har I spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede John Kristensen

Undertegnede bekræfter hermed, at denne meddelelse er indberettet til den relevante offentlige myndighed.

Dette er en oversættelse af den engelske originale sikkerhedsmeddelelse.

Horsens 2018-09-23

Venlig hilsen

Annett Axelsen Toft-Olsen
Administrerende direktør
Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens


Kontaktperson: John Kristensen
Kvalitets og logistikchef
E-mail: john.kristensen@etac.com
Telefon: 40443717

Berørte enheder og distribution

Varenr.	Produktnavn	Distribution
27528-1/-2	Cross-bremse med vinklet greb H/V	Påvirkede serienumre: Monteret på Cross-kørestole med serienumre fra 37A54363 til 37A71465
27532-1/-2	Cross-bremsegreb mod. 3 H/V	
27530-1/-2	Cross-bremse med forlænget greb H/V	

Varenr. der ender med -1 betyder højre hånd, varenr. der ender med -2 betyder venstre hånd.

Billede 1: **Ældre** bremses med logoet "Etac Original" som vist nedenfor påvirkes ikke af denne rettelse.



Billede 2: **Senere** bremses med hvid markering som vist nedenfor påvirkes ikke af denne rettelse.

