

VIGTIG PRODUKTINFORMATION

Handelsnavn: Konvekse todels hudplader, dvs. Natura / Surfit / Combihesive hudplader
(Se bilag 3 for handelsnavn og detaljerede oplysninger)

Udstedelsesdato: 22 October 2019
 Oprindelig meddelelse Revideret meddelelse Revisionsnr.:
Rev. 1

Reference/REF-nr.: Se bilag 3: Produktliste

FSCA-ref.: 2019-006MA

Type af handling: Kundemeddelelse

**E-mail til FSCA's
helpdesk:**

FORHANDLER:

- Stericycle
- Tlf: 80 82 00 54
- e-mail: ConvaTec2p@stericycle.com

BRUGERE AF STOMIPRODUKTER:

- CIC Team Denmark
- Tlf: +45 48167475
- e-mail: convatec.danmark@convatec.com

Bemærk, at denne meddelelse kun gælder for specifikke produktkoder og lotnumre for de ovennævnte produkter.

BESKRIVELSE AF PROBLEMET	<p>ConvaTec har frivilligt indledt en sikkerhedsrelateret korrigerende handling for produkter på markedet i form af en kundemeddelelse for specifikke produktkoder og lotnumre for de ovennævnte stomiprodukter.</p> <p>ConvaTec har modtaget klager i forbindelse med brug af konvekse todels hudplader, hvor stomihullet sidder ikke-centreret på produkter fremstillet mellem februar 2017 og september 2018. Mere specifikt har der været tre hændelser på verdensplan, hvor brug af en konveks todels hudplade med ikke-centreret hul medførte en rift på stomier. Disse skader førte ikke til hospitalsindlæggelse, og slutbrugeren kunne afhjælpe problemet. Den overordnede risiko for skader er lav. Da problemet kan opdages med det blotte øje, træffer vi dog en sikkerhedsforanstaltning i form af en meddelelse til vores kunder om dette forhold, så de kan kontrollere produkterne grundigt for at se, om:</p> <p>a) produktet er fremstillet i den pågældende periode, og b) har et ikke-centreret hul.</p>
OPLYSNINGER OM BERØRTE PRODUKTER	<ul style="list-style-type: none">• SurFit™/ Combihesive™ Wafers:• System 92 Secure Moldable Convex Durahesive™ Wafer• System 92 Secure Durahesive Wafer with Convex <p>Se Appendix A for komplet beskrivelse af de danske brand navne.</p>

PRODUKTIDENTIFIKATION

<p>Sådan kan man se forskel på berørte produkter og ikke-berørte produkter</p>	<p><u>Bekræftelse af specifikke produktkoder og lotnumre:</u></p> <p>Dette problem vedrører kun specifikke produktkoder og lotnumre, som er angivet i bilag 3.</p> <p>Alle kunder bedes se bilag 3 og kontrollere, om deres produkter er berørt af denne produktinformation.</p> <p>Du kan bede om en liste over berørte produkter ud fra dine kvitteringer. Kontakt dit ConvaTec kundeserviceteam vedrørende dette.</p> <p>Slutbrugerne kan finde oplysninger om produkter, der er berørt af denne produktinformation, i bilag 1, som har eksempler på emballagemærkning, der fremhæver placeringen af lotnummer og produktkode / REF-nr.</p> <p><u>Slutbrugeren af stomiproduktets visuelle verificering af et potentielt berørt produkt:</u></p> <p>Slutbrugere af stomiprodukter kan se bilag 2 for at få yderligere oplysninger om, hvordan man visuelt kontrollerer potentielt berørte produkter, og/eller kontakte FSCA's helpdesk, hvis de har yderligere spørgsmål.</p>
---	--

DISTRIBUTØRHANDLINGER

1	<p>Kontroller, om I har det berørte produkt på lager, og identificer, hvilke af jeres brugere der har modtaget potentielt berørte produkter vha. bilag 3: Produktliste over berørte produktkoder/REF-nr. og lotnumre.</p>
2	<p>Hvis I har distribueret dette produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til andre grossister: <ul style="list-style-type: none"> ○ Videresend denne produktinformation med bilag til dem, og bed dem om at udføre disse distributørhandlinger. • Til slutbrugere <ul style="list-style-type: none"> ○ Videresend denne produktinformation med bilag til jeres slutbrugere, og bed dem om at følge anvisningerne i afsnittet om slutbrugerhandlinger (nedenfor).
3	<p>Hvis I har modtaget returnerede produkter fra jeres kunder, som de har identificeret som havende et ikke-centreret hul, eller hvis I har produkter på lager, som I har verificeret som værende berørt af denne produktinformation (som beskrevet i bilag 3: Produktliste over berørte produktkoder/REF-nr. og lotnumre), behøver I ikke at åbne eller kontrollere produkterne. ConvaTec tager imod de returnerede produkter og krediterer kunderne fuldt ud. Der kan bestilles erstatningsprodukter via den normale bestillingsproces.</p> <p>Kontakt FSCA's helpdesk for at få yderligere anvisninger om returnering af berørte produkter og aftale kreditering.</p>
4	<p><u>Handling:</u> Udfyld Produktinformation – <u>Svarformular for distributører</u>, og returner den til FSCA's helpdesk via fax eller e-mail snarest muligt. Medtag detaljerede oplysninger om eventuelle produkter, der skal returneres.</p> <p><u>Handling:</u> Send en komplet liste over alle modtagere til FSCA's helpdesk via fax eller e-mail snarest muligt. Angiv, om I har sendt denne produktinformation med bilag til jeres modtagere. Disse oplysninger er ikke obligatoriske, men de er vigtige for, at ConvaTec kan udføre en resultatkontrol.</p> <p>Kontakt FSCA's helpdesk, hvis I har yderligere spørgsmål.</p>

FORHANDLERHANDLINGER

1	<p>For forhandlere med en fysisk butik</p> <ul style="list-style-type: none">• I bedes hænge bilag 2: Brev til brugere af stomiprodukter i denne produktinformation op på et fremtrædende sted i butikken. <p>For forhandlere med en internetbutik</p> <ul style="list-style-type: none">• I bedes videresende bilag 2: Brev til brugere af stomiprodukter og bilag 3: Produktliste over berørte produktkoder/REF-nr. og lotnumre pr. brev eller e-mail.
2	<p>Hvis I har modtaget returnerede produkter fra jeres kunder, som de har identificeret som havende et ikke-centreret hul, eller hvis I har produkter på lager, som I har verificeret som værende berørt af denne produktinformation (som beskrevet i bilag 3: Produktliste over berørte produktkoder/REF-nr. og lotnumre), behøver I ikke at åbne eller kontrollere produkterne. ConvaTec tager imod de returnerede produkter og krediterer kunderne fuldt ud. Der kan bestilles erstatningsprodukter via den normale bestillingsproces.</p> <p>Kontakt FSCA's helpdesk for at få yderligere anvisninger om returnering af berørte produkter og aftale</p>
3	<p>Handling: Udfyld Produktinformation – Svarformular for distributører, og returner den til FSCA's helpdesk via fax eller e-mail snarest muligt. Medtag detaljerede oplysninger om eventuelle produkter, der skal returneres.</p> <p>Handling: Send en komplet liste over alle modtagere til FSCA's helpdesk via fax eller e-mail snarest muligt. Angiv, om I har sendt denne produktinformation med bilag til jeres modtagere. Disse oplysninger er ikke obligatoriske, men de er vigtige for, at ConvaTec kan udføre en resultatkontrol.</p> <p>Kontakt FSCA's helpdesk, hvis I har yderligere spørgsmål.</p>

SLUTBRUGERHANDLINGER (LÆGER, HOSPITALER, PATIENTER, ANDRE)

1	Vores fortegnelser viser, at de produkter, I har modtaget, kan have et stomihul, som er synligt ikke-centreret. Der findes billedeksempler i bilag 1 : Foto af mærkning og berørt produkt.
2	Dette problem vedrører kun specifikke produktkoder og lots. I bedes kontrollere, om jeres lot af produktet er berørt af denne produktinformation vha. bilag 3 : Produktliste over berørte produktkoder/REF-nr. og lotnumre. Hvis I ikke ved, hvor produktkoden og/eller lotnummeret er placeret, kan I se det i bilag 1 : Foto af mærkning og berørt produkt.
3	Der findes nærmere oplysninger i bilag 2 : Brev til brugere af stomiprodukter. I bedes sende dette til patienterne pr. brev eller e-mail.
3	Hvis I har et produkt, I har identificeret som havende et ikke-centreret hul, bedes I kontakte FSCA's helpdesk . ConvaTec tager imod returnerede produkter og erstatter produkterne uden beregning. Det er ikke nødvendigt at åbne eller kontrollere produktet.
4	Handling: Udfyld Produktinformation – Svarformular for slutbrugere , og returner den til FSCA's helpdesk via fax eller e-mail snarest muligt. Medtag detaljerede oplysninger om eventuelle produkter, der skal returneres. Disse oplysninger er obligatoriske for, at ConvaTec kan udføre en resultatkontrol. Kontakt FSCA's helpdesk , hvis I har yderligere spørgsmål.

I BEDES RETURNERE DE UDFYLDTE FORMULARER SNAREST MULIGT

KONTAKTOPLYSNINGER: Dedikeret FSCA-helpdesk **

FORHANDLER:

- Stericycle
- Tlf: 80 82 00 54
- e-mail: ConvaTec2p@stericycle.com

BRUGERE AF STOMIPRODUKTER:

- CIC Team Denmark
- Tlf: +45 48167475
- e-mail: convatec.danmark@convatec.com


**Der vil blive sendt yderligere kontaktoplysninger til modtagere, som kontakter kunder direkte.

VIDERESENDELSE AF DENNE VIGTIGE PRODUKTINFORMA TION	<p>Denne meddelelse skal sendes til alle andre i organisationen, som skal være bekendt med problemet, eller til eventuelle andre organisationer, der måtte have modtaget eksemplarer af de berørte produkter. (som relevant)</p> <p>I bedes videresende denne meddelelse til andre organisationer, som kan være berørt af denne handling. (som relevant)</p> <p>I bedes udbrede kendskabet til denne meddelelse og den tilknyttede handling i en passende periode for at sikre, at den korrigerende handling får det ønskede resultat.</p> <p>I bedes indberette alle hændelser i forbindelse med produktet til producenten, distributøren eller den lokale repræsentant samt til den nationale kompetente myndighed, hvis det er relevant, da de udgør vigtig feedback.</p>
--	--

ConvaTec har et stærkt ønske om at levere produkter og tjenester af høj kvalitet til vores kunder, og vi beklager oprigtigt eventuelle gener, denne meddelelse måtte medføre.

De relevante nationale myndigheder er blevet underrettet om denne sikkerhedsrelaterede korrigerende handling for produkter på markedet.

GODKENDELSE

<u>Navn</u>	<u>Titel</u>	<u>Adresse</u>	
David Pudwill	Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality	ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, UK	
<u>Dato</u>	22 October 2019	<u>Underskrift</u>	

Regional ConvaTec-kontaktperson for anden support:

Country	Distributors, Retailers, Wholesalers should contact	End Users should contact
<u>Østrig</u> Austria	Stericycle Phone: 0800 281598 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Austria Phone: +43 800 21 63 39 E-Mail: convatec.austria@convatec.com
<u>Belgien</u> Belgium	Stericycle Phone: 0800 71 804 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Phone: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
<u>Bulgarien</u> Bulgaria	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Kroatien</u> Croatia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Den Tjekkiske Republik</u> Czech Republic	ConvaTec Czech Republic Phone: 800321222 E-Mail: info@convatec.cz	ConvaTec Czech Republic Phone: 800122111 E-Mail: info@convatec.cz
<u>Denmark</u> Denmark	Stericycle Phone: 80 82 00 54 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Denmark Phone: +45 48167475 E-Mail: convatec.denmark@convatec.com
<u>Estland</u> Estonia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Finland</u> Finland	Stericycle Phone: 0800 413608 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Oy Phone: +358 20 7659630 E-Mail: mail.fi@convatec.com
<u>Frankrig</u> France	Stericycle Phone: 0 805 08 02 60 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Team Phone: +33800 358 480 E-Mail: fr.serviceclient@convatec.com
<u>Tyskland</u> Germany	Stericycle Phone: 0800-0008875 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Germany Phone: +49 800 766 200 E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
<u>Grækenland,</u> Greece	ConvaTec Customer Support Team Phone: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com	ConvaTec Customer Support Team Phone: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com
<u>Ungarn</u> Hungary	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Island</u> Iceland	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Medor ehf Phone: 665 7011 E-Mail: signyf@medor.is
<u>Irland</u> Ireland	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Phone: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk
<u>Israel</u> Israel	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Italien</u> Italy	Stericycle Phone: 800-789926 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTel Italia Phone: 800930930 E-Mail: convatel.italia@convatec.com
<u>Luxembourg</u> Luxembourg	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767	Francoise Engelen Phone: 0032-476461740

Country	Distributors, Retailers, Wholesalers should contact	End Users should contact
	E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	E-Mail: info.convatec@convatec.com
Malta Malta	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Ian Pace Phone: +356-2133-4412 E-Mail: ian@jpl.com.mt
Nederlandene Netherlands	Stericycle Phone: 0800 0233049 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Woerden Phone: 0031-348436941 E-Mail: info.convatec@convatec.com
Norge Norway	Stericycle Phone: 800 24 720 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Norway Phone: 800 30 995 E-Mail: convatec.kundeservice@convatec.com
Polen Poland	Dział Pomocy ConvaTec Phone: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com	Dział Pomocy ConvaTec Phone: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com
Portugal Portugal	Customer Service Iberia Phone: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	ConvaTel Phone: 800201678 E-Mail: convatel.pt@convatec.com
Rumænien Romania	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
Slovakiet Slovakia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Zákaznícke centrum ConvaTec Nitra Slovakia Phone: +421 800 800 111 E-Mail: stomalinka@convatec.com
Slovenien Slovenia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
Spanien Spain	Customer Service Iberia Phone: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	InfoTec Phone: 936023737 E-Mail: infotec@convatec.com
Sverige Sweden	Stericycle Phone: 020-10 93 35 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Nordic Customer Service Phone: +46(0)42332010 E-Mail: customerservicenordic@convatec.com
Schweiz Switzerland	Stericycle Phone: 0800-848035 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Phone: +41 800 55 11 10 E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com
Kalkun Turkey	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Phone: <ul style="list-style-type: none"> • +90 2164165200 • +90 3122198361 E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> • doga.soysal@convatec.com • fulya.tuzuner@convatec.com • irem.taspinar@convatec.com 	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Phone: <ul style="list-style-type: none"> • +90 2164165200 • +90 3122198361 E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> • doga.soysal@convatec.com • fulya.tuzuner@convatec.com • irem.taspinar@convatec.com
Det Forenede Kongerige United Kingdom	Stericycle Phone: 0800 069 8202 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Phone: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk

**PRODUKTINFORMATION – SVARFORMULAR FOR
DISTRIBUTØRER****UDFYLDES OG RETURNERES via fax eller e-mail**

Modtager af produktet:

Modtagers kontonr.:	
Modtagers navn:	
Modtagers adresse:	

Følgende produkt, konveks todels hudplade, er sendt til jer:

Fakturanr.	Salgsordrenr.	Produktkode/REF-nr.	SAP-kode	LOT-nr.	Leveret mængde (antal)

Distributører (Sæt kryds ved alt, der gælder, og angiv eventuelt detaljer)

<input type="checkbox"/>	Jeg bekræfter at have modtaget, læst og forstået produktinformationen	
<input type="checkbox"/>	Jeg har kontrolleret vores lager og sat eventuelle produkter i karantæne	
<input type="checkbox"/>	Jeg har identificeret kunder, som har eller kan have modtaget dette produkt	
<input type="checkbox"/>	Jeg har vedlagt en kundeliste	
<input type="checkbox"/>	Jeg har informeret de identificerede kunder om denne produktinformation	
<input type="checkbox"/>	Jeg har fået svar fra alle identificerede kunder	
<input type="checkbox"/>	Hverken jeg eller nogen af mine kunder har nogen af de berørte produkter på lager	

Det er vigtigt, at din organisation træffer de foranstaltninger, der er beskrevet i produktinformationen, og bekræfter, at I har modtaget produktinformationen. Din organisations svar er den dokumentation, vi skal bruge til at overvåge processen med de korrigerende handlinger.

Tabel 1. Lagerprodukter i karantæne: Angiv antal (stk.) for hvert LOT, der skal returneres.

LOT-nr.	Antal disponible	LOT-nr.	Antal disponible	LOT-nr.	Antal disponible	LOT-nr.	Antal disponible

Tabel 2. Kundeliste: Angiv oplysninger om berørte konvekse todels hudplader, der er blevet sendt til jeres kunder.

Kundens navn	Produktkode/R EF-nr.	SAP-kode	LOT-nr.	Mængde (antal)

FORMULAR udfyldt og returneret fra:	
Navn (BLOKBOGSTAVER):	
Stilling:	
Virksomhedens navn:	
Adresse:	
Telefonnr.:	
Underskrift:	
Dato (dd/mm/åååå):	

KONTAKTOPLYSNINGER: Dedikeret FSCA-helpdesk****FORHANDLER:**

- Stericycle
- Tlf: 80 82 00 54
- e-mail: ConvaTec2p@stericycle.com

BRUGERE AF STOMIPRODUKTER:

- CIC Team Denmark
- Tlf: +45 48167475
- e-mail: convatec.danmark@convatec.com

**Der vil blive sendt yderligere kontaktoplysninger til modtagere, som kontakter kunder direkte.

PRODUKTINFORMATION – SVARFORMULAR FOR KUNDER
UDFYLDES OG RETURNERES via fax eller e-mail

Modtager af produktet:

Modtagers kontonr.:	
Modtagers navn:	
Modtagers adresse:	

Følgende produkter, konveks todels hudplade, er sendt til jer:

Fakturanr.	Salgsordrenr.	Produktkode/REF-nr.	SAP-kode	LOT-nr.	Leveret mængde (antal)

Kundehandling udført på vegne af sundhedsorganisationen (sæt kryds ved alt, der gælder)

<input type="checkbox"/>	Jeg bekræfter at have modtaget produktinformationen, og at jeg har læst og forstået indholdet.	
<input type="checkbox"/>	Jeg har udført alle handlinger, der bedes om i produktinformationen.	
<input type="checkbox"/>	Alle relevante brugere er blevet gjort opmærksom på oplysningerne og de nødvendige handlinger, og handlingerne er blevet udført.	
<input type="checkbox"/>	Jeg har kontrolleret vores lager og sat eventuelle produkter i karantæne	
<input type="checkbox"/>	Vi har ingen berørte produkter, der skal returneres	

Det er vigtigt, at din organisation træffer de foranstaltninger, der er beskrevet i produktinformationen, og bekræfter, at I har modtaget produktinformationen. Din organisations svar er den dokumentation, vi skal bruge til at overvåge processen med de korrigerende handlinger.

Table 1. Lagerprodukter i karantæne: Angiv antal (stk.) for hvert LOT, der skal returneres.

LOT-nr.	Antal disponible	LOT-nr.	Antal disponible	LOT-nr.	Antal disponible	LOT-nr.	Antal disponible

FORMULAR udfyldt og returneret fra:	
Navn (BLOKBOGSTAVER):	
Stilling:	
Virksomhedens navn:	
Adresse:	
Telefonnr.:	
Underskrift:	
Dato (dd/mm/åååå):	

KONTAKTOPLYSNINGER: Dedikeret FSCA-helpdesk**

FORHANDLER:

- Stericycle
- Tlf: 80 82 00 54
- e-mail: ConvaTec2p@stericycle.com

BRUGERE AF STOMIPRODUKTER:

- CIC Team Denmark
- Tlf: +45 48167475
- e-mail: convatec.danmark@convatec.com

**Der vil blive sendt yderligere kontaktoplysninger til modtagere, som kontakter kunder direkte.

Liste over bilag

Bilag 1: Foto af mærkning og berørt produkt


Bilag 2: Brev til brugere af stomiprodukter

Bilag 3: Produktliste over berørte produktkoder/REF-nr. og lotnumre

Bilag 1: Foto af mærkning og berørt produkt


For det berørte produkt vil forsendelsesmærkaten indeholde varenummer og lotnummer. Se billedeksempel til højre.
Varenummer (REF / SKU)

Parti nummer



Sådan ser du om du har et produkt med fejl

Produkt med fejl
Ikke-centreret stomihul
Dette produkt kan afvige fra specifikationen




Stomihullet skal være centreret i forhold til flangen

De røde streger på billedet til venstre skal være mere ens

De grønne streger på billedet til højre er mere ens.

Produkt uden fejl
Centreret stomihul
Dette produkt er indenfor specifikationen



Bilag 2: Brev til brugere af stomiprodukter

22 October 2019

VIGTIGT Produktinformation vedrørende medicinsk udstyr


Kære bruger af stomiprodukter

Vi skriver for at gøre dig opmærksom på et synligt problem med visse konvekse todels hudplader, som er fremstillet mellem februar 2017 og september 2018, hvor stomihullet ikke er centreret. (Der findes en liste over berørte produkter i bilag A til dette brev).

Risikoen for at komme til skade er lav og er begrænset til bestemte lots, der er fremstillet i en bestemt periode. Ikke alle produkter eller æsker i de bestemte lots har dette problem. Da risikoen kan ses med det blotte øje, træffer vi dog den sikkerhedsforanstaltning at give dig besked om dette, så du kan kontrollere dine produkter grundigt for at se, om de:

- blev fremstillet i den pågældende periode, og
- har et hul, der ikke er centreret.


Vores fortegnelser angiver, at du kan have modtaget dette produkt. Der findes billedeksempler nedenfor:



Stomihullet skal være centreret i forhold til flangen

De røde streger på billedet til venstre skal være mere ens

De grønne streger på billedet til højre er mere ens.



Vi sender dette brev for at gøre dig opmærksom på problemet og beskriver, hvad du kan gøre, hvis du finder ud af, at du har et eller flere produkter med ikke-centrerede huller.

- Kontroller de produkter, du har. Hvis du har modtaget produkter, der ser ud som på **figur 1 til venstre**, skal du lægge dem til side og kontakte kundeservice hos ConvaTec på et af de numre, der er angivet nedenfor, med henblik på at aftale returnering og erstatning af de berørte produkter.
 - Stericycle
 - Tlf: 80 82 00 54
 - e-mail: ConvaTec2p@stericycle.com
- Hvis du har modtaget produkter, der ser ud som på **figur 2 til højre**, behøver du ikke at foretage dig noget.
- Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kundeservice hos ConvaTec for at få hjælp.

Kundeservice hos ConvaTec er højtuddannede produktspecialister og sygeplejersker, som står til rådighed, så du kan få den pleje og information, du skal bruge som stomiopereret.

ConvaTec ønsker at levere produkter og tjenester af høj kvalitet til alle kunder. Vores mål er at fremstille produkter, som giver komfort, tryghed og sikkerhed. Vi kan forsikre dig om, at vi har taget hånd om problemet i produktionen, og at der er produkter uden denne fejl på markedet.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med denne meddelelse, er du velkommen til at kontakte kundeservice hos ConvaTec.

- Stericycle
- Tlf: 80 82 00 54
- e-mail: ConvaTec2p@stericycle.com

Vi sætter pris på, at du bruger vores stomiprodukter. Det er vigtigt for ConvaTec at forbedre livskvaliteten, og vi sætter mennesker i centrum for alt, hvad vi laver.

Med venlig hilsen



David Pudwill
Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality Assurance
ConvaTec

Tillæg A: Produkter distribueret af ConvaTec i Danmark

Varenummer / Produktkode	Varebeskrivelse	Lotnummer
125028	COMBIHESIVE II WFR CVX 19X45MM(1X5PK)SCN	7L03102
125029	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7C05870
	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7G04446
	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7J01271
	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8B01186
	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8E00349
125030	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	7C05894
	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	8F02589
125032	COMBIHESIVE II WFR CVX 32X45MM(1X5PK)SCN	7E01288
125033	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	7E01294
125034	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7E02412
	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7H04904
125035	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	7H04909
	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	8B01729
125036	COMBIHESIVE II WFR CVX 45X57MM(1X5PK)SCN	8C02095
411453	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7D03851
	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7G01989
	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L01053
	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	8E00276
411454	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7G03112
	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7J00627
	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7L06597
	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	8F00891
404592	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7K00746

404593	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7E02404
	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7G04435
	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7K04911
	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8G03023
404594	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7F00003
	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7G00578
	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8G03296
	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7L01035
	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8J00972
413180	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K00521
413181	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7E01710
	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7G00166
	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8G00927
	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8H04356
413184	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	7J04970
413186	NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK) EUR	8D05102
413188	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7G01525

BILAG 3: Global liste over produktkoder og lotnumre
FORMÅL

Dette bilag er en liste over alle globale produkter, som kan være berørt af denne stomiproduktinformation. De er anført efter produktkode. Under hver produktkode er lotnumrene anført i numerisk rækkefølge, fra lavest til højest.

Du kan bede om en liste over berørte produkter ud fra dine kvitteringer. Kontakt kundeservice hos ConvaTec vedrørende dette.

Kolonneoverskrift	Detaljer	Hvor på emballagen findes disse oplysninger?
Produktkode	Produktkoden kaldes også ICC (internationalt varenummer), katalognummer eller SKU.	Dette nummer findes på forsendelsesmærkaten og markedsenhedsmærkaten.
Materiale	Materialet kaldes også SAP-materialenummeret. Det er et supplerende nummer, der ofte bruges i distributionskanaler.	Dette nummer findes kun på forsendelsesmærkaten og er ikke en del af markedsenhedsmærkaten.
Materialebeskrivelse	Materialebeskrivelsen er en beskrivelse af det færdige produkt fra ConvaTecs interne system, SAP. Det er en kort, kodet beskrivelse af produktet. Tag for eksempel det første produkt med produktkode 125026 og lotnummer 8A06575, SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK): <ul style="list-style-type: none"> • WFR: Hudplade • CVX: Konveks • 13x45mm: 13 mm stomihul med 	Der findes en beskrivelse af materialet på forsendelsesmærkaten og på markedsenhedsmærkaten, men disse beskrivelser matcher muligvis ikke materialebeskrivelsen i dette bilag ordret.

	<p>en 45 mm flange</p> <ul style="list-style-type: none">• 1X5pk: én markedsenhed (1) indeholder fem (5) hudplader	
Lotnummer	Et sporbart nummer, som er specifikt for produktet.	Dette nummer findes på forsendelsesmærkaten og markedsenhedsmærkaten.

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
125026	1012910	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) FR	8A06575
125026	1053605	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) INT	8A06576
125027	1012911	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) FR	7G00162
125027	1053606	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) INT	7G00167
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7G00168
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7G00169
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	7J00668
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7J00669
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7J00670
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	8C03534
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	8C03535
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7D00609
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	7D00610
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	7D00611
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7D00643
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7L02963
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7L02964
125028	1002347	COMBIHESIVE II WFR CVX 19X45MM(1X5PK)SCN	7L03102
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8A00728
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8B04995
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8B04996
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8B04997
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8D00465
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	8D00466
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8D00467
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8F03145
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8F03149
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8F03150
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8F03151
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8G03301
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8G03332
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7C05870
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7C05871
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7G04445
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7G04446
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7G04448
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	7G04449
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	7J01269
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7J01270

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7J01271
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7J01292
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8B01186
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8D00470
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	8D00471
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8D00472
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8E00347
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8E00349
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8E00350
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	8E00992
125029	1013424	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 22/45MM(1X5PK)CEU	8E01071
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	7C05894
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	7G03585
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	7G03586
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	8A02705
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8A02706
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8C04244
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	8F02589
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F02590
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	8F04927
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F04928
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8F04929
125030	1002351	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM(1X5PK) FR	8F04932
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7C04211
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7D01175
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03659
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03959
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	7F00603
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	7F00604
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	7F00605
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7F00606
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8B01383
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8B01384
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	8B01385
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8B03229
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8B03230
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8B03231
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8C00877
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8C00879
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D02693

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8D02694
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8D05081
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D05092
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8D05093
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8E01174
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8E01175
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7C04224
125032	1012357	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 32MM (1X5PK)BE	7E01287
125032	1002360	COMBIHESIVE II WFR CVX 32X45MM(1X5PK)SCN	7E01288
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7E01289
125032	1002359	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) FR	7E01290
125032	1002361	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) IT	7F00608
125033	1012358	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 35MM (1X5PK)BE	7E01292
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	7E01293
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	7E01294
125033	1002363	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 35X45MM (1X5PK) FR	7E01295
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	7E03364
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	8B04219
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	8B04220
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	8C03753
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7E02412
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7E02413
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7H04904
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	7H04905
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7H04906
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	7H05074
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8A04956
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8A04957
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	8A04958
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8A04959
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8B02249
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	8F02600
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8F02613
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8F02614
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7H04907
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7H04908
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	7H04909
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7H04910
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7K04883
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7K04884

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
125035	1012917	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) IT	7K04885
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7K04886
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	8B01729
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	8B01730
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	7J03062
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	7J03064
125036	1014051	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) IT	7J03065
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	8C02094
125036	1002371	COMBIHESIVE II WFR CVX 45X57MM(1X5PK)SCN	8C02095
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	8G02097
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7L03278
125037	1013432	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 50/57MM(1X5PK)CEU	7L03279
125037	1002374	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) INT	7L03280
125037	1002373	COMBIHESIVE II WFR CVX 50X57MM(1X5PK)SCN	7L03281
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7M02850
125278	1051431	VARICARE S4S CVX WFR 13/45MM (1X5PK) JP	7J00006
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7F04003
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7J00008
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	8F00683
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	7M03972
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8A00733
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8E04639
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7E01836
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7K00524
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	7J00001
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	8E03843
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7F03154
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7M03580
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	8F01049
125284	1051437	VARICARE S4S CVX WFR 32/45MM (1X5PK) JP	7H02190
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	7J04969
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	8G03496
402200	1052415	SURFIT NATURA S4S WFR CVX13/45MM1X5NL/GB	7J01294
402200	1052403	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 13/45MM(1X5)DE	7J01295
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7F03877
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	7F03878
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7H04125
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	8A06015
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	8D01629
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7H01478

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7H01479
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7K05366
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7K05368
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8D05099
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8G04010
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	8G04012
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7J00665
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7K03422
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7K03423
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7L01060
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7L01062
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	8C00960
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	8C03915
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7F00955
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7F00956
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7H01474
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7H01475
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7K02141
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7K02153
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8D05096
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8G01612
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8G01613
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8H04519
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8H04521
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7F06139
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7G03644
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7G03645
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7M03576
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8D00474
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8D00476
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8G04015
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8J00540
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7G03647
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7G03648
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7L01338
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7L01339
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7M03584
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C00953
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C03490
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	7K02047

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	7K02048
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8A00737
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	8A00738
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8F00089
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8G03493
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7H04929
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7H04930
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7J04231
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7J04233
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	8H00327
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03495
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03496
402209	1052412	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 41/57MM(1X5)DE	7H03497
402210	1052425	SURFIT NATURA S4S WFR CVX45/57MM1X5NL/GB	7H04917
402210	1052413	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 45/57MM(1X5)DE	7H04918
402211	1052414	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 50/57MM(1X5)DE	7H05736
402211	1052426	SURFIT NATURA S4S WFR CVX50/57MM1X5NL/GB	7H05737
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	7L02965
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8A00729
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8D00468
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8F03146
125029	1210694	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) ES	8B01190
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	7G03584
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8A02704
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8C04243
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F02591
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F04930
125031	1210696	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) ES	8B03228
125032	1210697	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) ES	7E03289
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8B04221
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8C03752
125278	1704525	NATURA WFR FLEX CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7L03067
125278	1135962	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5)GB/NL	7L03070
125278	1136074	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5PK) DE	7L03072
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7E02269
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7E02312
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7K05185
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7K05186
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	7K05187
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	8F00670

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	8F00671
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D01171
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	7D01173
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D04717
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8A00732
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	8A00735
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8E04640
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7C05397
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7C05398
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7E01837
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7E01838
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K00519
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7K00520
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K05908
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K05911
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L01342
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7L01343
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	8E01678
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7E01711
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7F01779
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7G00165
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7G02896
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7M03979
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8B00892
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8E03842
125282	1135966	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5)GB/NL	8H01556
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	8H01557
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7C05414
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7F03153
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7H04122
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7L01043
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7L01045
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7M03582
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7M03583
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	8J00539
125284	1135968	C/HESIVE NAT WFR FLEX 32/45MM (1X5)GB/NL	7H02189
125284	1704532	NATURA WFR FLEX CVX 32/45MM (1X5PK) EUR	8C03529
125285	1136081	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5PK) DE	7D04718
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	7F01762
125285	1135969	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5)GB/NL	7J02058

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	8G03495
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7F05915
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7H06312
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	7H06313
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7H06316
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7J04227
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7J04228
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	8A05991
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	8E01296
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8A06017
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8A06018
125287	1704535	NATURA WFR FLEX CVX 41/57MM (1X5PK) EUR	8A06019
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8D00709
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8D05101
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7H04927
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7M00468
125288	1136084	C/HESIVE NAT WFR FLEX 45/57MM (1X5PK) DE	7M00469
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7G01363
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7G01364
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7G01366
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7J00630
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7K07046
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7K07047
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05400
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05401
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7F06140
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7F06141
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7K00745
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7K00746
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	7M00630
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7M00631
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M00632
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7M03042
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M03044
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A00115
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A03532
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8A04344
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04345
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04652
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A06020

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8A06807
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8A06808
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8A06810
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C00510
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C02727
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C04760
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8C04761
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8D00831
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E03229
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8E03230
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8E03231
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E05049
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8G02863
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D00656
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D04454
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7E02404
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7E02405
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7F01769
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G02078
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7G02852
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7G02853
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7G02854
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7G04435
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G04441
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7H02557
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7J01301
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7K00530
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7K04909
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7K04911
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7L00138
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7L00139
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7M01936
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7M02490
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8A00074
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B00644
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B02183
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B03434
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B04381
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8B05257
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	8B05258

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C00509
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C01171
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C02729
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C03723
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D02090
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D03559
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E01304
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8E01305
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E01307
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E02086
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E02335
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E03031
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E04637
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F02984
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F03648
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F04417
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G00535
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G03022
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8G03023
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G04263
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01875
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01908
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H04937
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8J03485
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E01633
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04176
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04177
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04777
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7F00003
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F02063
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F05062
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7F05064
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7G00578
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7G05697
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7G05698
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04130
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04920
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7H04921
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7J02079
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7L01034

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7L01035
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7L04697
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L04700
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L05271
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M00428
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01598
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01995
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M03355
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7M03432
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7M03434
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8A00740
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	8A00741
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8A00742
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8B03275
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D00463
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8D00595
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02102
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02814
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D03557
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8D05072
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8D05074
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E00637
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01067
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01627
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8E03028
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E03029
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8F03571
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F03634
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F04925
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8G03296
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8G03730
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8G03932
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H01554
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8H02437
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H02438
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H04517
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8J00972
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7D05763
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7D05766
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7J01296

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7K03430
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	8E01630
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7D02980
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7D03850
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7E00892
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7G01988
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7L01056
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7L07677
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	8J02466
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7G03101
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7G03115
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7K01486
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7K01698
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7L06598
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8A00745
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8E03026
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8F00894
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F00895
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F04686
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8J01450
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8J01492
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7D05767
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7J01297
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	7K03428
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7K03432
411452	1187541	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PKSCN	8E01628
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	8E01631
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7D02278
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7D03851
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7G01703
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7G01705
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7G01989
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L01053
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L01054
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7L07676
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L07678
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L07679
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	7L07681
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	8E00276
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	8E00277

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	8J02468
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7G03112
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7G03113
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7G03114
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7J00624
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7J00626
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7J00627
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7J02059
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7K01699
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7K01700
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7L06595
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7L06597
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7L06599
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8A00744
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8E03024
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8E03025
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	8F00891
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8F00893
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F00900
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F04688
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8J01449
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8J01494
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7C05884
413177	1701082	NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK) EUR	7L03068
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7L03069
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	8C03530
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7C05886
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	7E02270
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7E02314
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7F04002
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7M03586
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	8A00726
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8A00727
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8B03741
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8F00684
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8H04702
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	7D01169
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8A00731
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8E04641
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C01423

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C02570
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7J01730
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K00521
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K00522
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K05907
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K05910
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7M02816
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8C05312
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8E01680
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00696
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	8F00698
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00901
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B01217
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B04035
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C01401
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C04233
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7E01710
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E01772
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E02668
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E04174
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7F01780
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7G00166
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7G04454
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7K03820
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7M03980
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7M03981
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8B00893
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8E03844
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8G00927
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8G00928
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H01558
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H03658
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H04303
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8H04356
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7C05415
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7D01141
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7F03152
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7F03155
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7H04051
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7L01044

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7L06593
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8B03860
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8F01047
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8F01050
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8J00537
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7B04470
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7F01265
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7H02188
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8A02999
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B03435
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B05002
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8C03533
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8D05105
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8F03646
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C05888
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C06118
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7F01763
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	7J04970
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7J05042
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	8G03497
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	8G03499
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C05891
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C06116
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7D04719
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7F05916
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7H06314
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7H06315
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7J04230
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A04962
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A06014
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8C03676
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8E01297
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8F04684
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8G02137
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	7F05917
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8A01385
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D00499
413186	1701091	NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK) EUR	8D05102
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D05103
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7F00550

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H04926
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H05499
413187	1701092	NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK) EUR	7M00470
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7M00471
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B02277
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B03309
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8D02868
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8F01515
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8J02475
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7E02407
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7G01362
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7G01525
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7J00631
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7K07045
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8B01726
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8D00097
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8H00324
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8J00420
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J04280
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J06070
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7M03041
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8C04758
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E03322
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E05050
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7F01770
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G03384
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G04437
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K00529
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L00137
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7M01882
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F00002
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F05063
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7J02080
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7K02855
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7L04696
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7M03433
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8A00739
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8B04155
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8C00709
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D02104

Varenummer	Materiale	Materialebeskrivelse	Lotnummer
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D05073
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8F03632
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8G03297
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8J00971