

Taastrup, 19. december 2019

Vigtig produktinformation

Restriktioner i brugen af APEX-tidsberegningen i POL version 6.2

Kære kunde

Som led i vores løbende kvalitetssikring har vi konstateret, at metoden brugt ved beregning af APEX-tiden (APEX=Accelereret Peritoneal Ekvilibrering) i PatientOnLine (POL) version 6.2 kan resultere i afvigende resultater for APEX-tiden. Beregningen af APEX-tiden i POL 6.2 er ikke baseret på den oprindelige APEX-test, således som den er defineret og offentliggjort af Dr. C. Verger ¹.

Forkert beregning af APEX-tiden kan resultere i en uhensigtsmæssig ordination. Ved mange fortløbende behandlinger er der risiko for, at der ikke opnåes det ønskede resultat i forhold til clearance og ultrafiltration.

For at undgå risikoen for uhensigtsmæssig ordination bedes I ikke anvende funktionen APEX-tidsberegning i POL 6.2-softwaren.


I bedes sikre, at alle brugere af POL 6.2 og andre berørte personer i jeres organisation får kendskab til denne produktinformation.

Vi beklager dybt ulejligheden og vil rette fejlen snarest muligt.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte:

Navn: Produktchef Annette Kaldahl
Telefon: 29 40 45 15
E-mail: Annette.kaldahl@fmc-ag.com

Med venlig hilsen



Annette Kaldahl
Produktchef



Bettina Vincens Andersen
Customer Value Manager

Referencer

1. Verger C, Larpent L, Veniez G, Brunetot N, Corvaisier B. L'APEX ... description et utilisation. Bull Dial Perit 1991; 1(2): 36-40.