

Sartorius Stedim Biotech GmbH, 37070 Göttingen

Til hvem det måtte vedrøre

12. juli 2023

Rådgivningsbrev - Supplerende information til Minisart® HY | SRP sprøjtefiltre

Kære kunde,

Med dette brev vil vi gerne informere dig om en muligvis uklar beskrivelse i brugsvejledning til Minisart® NML | HY | SRP Medical Device Syringe Filters for følgende produkter:

Materiale nummer	Beskrivelse
16596-----HYK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
16596-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 50 pack
16599-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 500 pack
16596-----ZSK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
17575-----ACK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack
17575-----ZSK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack

Den aktuelle beskrivelse i brugsvejledning angiver flere mulige anvendelser. Vær opmærksom på, at sterilfiltreringskapaciteten for olieholdige opløsninger og væsker afhænger af opløsningens egenskaber. Dette gælder for alle Minisart® HY | SRP-sprøjtefiltre, der er anført ovenfor, uanset produktionsdato og batch. **Vær opmærksom på, at den sterile filtreringskapacitet i din specifikke applikation for olieholdige opløsninger og væsker skal testes og valideres af brugeren i henhold til behovene i den specifikke applikation.**

Vi takker dig for din tillid og fortsatte brug af Sartorius produkter. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte labfiltrationpm@sartorius.com.

Med venlig hilsen

Adam Green
Head of Product Management
LPS Reagents & Consumables

Dr. Anna Vreemann
Site Quality Manager
Operations SSB Göttingen

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen, Germany
Phone +49 551 308 0
Fax +49 551 308 3289
www.sartorius.com

Registered Office:
Göttingen
Local Court of Registration:
Amtsgericht Göttingen
HRB No. 200266

Managing Directors:
Michaela Pischke,
Dr. Helge Henning

Chairman of the Supervisory
Board:
Dr. René Fáber

Sartorius erklærer hermed udtrykkeligt, at dette brev ikke er eller skal anses som en bekræftelse af, udtryk for eller indrømmelse af, at Sartorius og/eller deres partnerselskaber eller leverandører har brudt eller overtrådt nogen lov, regel, kontrakt eller bestemmelse eller en bekræftelse af, at du eller dine partnerselskaber, kunder eller anden tredjepart kan have nogen form for erstatningskrav mod Sartorius og/eller deres partnerselskaber i forbindelse med dette emne eller andet, der kunne påstås som følge af disse oplysninger.