

Sartorius Stedim Biotech GmbH, 37070 Göttingen

Til hvem det måtte vedrøre

10. august 2023

Vigtig Sikkerhedsmeddelelse til Minisart® HY | SRP sprøjtefiltre

Kære kunde,

Med dette brev vil vi gerne informere dig om en muligvis uklar beskrivelse i brugsvejledning til Minisart® NML | HY | SRP Medical Device Syringe Filters for følgende produkter:

Materiale nummer	Beskrivelse
16596-----HYK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
16596-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 50 pack
16599-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 500 pack
16596-----ZSK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
17575-----ACK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack
17575-----ZSK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack

Den aktuelle beskrivelse i brugsvejledning angiver flere mulige anvendelser. Vær opmærksom på, at sterilfiltreringskapaciteten for olieholdige opløsninger og væsker afhænger af opløsningens egenskaber. Dette gælder for alle Minisart® HY | SRP-sprøjtefiltre, der er anført ovenfor, uanset produktionsdato og batch. **Vær opmærksom på, at den sterile filtreringskapacitet i din specifikke applikation for olieholdige opløsninger og væsker skal testes og valideres af brugeren i henhold til behovene i den specifikke applikation.**

Vi takker dig for din tillid og fortsatte brug af Sartorius produkter. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte labfiltrationpm@sartorius.com.

Med venlig hilsen

Adam Green
Head of Product Management
LPS Reagents & Consumables

Dr. Anna Vreemann
Site Quality Manager
Operations SSB Göttingen

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen, Germany
Phone +49 551 308 0
Fax +49 551 308 3289
www.sartorius.com

Registered Office:
Göttingen
Local Court of Registration:
Amtsgericht Göttingen
HRB No. 200266

Managing Directors:
Michaela Pischke,
Dr. Helge Henning

Chairman of the Supervisory
Board:
Dr. René Fáber