

Vigtig Sikkerhedsmeddelelse Sectra Core

Denne FSN indeholder vigtig sikkerhedsinformation vedrørende Sectra Core.

Sectra opfordrer alle kunder, der modtager denne FSN, til at udføre de beskrevne handlinger nedenfor.

Omfang	Kunder, der modtager denne FSN.
Opmærksomhed	Person(er) ansvarlige for Sectra PACS (Sectra Core) i sundhedsorganisationer.
FSN reference	DOC-LHEN-DMBC9R
FSCA reference	DOC-LHEN-DMBC7S
Dette er sket	Sectra har identificeret en kritisk sårbarhed under softwareudvikling. Sectra er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med nogen udnyttelse af sårbarheden.
Berørt produkt og versioner	Sectra PACS (Sectra Core), alle versioner før 27.2.
Beskrivelse af produktproblem	En kritisk sårbarhed er fundet i Sectra Core. Udnyttelse af denne, kan føre til fjernudførelse af kode (RCE) på serveren, der kører tjenesten.
Kliniske implikationer	Tab af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af patientoplysninger. Kliniske implikationer inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinket eller forkert behandling eller diagnose.
Du skal udføre følgende handlinger	Anvend patchen så hurtigt som muligt.
Sectra vil udføre følgende handlinger	Sectra har udgivet patches (softwareopdateringer) til alle understøttede versioner.
Rapportering tilbage:	Alle organisationer, der modtager denne meddelelse, skal kontakte den udpegede Sectra kunderepræsentant hurtigst muligt for at planlægge et servicevindue til at anvende patchen.

Kontakt din Sectra kunderepræsentant, hvis du har spørgsmål til denne meddelelse.

Linköping, 2025-10-14

Johan Sjöberg
Product Manager, Sectra Core Server Platform

Helene Fogelberg
Chief Quality Officer