



Facilitet
Service
Adresse
Adresse
Postnummer By
Land

HASTER: SIKKERHEDSMEDDELELSE I FELTET

Tilbagekaldelse af medicinsk udstyr

Châteaubriant, 26/05/26

OPMÆRKSOMHED: Farmaceut/Risikomanager med ansvar for overvågning af medicinsk udstyr og biomedicinsk/teknisk afdeling

Tilbagekaldelse af angiografisk kontrolsprøjte med roterende adapter (RA)

Medline-reference: FSN-26/04
ANSM reference: R2609971
Produktbeskrivelse: Namic angiografisk kontrolsprøjte med roterende adapter (RA) (Namic RA-sprøjter)
Producentens SRN-nummer: US-MF-000009717
Handlingstype: Tilbagekaldelse
Produktkoder: Se [bilag 1 \(side 4-9\)](#)

Kære kunde,

OPDATERING 26. maj 2026

Dette brev følger op på sikkerhedsmeddelelsen vedrørende tilbagekaldelsen af angiografisk kontrolsprøjte med roterende adapter fra Namic (RA) (Namic RA-sprøjter), der blev udsendt den 9. april 2026. Medline tillader brug af angiografisk kontrolsprøjte fra Namic i sjældne tilfælde, hvor der er akut behov for angiografi, og hvor der ikke findes noget alternativt enhed, og hvor udsættelse af proceduren ville udsætte patienten for betydelig risiko. Alle berørte produktkoder for denne tilbagekaldelse er angivet i [Bilag \(side 4-9\)](#), der er vedlagt hertil.

ÅRSAG TIL TILBAGEKALDELSE:

Medline har gennem overvågning efter markedsføring identificeret en potentiel risiko for, at sprøjstens roterende adapter kan løsne sig under brug, hvilket kan resultere i en løs forbindelse og/eller fuldstændig frakobling mellem sprøjten og manifolden.

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





POTENTIELLE RISICI:

Se venligst nedenfor de potentielle risici meddelt af Medline Industries LP:

Hvis der sker en løsning, er der risiko for eksponering for biologisk fare, blodtab og infektion samt indtrængning af luft i slangen, hvilket kan resultere i luftemboli – en tilstand, der indebærer risiko for alvorlig skade eller død. Alle enheder kan potentielt udvise denne fejltilstand.

På grund af risikoen for alvorlig skade eller død instrueres kunder i at fjerne og destruere alle Namic RA-sprøjter. Der vil blive leveret overetiketter til de berørte sprøjter, hvor det angives, at de skal fjernes og kasseres og ikke må anvendes yderligere.

Den eneste undtagelse er i sjældne tilfælde, hvor der er akut behov for angiografi, hvor der ikke findes et alternativt produkt, og hvor udsættelse af proceduren vil udsætte patienten for betydelig risiko.

I disse nødsituationer, hvor patienter skal behandles omgående, skal Namic RA-sprøjten anvendes med yderste forsigtighed og opmærksomhed, herunder manuel stabilisering af forbindelserne mellem sprøjte og manifold samt kontinuerlig, 100 % overvågning under opsætning og gennem hele proceduren. I sådanne tilfælde er streng overholdelse af alle brugsretningslinjer og brugsanvisningen også påkrævet, herunder:

- Sørg for sikre forbindelser ved brug af denne enhed for at forhindre, at luft introduceres i systemet, hvilket kan resultere i emboli og i sjældne tilfælde dødsfald.
- Alle forbindelser skal strammes med fingrene. Overstramning kan forårsage revner og lækager, som kan føre til emboli og/eller eksponering for biologiske farer.
- Kontrollér, at der ikke er lækage ved at aspirere og sikre, at der ikke er luft fanget i systemet, for at minimere risikoen for emboli og i sjældne tilfælde dødsfald.
- Undersøg produktet omhyggeligt for indesluttet luft, og fjern alle luftbobler fuldstændigt før injektion for at minimere risikoen for emboli og i sjældne tilfælde dødsfald.

Ud over at sikre streng overholdelse af brugsanvisningen skal følgende trin følges, hvis Namic RA-sprøjterne løsner sig og medfører en løs forbindelse eller fuld afkobling **under opsætning af proceduren**:

1. Fjern og udskift Namic RA-sprøjterne.
2. Følg de normale brugsretningslinjer i overensstemmelse med brugsanvisningen, og fortsæt opsætningen af proceduren. Stram forbindelsen mellem sprøjte og manifold med fingrene. Overspænd ikke.
3. Kontrollér, at sprøjteforbindelsen fortsat er sikker.
4. **Sørg for, at manifoldsystemet er skyllet igennem og fri for luftbobler før brug.**
5. Hvis den udskiftede sprøjte fortsat viser tegn på at løsne sig eller koble sig fra manifoldsystemet, **MÅ DEN IKKE ANVENDES**. Udskift manifolden eller hele manifoldsystemet.

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com



Hvis Namic RA-sprøjterne løsner sig og medfører en løs forbindelse eller fuld afkobling **under proceduren**, skal følgende trin følges:

1. Afbryd manifoldsystemet fra patienten.
2. Når manifoldsystemet er afkoblet, fjernes og udskiftes kontrolsprøjten.
3. Stram forbindelsen mellem sprøjte og manifold med fingrene. Overspænd ikke.
4. Prim manifoldsystemet igen for at sikre, at al luft er fjernet før brug.
5. Kontrollér, at forbindelsen til Namic RA-sprøjten fortsat er sikker uden tegn på løsning eller afkobling fra manifolden under genpriming af manifoldsystemet.
6. Genoptag proceduren i henhold til standardprotokollen for kateterforbindelser.
7. Hvis den udskiftede Namic RA-sprøjte fortsat viser tegn på løsning eller tilbagetrækning fra manifoldsystemet, **MÅ DEN IKKE ANVENDES**. Udskift hele manifoldsystemet.

PÅKRÆVEDE TILTAG:

Trin 1: Tag venligst dette tilbagekald til efterretning og informér alle brugere i din facilitet.

Trin 2: Kontrollér straks dit lager for de berørte varenummer(e) og de berørte batchnummer(e), der er angivet på side 6-15. Sæt alle berørte produkter i karantæne.

Trin 3: Udfyld venligst modtagelsesbekræftelsen (*side 5*), og angiv antallet af enheder (*side 6-9*) på lager for at modtage det nødvendige antal "advarselmærkater". Returnér derefter side 5-9 pr. e-mail så hurtigt som muligt, **men senest den 9 juni 2026**.

Trin 4: Hvis De ikke længere har nogen af de berørte produkter på lager, bedes De også udfylde kvitteringen for modtagelse (*side 3*) og returnere den via e-mail så hurtigt som muligt, **dog senest den 9 juni 2026**.

Trin 5: Når jeres svarformular er modtaget, vil jeres konto modtage overetiketter til placering på det berørte lager sammen med instruktioner til jeres personale om at fjerne og kassere den berørte komponent før brug af sættet.

Advarselmærkat:

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com



FSN-26/04



Brug IKKE den angiografiske kontrolsprøjte med roterende adaptertilslutning, undtagen i livstruende nødsituationer i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne i FSN-26/04.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at finde alternative sprøjter, bedes du kontakte din Medline-salgsrepræsentant eller din lokale kundeservice hos Medline.

De relevante kompetente myndigheder er blevet informeret om denne tilbagekaldelse.

Gå venligst videre til de følgende sider for at bekræfte modtagelsen af denne meddelelse. Medline beklager de ulemper, som denne tilbagekaldelse medfører, og takker for Deres samarbejde.

Med venlig hilsen,

Willem van Alst,
Sr. Manager for post-markeds-overvågning, Medline Europe

Denne hastende og vigtige sikkerhedsmeddelelse er kun rettet mod faciliteter, der har modtaget de pågældende produkter.

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf.: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com



**Send venligst kvitteringen for modtagelse pr. e-mail til følgende e-mailadresse:
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com**

Medline-reference: FSN-26/04

Udfyld venligst modtagelsesbekræftelsen og Bilag 1, og send **begge** tilbage via e-mail hurtigst muligt og, **senest 9 juni 2026**. De produkter, der er omfattet af denne tilbagekaldelse, er angivet i **Bilag (side 4-7)**.

Antal nødvendige advarselsmærkater: _____

Ved at udfylde og underskrive denne modtagelsesbekræftelse bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået de givne instruktioner. Jeg bekræfter modtagelsen af FSN-26/04 ved at underskrive dette dokument og returnere det til Medline.

Denne meddelelse skal videregives til alle, der skal være opmærksomme på den i din organisation, eller til enhver organisation, hvortil de potentielt berørte enheder er blevet overført. (Som relevant)

Videregiv venligst denne meddelelse til andre organisationer, som denne handling har indflydelse på. (Som relevant)

Oprethold venligst opmærksomhed på denne meddelelse og den efterfølgende handling i en passende periode for at sikre effektiviteten af den korrigerende handling.

Rapportér venligst alle hændelser relateret til enheder til producenten, distributøren eller den lokale repræsentant samt til den nationale kompetente myndighed, hvis det er relevant, da dette giver vigtig feedback.

Hvis du er **forhandler, grossist, distributør/videreforhandler**, der har distribueret noget omfattet produkt til andre faciliteter: I henhold til forordning om medicinsk udstyr 2017/745, artikel 14, stk. 4 bedes du distribuere denne meddelelse til dine kunder og give Medline bekræftelse på, at dine kunder er blevet underrettet, ved at udfylde oplysningerne nedenfor og returnere dem til Medline pr. e-mail til GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com.

Dato: _____

Navn: _____

Stilling: _____

Institution eller virksomhed: _____

Adresse: _____

By: _____

Medline-kontonummer: _____

Telefon: _____

E-mail-adresse: _____

Underskrift: _____

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





Bilag 1

Vare	Lotnummer	Antal på lager
65600171	0000069626, 0000071501, 0000072473, 0000073218, 0000075734, 0000075952, 0000076964	
65620932	0000069794, 0000071505, 0000079444, 0000091246, 0000095715, 0000097798, 0000100303, 0000104694	
65620936	0000069797, 0000071602, 0000073217, 0000073219, 0000074930, 0000077207, 0000079407, 0000081130, 0000088947, 0000100304, 0000101271	
65620937	0000079402, 0000083931, 0000087404, 0000089546, 0000097082, 0000103560, 0000105533, 0000106264, 0000117538, 0000122235, 0000123018, 0000132450, 0000133131, 0000137250, 0000139598, 0000145310, 0000147764	
65620979	0000069514, 0000072744, 0000073276, 0000073960, 0000075374	
70075027	77215, 79109, 82289, 84363, 90369, 107045, 114900, 120770, 122275, 125531, 125834, 132127, 132132, 135020, 135023, 137279, 141698, 141699, 144189, 147731, 149644, 151436, 156104, 156186, 156392, 156393, 158599, 159566, 161568, 165825, 167199, 176256, 176749, 187350	
70083007	77029, 81537, 84335, 87347, 89563, 113792, 115753, 122956, 127785, 131986, 158748, 175535, 187926	
70084007	78186, 81539, 84274, 86756, 89554, 94842, 96918, 105613, 109479, 111244, 114562, 115421, 117317, 118251, 120265, 120769, 121714, 123466, 124589, 131984, 131989, 138071, 140322, 142850, 147002, 152069, 162694, 173507, 174662, 174773, 176555, 178806, 189895	
70084017	84509, 86823, 95687, 165551, 165868, 166300	
70085007	74193, 77204, 77974, 79512, 83156, 85956, 86070, 86483, 90174, 90816, 90917, 92492, 94095, 96914, 98330, 99425, 100711, 100826, 101994, 113588, 116407, 116708, 117321, 119569, 120349, 121439, 121700, 123467, 124590, 126063, 127845, 132989, 134342, 134345, 134741, 136418, 138294, 141336, 147492, 149666, 150547, 152486, 152797, 155541, 156129, 156574, 158566, 164128, 166270, 167879, 167880, 168660, 170215, 170237, 171147, 172275, 173410, 187298, 187601, 187638	
70085107	75384, 96807, 133033, 147541, 154518, 167033, 179525	
70087007	75190, 75227, 78287, 89093, 90805, 90975, 93951, 94198, 94735, 96910, 101139, 101618, 105984, 106005, 107037, 109850, 110377, 111490, 111537, 112994, 113248, 113383, 113633, 117395, 121309, 122108, 123468, 124591, 127017, 128278, 129370, 130125, 132167, 134842, 138681, 140049, 153343, 156539, 157741, 159414, 166268, 167626, 167639, 169163, 172756, 176061, 178804, 182016, 186160, 187605	
70087107	78897, 148131, 157141, 163681, 167174, 168020, 170851, 176075, 182252, 192254	
70088007	77187, 86247, 90162, 95619, 104749, 109521, 119070, 122098, 125541, 135421, 138529, 141833, 156061, 157744, 161113, 163952, 168023, 172923, 178145, 186934	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





70095007	74195, 77218, 78891, 83117, 84495, 86795, 88301, 89971, 96912, 109777, 114876, 118512, 118674, 120001, 120780, 121233, 121698, 122711, 128697, 131996, 135597, 137025, 138175, 140916, 147679, 150532, 159176, 161098, 161137, 166266, 167160, 170152	
70095107	88193, 90703, 91441, 108589, 112295, 113957, 114591, 114910, 116253, 117305, 121678, 122871, 125011, 125016, 126248, 132001, 147323, 147489	
70097007	79553, 87472, 88541, 94831, 131995, 156391, 157135, 162685	
70097107	75365, 79731, 87346, 94790, 100287, 104614, 105597, 109564, 110688, 118408, 119439, 122041, 124165, 125525, 131987, 133030, 137305, 147507, 147678, 153736, 161611, 165564, 181799, 184713, 185058, 190607	
70098107	95693, 111595, 131985, 159175	
80075027	73773, 75166, 77039, 88354, 90588, 95298, 98304, 103809, 116987, 117782, 121306, 125285, 125804, 126247, 131716, 132243, 134967, 135264, 137714, 141733, 144473, 147785, 149296, 169772, 175145, 176267, 181484, 188304, 189612, 190429, 192341	
80083007	97388, 127072, 135012, 137004	
80084007	80553, 80919, 82969, 85041, 88044, 94514, 99870, 101882, 102372, 105155, 107328, 109442, 112810, 112966, 114317, 115744, 117572, 118722, 118962, 119950, 120931, 121305, 121393, 122583, 122606, 123102, 126198, 126566, 127132, 130798, 131678, 132838, 137176, 139543, 140507, 142057, 142279, 143110, 143264, 143714, 148872, 150059, 150488, 151054, 151295, 151300, 151768, 152754, 153438, 154148, 156028, 158045, 158122, 159113, 159652, 160479, 160753, 161269, 162083, 162090, 162336, 162895, 164540, 164541, 166504, 166983, 167995, 168000, 169147, 169560, 169793, 170823, 171778, 173402, 174087, 174697, 174747, 176011, 176240, 176850, 177923, 179193, 179414, 180511, 182186, 182779, 182782, 185643, 186234, 186874, 187362, 187363, 188837, 188842, 188845	
80084017	101535, 103862, 105095, 106954, 108237, 122887, 126590, 127159, 128360, 128852, 132717, 134047, 135616, 140813, 144899, 148530, 149322, 152430, 161279, 164538, 169107, 173193, 173256, 182141, 183619, 187345, 188399	
80085007	69912, 70209, 70784, 70861, 71257, 71264, 71267, 72311, 73893, 74209, 74673, 74674, 75332, 75764, 77366, 77812, 79410, 80614, 80615, 80915, 81405, 81771, 83753, 84309, 85601, 85648, 85686, 86214, 86721, 86834, 87070, 88596, 88657, 89423, 89903, 90105, 94136, 94420, 96230, 99930, 102515, 102993, 102995, 102996, 103488, 103555, 106721, 106964, 107510, 107536, 107959, 108049, 108050, 109430, 109592, 110369, 110800, 110820, 110918, 111345, 112227, 112968, 114117, 115122, 115130, 115133, 115715, 116669, 117287, 117333, 117592, 119131, 119132, 120359, 120378, 120379, 120477, 120926, 121795, 121799, 121856, 121863, 122659, 123853, 123896, 124655, 125050, 126181, 126182, 126183, 126184, 127096, 127134, 130082, 130189, 130543, 130888, 131003, 131298, 132780, 132835, 133210, 134869, 135426, 135751, 135757, 137216, 137259, 139521, 140407, 140436, 140460, 141378, 142312, 143949, 144525, 144816, 144858, 146335, 146688, 147279, 147758, 148526, 148881, 149157, 149356, 149534, 149591, 150043, 150047,	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





	150277, 150927, 150974, 151304, 151311, 151562, 151735, 153278, 153284, 154621, 154788, 155411, 155753, 156008, 156801, 157245, 157352, 157358, 157585, 157587, 158717, 159713, 159723, 159984, 160326, 160371, 161181, 162113, 162661, 162717, 162771, 162801, 164285, 164301, 164302, 165507, 165537, 166941, 167627, 168370, 168574, 170238, 170490, 170657, 170658, 170774, 172184, 172253, 172513, 172514, 172515, 172517, 172518, 173418, 173434, 173451, 174052, 174053, 174725, 174726, 174727, 175214, 175215, 175384, 175424, 175529, 176612, 176730, 176735, 176752, 177132, 177400, 177401, 177413, 177961, 178119, 178736, 179115, 179339, 179394, 179845, 179890, 179892, 179934, 180103, 180117, 180167, 181513, 181515, 181778, 181916, 182018, 182891, 182911, 183051, 183052, 183327, 183346, 183527, 184160, 184623, 185644, 185648, 185650, 185749, 185759, 185769, 186949, 186950, 187389, 187394, 187519, 187575, 187576, 187577, 187578, 187579, 188490, 188841, 188887, 188910, 189111, 189112, 189155, 189196, 189197	
80087007	69251, 69917, 69924, 69955, 72771, 77785, 77961, 80251, 80640, 81441, 81509, 82978, 83583, 84511, 85710, 86143, 87262, 88591, 89167, 89223, 89900, 90951, 92215, 92427, 93891, 94516, 94933, 95447, 95467, 96380, 97051, 99609, 99610, 103018, 103037, 103071, 106714, 107645, 108268, 108568, 109958, 110755, 110822, 111582, 114281, 114307, 115713, 115967, 117330, 117797, 118671, 119940, 120026, 120051, 120053, 120316, 120975, 121434, 122584, 122603, 122604, 124663, 124680, 125249, 125286, 126308, 126556, 126585, 126586, 127955, 128344, 129498, 129499, 130238, 132000, 132003, 132374, 132699, 133607, 133695, 134500, 134502, 134897, 135265, 135316, 137719, 137820, 139116, 139172, 140262, 140397, 140962, 140966, 141839, 141861, 142855, 142869, 143982, 143993, 144660, 145515, 145586, 145926, 146475, 146982, 146986, 147169, 147982, 148028, 148577, 149312, 149318, 149583, 150969, 151045, 151063, 151741, 151761, 153191, 153280, 154083, 154130, 154176, 155027, 155028, 155581, 156012, 156816, 157314, 157315, 158415, 159552, 159560, 159582, 159978, 160369, 162471, 162480, 162481, 162624, 162625, 162649, 164092, 164096, 164097, 164098, 164291, 164356, 164369, 164412, 164549, 165293, 165504, 165591, 165654, 166238, 166269, 166502, 167633, 167696, 167868, 167920, 167921, 167958, 167971, 169151, 170064, 170157, 170159, 170191, 170618, 171787, 171814, 171818, 172763, 172766, 173231, 173232, 173233, 173234, 173247, 174297, 174299, 174312, 174326, 174327, 175651, 176231, 176507, 176617, 177589, 177957, 178097, 178099, 178800, 179118, 179119, 179357, 179358, 179359, 179906, 179922, 180197, 181163, 181815, 182069, 182717, 182776, 182777, 182835, 183531, 183532, 183591, 183662, 184146, 184178, 184332, 184352, 184776, 184777, 185117, 185118, 185660, 185661, 186183, 186212, 186254, 186265, 186566, 186876, 187378, 187393, 187532, 187533, 187581, 187583, 187602, 187628, 188843, 188844, 188889, 189198, 189242, 189684, 189685, 189686	
80095007	105201, 106354, 112875, 114278, 123107, 125259, 143729, 145697, 157989, 161262, 162833, 162869, 164539, 172176, 172859, 176097, 178913, 181201, 181321, 185560	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





656000780	0000094444, 0000096116, 0000099440, 0000116841, 0000118601, 0000119926, 0000146198	
656000784	0000069279, 0000072461, 0000076540, 0000082856, 0000087380, 0000088945, 0000106748	
656001716	0000070836, 0000073196, 0000077580, 0000078151, 0000078320	
656209310	0000069359, 0000073804, 0000082854, 0000091491	
656209312	0000069351, 0000072054, 0000073455, 0000082473, 0000099938, 0000104329	
656209328	0000069754, 0000071500, 0000073278, 0000077805, 0000082861, 0000083330, 0000084066, 0000086623, 0000091882	
656608749	23DBM397, 23FBE735, 24ABI614, 24BBK268, 24CBI159, 24CBM852, 24CBT018, 24EBH534, 24EBO034, 24FBD257, 24GBT180, 24IBA807, 24JBA692, 24JBN963	
6561062592	0000083925, 0000087874	
63620462A	0000069745, 0000074242, 0000075910, 0000076960, 0000083791, 0000091846, 0000094148, 0000094162, 0000097489, 0000120370, 0000121303, 0000127737, 0000145316, 0000148393, 0000157873, 0000161101, 0000165141, 0000169771, 0000171027, 0000172536, 0000176156, 0000177497, 0000178580, 0000189278	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tlf: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Handelsregisternummer: 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 67
Tlf.: +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com

