

Anbefaling for substitution af ernæringspræparater

1.1 Sondeernæring

Der er mulighed for ombytning af sondeernæringspræparater, såfremt præparaterne er tilstrækkelig ens mht. næringsstofsammensætning. Præparaterne er derfor inddelt og klassificeret efter indholdet af energi (kJ), protein, proteinenergi procent, proteinkilde fx soja samt indholdet af fibre.

Specialprodukter kan almindeligvis ikke ombyttes.

Standardpræparaterne kan ombyttes, hvis de har samme nummer **og** samme bogstav, fx 1 for energiindhold og b for protein, **og** samtidig skal produktet også have samme indhold af fibre dvs. tilsat fibre eller ikke tilsat fibre.

Ved alle præparater er der foretaget en vurdering af, hvorvidt de er fuldgyldige eller ikke-fuldgyldige (supplerende ernæring).

Præparaterne er inddelt på følgende måde:

Energiindhold

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Standard | 420-629 kJ |
| 2. Energirig | 630-838 kJ |
| 3. Meget energirig | => 839 kJ |
| 4. Proteinkilde fra soja | |
| 5. Energireduceret | < 420 kJ |
| 6. Specialprodukter | |

Proteinindhold i procent

- 10-14,9 E %
- 15-17,9 E %
- 18-19,9 E %
- => 20 E %

1.2 Drikke

Der er mulighed for ombytning af tilskudsrikke, såfremt præparaterne er tilstrækkelig ens mht. næringsstofsammensætning. Præparaterne er derfor inddelt og klassificeret efter indholdet af energi (kJ), protein, proteinenergi procent, fedt samt indholdet af fibre.

Specialprodukter kan almindeligvis ikke ombyttes.

Standardpræparaterne kan ombyttes, hvis de har samme nummer **og** samme bogstav, fx 1 for energiindhold og b for protein, **og** samtidig skal produktet også have samme indhold af fibre dvs. tilsat fibre eller ikke tilsat fibre.

Ved alle præparater er der foretaget en vurdering af, hvorvidt de er fuldgyldige eller ikke-fuldgyldige (supplerende ernæring).

Præparaterne er inddelt på følgende måde:

Energiindhold

1	Standard	420-629 kJ
2	Standard, saftbaseret	420-629 kJ
3	Energirig	630-838 kJ
4	Energirig saftbaseret	620-838 kJ
5	Meget energirig	=> 839 kJ
6	Specialprodukter	

Proteinindhold i procent

- 10-14.9 E %
- 15-17.9 E %
- 18-19.9 E %
- > 20 E % og derover
- < 10 E