
Beskrivelse af tilberedning



RESTRICTION ON USE, PUBLICATION OR DISCLOSURE OF PROPRIETARY INFORMATION

This document contains information proprietary to Little Green Pharma Denmark.
Use, publication or disclosure requires the express written approval of Little Green Pharma Denmark.

Billinol "LGP"

1 g inhalationsdamp, droge indeholder:

1 g *Cannabis sativa* L. 'Lemon Skunk', flos (cannabisblomst), svarende til

160 mg dronabinol (THC) og maksimalt 2 mg cannabidiol (CBD)

0,9 mL måleske til dosering er vedlagt i pakningen

Oversigt

1. Anvendelse
2. Dosering
3. Opbevaring og holdbarhed
4. Fremstiller

1. Anvendelse

Du indtager medicinsk cannabis ved inhalation gennem en fordamper. Fordamperen opvarmer produktet til en temperatur, som er nødvendig for at opnå effect (typisk 180°C til 185°C).

For inhalation af Billinol "LGP" bør du anvende en pålidelig fordamper, der er certificeret til medicinsk brug. Anvend fx Migthy Medic® eller Volcano Medic®. Rådfør dig med din læge. Rygning af cannabisproduktet frarådes.

Fordampere kommer med detaljerede instruktioner om, hvordan de anvendes. Følg de instruktioner, der følger med din fordamper.

2. Dosering

Little Green Pharma Danmark anbefaler følgende til dosering.

Hvis din læge har ordineret medicinsk cannabis til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering af medicinsk cannabis kan variere meget fra patient til patient. Startdosis bør derfor være lav og kan så gradvist øges, til den ønskede effekt opnås. Det foreslås at lave et skema for forøgelse af dosis i samråd med lægen.

For Billinol "LGP" er startdosis oftest 100-200 mg, som svarer til 1-2 medicinmål (Måleske vedlagt i pakningen).

Findeling af blomst skal foretages lige inden brug. En eventuelt rest af findelt blomst vil kunne benyttes ved næste dosis

Sådan gør du:

1. Placer blomsten i urtekværnen (urtekværn og instruktion for brug af urtekværn er vedlagt de anbefalede fordampere).
2. Findel blomsten ved at dreje urtekværnen frem og tilbage 10 gange.
3. Placer den ønskede dosis af findelt cannabisblomst i fordamperen (1-2 strøgne medicinmål).
4. Tænd fordamperen og vent til apparatet er klar.
5. Inhaler derefter én gang. Følg altid de specifikke instrukser til din fordamper nøje.
6. Ved udånding er damp normalt synlig, mindre tæt end røg og dufter anderledes.
7. Mærk efter og vent 15 minutter før du eventuelt inhalerer igen.
8. Stop behandlingen hvis du får bivirkninger og kontakt egen læge.

Start med at udføre denne procedure en gang om dagen. Inhalation flere gange om dagen bør kun overvejes efter et stykke tid, når dosis og varighed af effekten er kendt. Rådfør dig altid med din læge.

Vær opmærksom på at dosis er forskellig fra product til produkt og derfor ikke kan sammenlignes med andre cannabisprodukter

3. Opbevaring og holdbarhed

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original pose, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdbarhed før åbning, se emballagen.

Holdbarhed efter åbning er 4 uger.

Brug ikke Billinol "LGP" efter den anførte udløbsdato.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

4. Fremstiller

Little Green Pharma Denmark
Grønnegyden 105
5270 Odense N
Email: dk.info@lgp.global

