

CBD20 OLIE STENOCARE

Dette produktinformationsark er udarbejdet af mellemproduktfremstilleren af det omhandlende cannabismellemprodukt.

Det er vedlagt i pakningen og publiceret sammen med produktarket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, så læger, apoteker, borgere mfl. derved kan orientere sig i disse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Oversigt:

1. Indhold
2. Beskrivelse af anvendelse
3. Opbevaring og holdbarhed
4. Yderligere oplysninger

1. Indhold

1 mL indeholder:

25 – 29 mg ekstrakt (som blødt ekstrakt) fra *Cannabis sativa* L., flos (cannabisblomst) svarende til 20 mg cannabidiol (CBD) og maksimalt 1,5 mg dronabinol (THC). Ekstraktionsmiddel: Flydende carbondioxid

Sublingual opløsning

Hjælpestoffer

Olivেনolje, rensat.

Medicinmål

Doseringsprøjte på 1,0 mL og med en graduering à 0,1 mL er vedlagt


2. Beskrivelse af anvendelse

Brug altid produktet efter lægens anvisning, ved tvivl kontaktes lægen.

Rygning af cannabisproduktet frarådes.

Inhalation af cannabisproduktet frarådes.

Trin 1:



Tryk ned på låget samtidig med at låget drejes for at bryde forseglingen af flasken.

Trin 2:



Tag doseringsprøjten og hiv dens prop af.

Isæt sprøjten i hullet i flaskens plastikindsats, der fungerer som drypstopper.

Vend langsomt flasken på hovedet, som vist på figuren.

Fyld sprøjten med den ordinerede dosis ved at trække i stemplet.



Trin 3:



Vend langsomt flasken tilbage og stil den på bordet.
Kontroller at sprøjten indeholder ordinerede dosis.
Træk sprøjten forsigtigt ud af flasken og skru låget på flasken.

Trin 4:



Tøm doseringssprøjten indhold forsigtigt under tungen. Olien skal holdes under tungen så længe som muligt.

Efter brug:
Rengør doseringssprøjten med varmt vand og tør med en ren klud.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af **CBD20 OLIE STENOCARE** end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

3. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring

Før åbning:
Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastflaske, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

Efter åbning:
Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastflaske, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

Holdbarhed

Før åbning:
6 måneder

Efter åbning:
4 uger

Brug ikke **CBD20 OLIE STENOCARE** efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinsk cannabisrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må medicinrester ikke smides i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

4. Yderligere oplysninger

Pakningsstørrelse

30 mL

Navn og adresse på fremstilleren af cannabismelleproduktet

Stenocare A/S, Lejrvej 9, 3500 Værløse

Dette patientinformationsark blev senest ændret

22.10.2025

Du kan finde yderligere oplysninger om dette produkt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.dkma.dk>.