

Descrizione	Data	Cliente	Materiale
0540372	03/2024, v. 03	BAXTER	
N° colori	Formato		
4			



Grafiche Pradella

ETICHETTE E PACKAGING

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

DOSERINGSPROTOKOL

Doseringsstabel for Paracetamol Baxter 10 mg/ml (1)

Patients vægt	Dosis pr. administration	Volume pr. administration	Maksimalt volumen pr. administration baseret på de ovenstående gængse (ml)*
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml
> 10 kg til ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml
> 33 kg til ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml
> 50 kg og med yderligere risikofaktorer for hepatotoksicitet	1 g	100 ml	100 ml
> 50 kg og ingen yderligere risikofaktorer for hepatotoksicitet	1 g	100 ml	100 ml

1 ml = 10 mg

Patients vægt kg
Volume af paracetamol ml
Mængde af paracetamol mg

Administrationsprotokol.

Konventionel behandling af moderate smerter, specielt efter kirurgi, og til konventionel behandling af feber, for forebyggende administration af feberbehandling på grund af et akut behov for et behandlingsmateriale eller temperaturmåling, og/eller til anden administrationsform ikke er mulig. (1)

Maksimumstillet mellem hver administration til patienter med svært nedsat nyrefunktion skal være mindst 6 timer. (1)

Produktresumé for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning.

Til børn, der vejer ≤ 10 kg:

- Dosis til disse patienter er 7,5 mg/kg.
- Det administrerede volumen af Paracetamol Baxter 10mg/ml må aldrig overskride 7,5 ml pr. dosis til patienter, der vejer ≤ 10 kg. Bemærk, at den maksimale dosis er mindre hos patienter, der vejer mindre end 10 kg.
- Se doseringsværktøjet for Paracetamol Baxter for den korrekte dosering.
- Hætteglasset med Paracetamol Baxter må ikke hænges op som en infusion på grund af det lille volumen af lægemiddel, der skal indgives til denne population.
- En 5 eller 10 ml sprøjte skal anvendes til at afmåle den dosis, som er passende til vægten af barnet og det ønskede volumen.
- Volument, der skal indgives, udrækkes fra hætteglasset og kan indgives ufortyndet eller fortyndet (fra et til ni volumener diluent) i en 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 % glucoseopløsning og skal indgives over 15 minutter

Til børn, unge og voksne, der vejer > 33 kg, men ≤ 50 kg:

- Dosis til disse patienter er 15 mg/kg. Den maksimale daglige dosis til disse patienter må ikke overskride 3 g på 24 timer.
- Det volumen af Paracetamol Baxter 10 mg/ml, som indgives, må aldrig overskride 75 ml pr. dosis.

Dato for sidste ændring af teksten: 03/2024, v. 03

Se produktresuméet for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning, for yderligere oplysninger.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE
Utrecht, Holland

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

DOSERINGSPROTOKOL

Doseringsstabel for Paracetamol Baxter 10 mg/ml (1)

Patients vægt	Dosis pr. administration	Volume pr. administration	Maksimalt volumen pr. administration baseret på de ovenstående gængse (ml)*
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml
> 10 kg til ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml
> 33 kg til ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml
> 50 kg og med yderligere risikofaktorer for hepatotoksicitet	1 g	100 ml	100 ml
> 50 kg og ingen yderligere risikofaktorer for hepatotoksicitet	1 g	100 ml	100 ml

1 ml = 10 mg

Patients vægt kg
Volume af paracetamol ml
Mængde af paracetamol mg

Administrationsprotokol.

Konventionel behandling af moderate smerter, specielt efter kirurgi, og til konventionel behandling af feber, for forebyggende administration af feberbehandling på grund af et akut behov for et behandlingsmateriale eller temperaturmåling, og/eller til anden administrationsform ikke er mulig. (1)

Maksimumstillet mellem hver administration til patienter med svært nedsat nyrefunktion skal være mindst 6 timer. (1)

Produktresumé for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning.

Til børn, der vejer ≤ 10 kg:

- Dosis til disse patienter er 7,5 mg/kg.
- Det administrerede volumen af Paracetamol Baxter 10mg/ml må aldrig overskride 7,5 ml pr. dosis til patienter, der vejer ≤ 10 kg. Bemærk, at den maksimale dosis er mindre hos patienter, der vejer mindre end 10 kg.
- Se doseringsværktøjet for Paracetamol Baxter for den korrekte dosering.
- Hætteglasset med Paracetamol Baxter må ikke hænges op som en infusion på grund af det lille volumen af lægemiddel, der skal indgives til denne population.
- En 5 eller 10 ml sprøjte skal anvendes til at afmåle den dosis, som er passende til vægten af barnet og det ønskede volumen.
- Volument, der skal indgives, udrækkes fra hætteglasset og kan indgives ufortyndet eller fortyndet (fra et til ni volumener diluent) i en 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 % glucoseopløsning og skal indgives over 15 minutter

Til børn, unge og voksne, der vejer > 33 kg, men ≤ 50 kg:

- Dosis til disse patienter er 15 mg/kg. Den maksimale daglige dosis til disse patienter må ikke overskride 3 g på 24 timer.
- Det volumen af Paracetamol Baxter 10 mg/ml, som indgives, må aldrig overskride 75 ml pr. dosis.

Dato for sidste ændring af teksten: 03/2024, v. 03

Se produktresuméet for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning, for yderligere oplysninger.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE
Utrecht, Holland

kg - Patientens vægt	ml - Volumen af paracetamol	mg - Mængde af paracetamol
1	0,75	7,5
2	1,5	15
3	2,25	22,5
4	3	30
5	3,75	37,5
6	4,5	45
7	5,25	52,5
8	6	60
9	6,75	67,5
10	7,5	75
11	16,5	165
12	18	180
13	19,5	195
14	21	210
15	22,5	225
16	24	240
17	25,5	255
18	27	270
19	28,5	285
20	30	300
21	31,5	315
22	33	330
23	34,5	345
24	36	360
25	37,5	375
26	39	390
27	40,5	405
28	42	420
29	43,5	435
30	45	450
31	46,5	465
32	48	480
33	49,5	495
34	51	510
35	52,5	525
36	54	540
37	55,5	555
38	57	570
39	58,5	585
40	60	600
41	61,5	615
42	63	630
43	64,5	645
44	66	660
45	67,5	675
46	69	690
47	70,5	705
48	72	720
49	73,5	735
50	75	750

DOSTL100K

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542CE
Utrecht, Holland



Træk

Paracetamol Baxter

paracetamol 10 mg/ml

INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Kortvarig behandling af moderate smerter, specielt efter kirurgi, og til kortvarig behandling af feber, når intravenøs administration er klinisk berettiget på grund af et akut behov for at behandle smerter eller temperaturforhøjelse, og/eller når anden administrationsform ikke er mulig.^[1]

UDVIS FORSIGTIGHED VED ADMINISTRATION AF PARACETAMOL BAXTER 10 mg/ml FOR AT UNDGÅ FORVIRRING MELLEM MILLIGRAM (mg) og MILLILITER (ml), DER KAN FØRE TIL UTILSIGTET OVERDOSIS ELLER DØDSFALD.

Vær opmærksom på, at dosis er nøjagtigt ordineret og administreret. Ved udskrivning af recepter skal både den totale dosis i mg og den totale dosis i volumen i ml angives. Vær omhyggelig, så det sikres, at dosis administreres præcist efter de specifikke anbefalinger til den pædiatriske population (se anbefalingerne nedenfor).

Administrationsprotokol til nyfødte, spædbørn og børn, der vejer 10 kg eller mindre^[1]

[Dosering udtrykt i mg/kg paracetamol]

For administration til patienter, der vejer mere end 10 kg, se produktresuméet og Doseringsredskabet for Paracetamol Baxter

**1 ml = 10 mg
paracetamol**

Patientens vægt	Enkelt-dosis	Maksimal daglig dosis**
≤ 10 kg*	7,5 mg/kg dvs. 0,75 ml/kg	<ul style="list-style-type: none">Minimumsintervallet mellem hver administration skal være mindst 4 timer. Der må ikke gives mere end 4 doser på 24 timer.Den maksimale daglige dosis må ikke overskride 30 mg/kg
* Præmature nyfødte: Der foreligger ingen data om sikkerhed og virkning for præmature nyfødte spædbørn.		
** Maksimal daglig dosis: Den maksimale daglige dosis, som anført i ovenstående tabel, er til patienter, som ikke får andre produkter indeholdende paracetamol. Den maksimale daglige dosis skal justeres for patienter, der får andre paracetamol-indeholdende produkter.		

Det administrerede volumen af Paracetamol Baxter 10 mg/ml må aldrig overskride 7,5 ml pr. dosis til patienter, der vejer ≤ 10 kg. Bemærk, at den maksimale dosis er mindre hos patienter, der vejer mindre end 10 kg. Se doseringsværktøjet for Paracetamol Baxter for den korrekte dosering.

Barnets vægt ≤ 10 kg	Volumen af hætteglas, der skal anvendes i ml	Tilsvarende mængde af paracetamol i mg
1 kg	0,75 ml	7,5 mg
1,5 kg	1,1 ml	11 mg
2 kg	1,5 ml	15 mg
2,5 kg	1,8 ml	18 mg
3 kg	2,2 ml	22 mg
3,5 kg	2,6 ml	26 mg
4 kg	3,0 ml	30 mg
4,5 kg	3,3 ml	33 mg
5 kg	3,7 ml	37 mg
5,5 kg	4,1 ml	41 mg
6 kg	4,5 ml	45 mg
6,5 kg	4,8 ml	48 mg
7 kg	5,2 ml	52 mg
7,5 kg	5,6 ml	56 mg
8 kg	6,0 ml	60 mg
8,5 kg	6,3 ml	63 mg
9 kg	6,7 ml	67 mg
9,5 kg	7,1 ml	71 mg
10 kg	7,5 ml	75 mg

Følgende anbefalinger gælder for patienter, der vejer ≤ 10 kg:

- Hætteglasset må ikke hænges op som en infusion.
- En 5 ml eller 10 ml sprøjte skal anvendes til at afmåle den dosis, som er passende til vægten af barnet og det ønskede volumen.
- Volumenet, der skal indgives, udtrækkes fra hætteglasset og kan indgives ufortyndet eller fortyndet (fra et til ni volumener diluent) i en 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 % glucoseopløsning og skal indgives over 15 minutter.
- Se produktresuméet for yderligere oplysninger om dosering.

Denne plakat er en del af risikostyringsplanen for Paracetamol Baxter for at minimere risikoen for overdosering.

Bivirkninger skal indberettes. Indberetningsskemaer og information kan findes på www.meldenbivirkning.dk Bivirkninger skal også indberettes til Baxter på www.baxter.dk

[1] Produktresumé for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning.